

## Venus<sup>®</sup> PURE

# TAKE

# IT



Desideri ridurre i tempi alla poltrona realizzando restauri anteriori e posteriori senza sforzo solo con una stratificazione monocromatica? Con le **quattro** nuove tonalità **Venus Pearl Pure Shades\***, soddisferai le richieste dei tuoi pazienti semplificando al massimo il tuo flusso di lavoro.

\* Disponibile anche la gamma Venus Diamond Pure Shade

# EASY.



validità  
dal 15/04/2024  
al 5/07/2024

promozioni  
commerciali  
studio 2



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

PAG. 27

# 02

DENTAL CLUB<sup>®</sup>

*un mondo di persone*

# LA GESTIONE DELLO SBIANCAMENTO per risolvere i casi più difficili

giovedì  
**23**  
maggio

Opalescence<sup>®</sup>  
tooth whitening systems



# #1

## PROFESSIONAL TEETH WHITENING BRAND ON THE PLANET

sede del corso:  
DENTAL CLUB S.P.A  
via Alessandro Volta 5  
Limena (PD)



relatore: **Dr. Pietro Sibilla**

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2003, presso L'Università degli Studi di Ferrara. La stessa Università l'ha visto borsista dal 2007 presso il Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche della Comunicazione e del Comportamento. Nel 2004 ha vinto il Premio Goldman al congresso Nazionale SidP, Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. Lavora a Ferrara dedicandosi prevalentemente all'odontoiatria estetica e alle riabilitazioni complesse.

programma e orari:

**dalle ore 19:30 alle 22:00**

Durante il corso ti spiegherò come devi comportarti quando ti trovi ad affrontare le discromie dei denti più difficili e risolverli con l'aiuto dello sbiancamento.

Con la ricetta e il timing che ti fornirò sarà più semplice affrontare i casi estetici. Vedrai come risolvere:

- Le discromie più difficili
- Le macchie bianche
- Il trattamento sbiancante del paziente ipersensibile
- Lo sbiancamento abbinato ai pazienti che fanno ortodonzia
- La gestione dei tempi nei pazienti che necessitano di protesi o conservativa

***Dental Club sarà lieta di offrire un aperitivo a tutti i partecipanti!***

**UP**  
ULTRADENT  
PRODUCTS, INC.

quota di partecipazione:  
€ 20,00 iva inclusa

informazioni e prenotazioni:  
Dental Club S.p.A. Limena (Pd) - 049 7662870 - padova@dentalclub.it



**DENTAL CLUB**  
un mondo di persone

# NUOVE FRONTIERE IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA

*L'approccio mininvasivo e atraumatico  
al piccolo paziente con i peptidi P11.4 Vvardis*

giovedì

18


aprile

obiettivi:

In questo evento saranno presentati i nuovi protocolli per trattare le lesioni cariose iniziali nei denti decidui e nei pazienti non collaboranti grazie alla tecnologia dei peptidi di Curodont™ Repair.

sede del corso:

DENTAL CLUB S.P.A  
via Dei Fornacai 29/B  
Bologna

relatrice: **Dr.ssa Chiara Terrazzani**

Rinomata odontoiatra italiana con una consolidata esperienza nel settore. Laureata con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Padova nel 2006. Attualmente, ricopre il ruolo di Odontoiatra libero professionista presso Dentas, dove svolge le funzioni di Responsabile del reparto di Odontoiatria Infantile.

Ha ulteriormente approfondito le proprie competenze attraverso corsi di specializzazione e un Master di secondo livello in endodonzia presso l'Università di Padova, il Perfezionamento in Odontoiatria Pediatrica presso l'Università di Trieste, nonché un Master in Odontoiatria Pediatrica e Ortodonzia intercettiva presso l'Università di Padova, oltre a numerosi corsi privati in varie discipline odontoiatriche.

L'attività della Dr.ssa Terrazzani è quotidianamente imperniata sul dente deciduo, l'igiene del bambino, il rapporto con i genitori, l'alimentazione e gli aspetti psicologici dei piccoli pazienti, l'interazione con pediatri, fisioterapisti e i componenti del team odontoiatrico.

In questa serata verranno presi in considerazione gli aspetti della diagnosi, della prevenzione e dei trattamenti minimamente invasivi con i peptidi di Curodont™ Repair che sono funzionali ai pazienti non collaboranti, per preservare la struttura naturale dei denti fino alla caduta.

programma:

- Gestione del paziente pediatrico e interazione con vari professionisti (ortodonzista, igienista, nutrizionista, pediatra, psicologo)
- Approccio ai genitori
- Strumenti di lavoro e gestione della paura e dello stress del paziente
- Protossido e ozono
- L'importanza di preservare il dente deciduo e la sua struttura
- La diagnosi delle lesioni cariose iniziali con sistemi non invasivi
- Il trattamento minimamente invasivo con Repair nelle lesioni cariose iniziali
- Nuovi approcci e opportunità di trattamento di MIH
- Risultati clinici e letteratura
- Domande e risposte

orario: **19:30 - 21:30**

quota di partecipazione:  
**20€ (iva inclusa)**



informazioni e prenotazioni:  
Dental Club S.p.A. Bologna - 051 323941 - bologna@dentalclub.it



## INDEX ALFABETICO PRODOTTI

Abbigliamento	Conf. Cappello	12 e 13	Flexacryl	Lang	47	Punte di Guttapercha	Roeko	24
Activa Presto	Pulpdent	34	Forendo Paste	Pulpdent	26	Rebase II Fast	Tokuyama	47
Active Bioactive Base Liner	Pulpdent	34	Frese in Tungsteno	D+Z	40	Relyx Unicem 2	3M	43
Aghi Irriflex	P.D.	21	G-aenial A'Chord	GC	32	Riva Light Cure	SDI	34
Aghi Irrigation Probe	Kerr	20	Gel Parodontale	Recordati	6	Rotali per Sterilizzazione	Gline	33
Aghi per Lavaggi canalari	InLine	26	Gommini in Silicone	Identoflex	40	Scandonest	Septodont	14
Aghi Pject	Simit Pharma	15	Gutta Blueshaper	Zarc4Endo	20	ScotchBond Universal	3M	29
Aghi Septoject	Septodont	15	Gutta Excalibur	Zarc4Endo	21	Scovolini Interdentali	Gum Sunstar	6
Aghi Septoject Evolution	Septodont	15	GuttaFlow Bioseal	Coltene	24	Seggiolini a sella	Score	63
Aligner flow LC	Voco	34	Helix Test	De Marco	33	Septanest	Septodont	14
Articaina	Pierrel	14	Herculite XRV Ultra Flow	Kerr	33	SimpliShade	Kerr	33
Assistina Twin	W&H	60	HyFlex EDM	Coltene	24	Skyce	Ivoclar	10
Beautibond Extreme	Shofu	30	iBond Universal	Kulzer	28	Sofreliner Tough	Tokuyama	47
Beautiful Bulk Flow Universal	Shofu	31	Impregum Penta	3M	45	Spazzolini manuali	Gum Sunstar	6
Beautiful Flow Plus X	Shofu	31	iRoot Apex localizzatore apicale	Bondent	21	Speedcem Plus	Ivoclar	42
Beautiful II LS	Shofu	31	iRoot Pro micromotore endodontico	Bondent	21	Speedex Attivatore	Coltene	46
Bio Orange Solvent	Ogna	33	Kavo Spray	Kavo	53	Speedex Light	Coltene	46
BioCollagen Membrana	Bioteck	17	K-File	Maillefer	25	Speedex Putty	Coltene	46
Biodentine XP	Septodont	18	Kitigiene per detartraggio	Acteon	59	Sphero-Block	Rhein	48
Bio-Gen Granuli	Bioteck	17	Kit manipoli Master	Kavo	61	SplintLine	Lang	47
Bio-Gen Granuli Gel	Bioteck	17	Lamine Flex Cortical Sheet	Bioteck	17	Spongostan	Ethicon	15
Bio-Gen Putty	Bioteck	17	Lidocaina Gel	Ogna	15	Sporigerm Fazzoletti	IDS	49
BlancOne Click	IDS	9	Lidocaina Spray	Ogna	15	Sporigerm Ferri Plus	IDS	49
BlancOne Home+	IDS	9	Manipolo dritto T2 LINE AH 40 L	Sirona	61	Sporigerm Spray Plus	IDS	49
Bluephase Powercure lampada fotopoli.	Ivoclar	59	Matrici SlickBands	Garrison	37	Starlight Pro lampada fotopoli.	Mectron	59
BlueShaper Pro	Zarc4Endo	20	Matrici VariStrip	Garrison	37	Structur 2 SC	Voco	47
Bowie & Dick Test	De Marco	33	MaxCem Elite	Kerr	43	Super Etch Jumbo	SDI	30
Buste Autosaldanti	Crosstex	33	Membrane Heart	Bioteck	17	Suture Silk	SMI	16
Calcitos Granuli	Bioteck	17	Mepivacaina	Pierrel	14	Suture Supramid	SMI	16
Cavicide	Kerr	52	Mi Paste Plus	GC	10	Suture Surgicryl 910	SMI	16
Caviwipes	Kerr	52	MTA White	P.D.	26	Thermobturator	InLine	26
Citocartin	Molteni Dental	14	Multilink Automix	Ivoclar	42	Tooth Mousse	GC	10
CleanJoy	Voco	11	Neosealer Flo	Avalon Biomed	19	Transbond Plus	3M Unitek	43
Clearfil majesty ES-2	Kuraray Noritake	32	Niclor 5	Ogna	20	Transbond XT	3M Unitek	43
Clearfil majesty ES-2 Universal	Kuraray Noritake	32	Occluform 3	Erkodent	62	Turbina Bora2 att.kavo o unifix	Bienair	62
Clearfil Universal Bond	Kuraray Noritake	32	One-Fil	Ogna	20	Turbina EXPERTORQUE LUX E680 L	Kavo	61
Clearfil majesty ES Flow	Kuraray Noritake	32	Optibond FL	Kerr	33	Turbina M900L attacchi vari	Nsk	62
Collutorio Dentosan	Recordati	6	Optibond Gel Etchant	Kerr	30	Turbina SMART.TORQUE LUX S619 L	Kavo	61
Combi touch	Mectron	55	Optibond Solo Plus	Kerr	33	Turbina Synea TG-98 L/LM	W&H	60
Compact plus macchina per calzari	Kiaccessori	63	Optibond Universal	Kerr	33	Turbina T2 BOOST attacco kavo	Sirona	61
Contrangolo ca 1:1	Bienair	62	Opticore Classic	IDS	35	Vapor Line		53
Contrangolo M25L 1:1	Nsk	62	Opticore N3	IDS	35	Variolink Esthetic DC	Ivoclar	42
Contrangolo M95L 1:5	Nsk	62	Optocain	Molteni Dental	14	Venus Bulk Flow One	Kulzer	28
Contrangolo Swingle	Ravelli	41	Oraqix Gel	Dentsply Sirona	15	Venus Diamond Flow	Kulzer	28
Contrangolo T2 LINE 1:1 A 40 L	Sirona	61	OT-Cap	Rhein	48	venus Diamond Pure	Kulzer	27
Contrangolo T2 LINE 1:5 A 200 L	Sirona	61	OT-Equator	Rhein	48	Venus Pearl	Kulzer	28
Contrangolo WG-56 LT 1:1	W&H	60	OverCem SA	Ovefibers	35	Venus Pearl Pure	Kulzer	27
Contrangolo WG-99 LT 1:5	W&H	60	P5 Newtron XS Bled Ablatore	Acteon	59	Vestige Bite	TrayArt	46
DD20+	Gline	49	P5 Newtron XS Pure cieco Ablatore	Acteon	59	Vestige Putty	TrayArt	46
Dentaport root zx local. apicale	Morita	59	Palavit 55 VS	Kulzer	47	Vestige Ribasanti	TrayArt	46
Detarzin	Ogna	10	Panavia SA Universal	Kuraray Noritake	43	WaveOne Gold	Maillefer	25
Dia Dental Alginato	TrayArt	46	Panavia V5	Kuraray Noritake	43	Wisplex localizzatore apicale	Bondent	21
Disinfettanti per Aspiratori	Sunsept	51	PeriAcryl	Bioteck	17	X-Smart Pro	Dentsply Sirona	25
Disinfettanti per Impronte	Sunsept	51	Perni Fiber Post	Gline	35	X-Smart Pro +	Dentsply Sirona	25
Disinfettanti per Strumenti	Sunsept	50	Perni Hi-Rem Prosthetic	Ovefibers	35	Zero #100	TrayArt	52
Disinfettanti per Superfici	Sunsept	50	Piezosurgery touch	Mectron	55	Zero #310	TrayArt	52
DS40+	Gline	49	Piezosurgery white	Mectron	55	Zero #901	TrayArt	52
EDTA 17%	Ogna	20	Porcelain Etch	Pulpdent	30	Zeta 1 Ultra	Zhermack	53
Endo Wise motore endodontico	Bondent	21	Profluorid Varnish	Voco	11	Zeta 3 Foam	Zhermack	53
Endomethasone N	Septodont	20	ProTaper Next	Maillefer	25	Zeta 3 Soft Classic	Zhermack	53
Erkoform 3d motion termoformatrice	Erkodent	62	Proxty	Ivoclar	10	Zeta 5 Power Act	Zhermack	53
Etch-Rite	Pulpdent	30	Puli-Jet Classic	Cattani	52	Zeta 6 Hydra	Zhermack	53
Eugenate Desobturator	P.D.	26	Puli-Jet Plus 2.0	Cattani	52	ZipBond Universal	SDI	30
Excalibur	Zarc4Endo	20	Punte Carta	Zarc4Endo	20	Zoe Remover	Ogna	20
Fiitek Z250	3M	28	Punte Carta Excalibur	Zarc4Endo	21			
FitStrip	Garrison	37	Punte di Carta	Roeko	24			

CURODONT™ REPAIR

## Arrestare e far regredire la carie iniziale attraverso la rigenerazione dello smalto

- Formula biomimetica brevettata e clinicamente provata a base del monomero-peptide P<sub>11</sub>-4
- Tasso di successo clinico del 93%
- Applicazione non invasiva, facile e indolore
- Per denti definitivi e decidui, comprese le superfici interprossimali
- Una sola applicazione necessaria



I. Godenzi D et al. J Am Dent Assoc. 2023;S0002-8177 (23)00416-6



Confezione: 10 applicatori pronti all'uso

Promo lancio  
~~350€~~  
280€

CURODONT™ PROTECT

codice F24.02300

## Gel remineralizzante contro la carie con tecnologia vVARDIS a base di peptidi

- Efficacia clinicamente provata contro le white spots, anche intorno ai brackets<sup>1</sup>
- Supporta la terapia rigenerativa con Curodont™ Repair
- Per uso nello studio clinico e domiciliare (1-2 applicazioni a settimana)
- Non contiene caseina, include fluoro

CURODONT™ PROTECT contiene la tecnologia peptidica P<sub>11</sub>-4, combinata con calcio, fosfato e fluoro\*. Aderisce alla superficie del dente formando uno strato protettivo ricco di minerali. Lo strato peptidico attira i minerali dalla saliva per una protezione efficace e duratura da batteri e acidi alimentari.



La tecnologia Oligo-Peptide crea uno strato protettivo



Lo strato attira i minerali dalla saliva per proteggerli e remineralizzare lo smalto

I. Jablonski-Momeni A et al. Sci Rep 2019;9:269

Confezione: 10 tubetti da 30 ml



Promo lancio  
165€

CURODONT™ D'SENZ

## Protezione efficace per i denti sensibili con tecnologia vVARDIS a base di peptidi

- Azione rapida, clinicamente provata<sup>1</sup>
- 73% dei pazienti riporta un beneficio dalla sensibilità dopo 3 giorni<sup>1</sup>
- Copertura quasi completa dei tubuli dentinali esposti<sup>2</sup>
- Ideale prima e dopo le sedute di igiene, i trattamenti di sbiancamento e per i pazienti parodontali

CURODONT™ D'SENZ contiene la tecnologia peptidica brevettata P<sub>11</sub>-4 di vVARDIS sotto forma di matrice ad alta affinità per la dentina. Arricchito con calcio, fosfato e fluoro, è in grado di creare uno strato stabile sulla dentina esposta che aiuta a proteggere dalla sensibilità dentale.



La recessione gengivale lascia la dentina esposta, causando sensibilità



CURODONT™ D'SENZ crea una barriera protettiva sulle aree sensibili del dente

I. Schlee M et al. J Periodontol 2018;89:653-660 | 2. Hill R et al. J Dent Maxillofacial Res 2020;3:1-11

Confezione: 10 tubetti da 30 ml



Promo lancio  
165€

## SCOVOLINI GUM TRAV-LER



**Confezione:** 36 pz

codice F24.02062

**LISTINO € 69,00**

**€ 41,40**

**-40%**

## SCOVOLINI GUM SOFT-PICKS PRO

- Small
- Medium
- Large



**Confezione:** 100 pz

codice F24.02063

**LISTINO € 79,40**

**€ 55,60**

**-30%**

## GUM TRAVEL

**KIT DA VIAGGIO**



**Confezione:**

1 Spazzolino da viaggio GUM®

1 Dentifricio GUM® Original White da 12,5 ml

1 Filo Interdentale GUM® Original White da 10 mt

2 GUM Soft picks

codice F24.02064

**LISTINO € 6,80**

**-45%**

**€ 3,75**

## SPAZZOLINI GUM MONSTERS

• **KIDS:** 3 - 6 anni



• **JUNIOR:** 7 - 9 anni



**Confezione:** 12 pz

codice F24.02065

**LISTINO € 42,70**

**-35%**

**€ 27,75**

## SPAZZOLINO GUM CLASSIC

409 – morbido compatto

**Confezione:** 1 pz

codice F24.02066

**LISTINO € 2,90**

**-35%**

**€ 1,90**



## DENTOSAN COLLUTORIO

Con clorexidina 0,20%

Tanica da 5 lt

codice F24.02067

**LISTINO € 46,90**

**-30%**

**€ 32,90**



## DENTOSAN GEL PARODONTALE

Con clorexidina digluconato 0,50%.

Tubo da 30 ml

codice F24.02068

**LISTINO € 9,45**

**€ 5,85**

**-38%**



## Restauri **JUST ONE SHADE**

Il composito Transcend™ grazie alla tecnologia "Resin Particle Match™" garantisce una corrispondenza cromatica senza precedenti con l'utilizzo di una sola massa e senza l'uso di un agente bloccante.



### **SBIANCAMENTO DENTALE:** integrazione con la dentizione circostante

A destra, le seguenti immagini di un dente restaurato con il composito Transcend™ mostrano come, anche durante il processo di sbiancamento dentale, la massa Universal Body ha la capacità di adattarsi continuamente e in modo armonioso al colore naturale dell'elemento dentale.



Durante un trattamento sbiancante con Opalescence™, il restauro continuerà ad adattarsi alle tonalità più chiare.

codice F24.02069

**50,07 €** (anziché 58,90 €)

**Sconto 15%**

**1** siringa Transcend da 4g. a scelta tra i colori disponibili:  
UB - A1D - A2D - A3D - B1D - EN - EW

codice F24.02070

**133,33€ cad.** (anziché 199,00€ cad.)

**Sconto 33%**

**2** conf. di composito Transcend UB EconoRicaricambio  
Contenuto di ciascuna confezione: 4 siringhe da UB da 4g cad.



**23 Maggio 2024**  
h. 19.30 - 22.00

La gestione dello sbiancamento  
per risolvere i casi più difficili

Relatore: Dr Pietro Sibilla



Opalescence™  
tooth whitening systems



codice F24.02071

**1** Opalescence PF PF EconoRefill

Insapore  
10%  
16%

**sconto 44%** **183,70 €** (anziché 328,00 €)

Contenuto: 40 siringhe di Opalescence PF da 1,2ml

Opalescence™  
Tooth Whitening **go™**



codice F24.02072

**2** Opalescence GO Kit Paziente - cod 4634

**sconto 48%** **47,60 cad. €** (anziché 91,50 €)

Contenuto di ogni conf: 10 blisters e 1 dentifricio Opalescence da 20ml

## ORALSAN COLLUTORIO

Con clorexidina allo 0,20%

**Confezione:** 3 flaconi da 5 lt

€ 6,57  
al litro



codice F24.02097  
LISTINO € 246,00

€ 98,50

-60%

## ORALPROX SCOVOLINI

Ricambio da  
30 scovolini

**Misure:**

0 - 1 - 2 - 3  
4 - 5 - 6 - 7



codice F24.02098  
LISTINO € 41,60

€ 21,90 cad.

PER 3 CONFEZIONI A SCELTA

-43%

## CLEANIC PASTA KERR

Pasta per profilassi universale. Tubo da 100 gr



codice F24.02099  
LISTINO € 30,50

€ 16,75 cad. -45%

PER 3 CONFEZIONI

+ IN SCONTO MERCE 1 HAWE IMPLANT PASTE TUBO 45 GR (del valore di € 24,00)



## CLEANIC MONODOSE KERR

Pasta per profilassi con fluoro a singolo passaggio a base di Perlite.

**Confezione:**

200 porzioni singole di  
pasta per profilassi da 2 gr cad,  
3 anelli portapasta.



codice F24.02100  
LISTINO € 102,50

€ 61,50 -40%

+ IN SCONTO MERCE

1 HAWE IMPLANT PASTE TUBO 45 GR (del valore di € 24,00)



## CLEANPOLISH/ SUPERPOLISH KERR

Tubetto da 50 gr



-48%

codice F24.02101  
LISTINO € 16,90

€ 8,80

## SPAZZOLINI PER PROFILASSI GLINE

• Nylon

Attacco CA/204

**Confezione:** 60 spazzolini



-35%

codice F24.02102  
LISTINO € 53,00

€ 34,45

## COPPETTE PER PROFILASSI WESTPOINT

Coppette in gomma bianca  
montate per CA, tipo palmato.

**Confezione:** 10 pz



-45%

codice F24.02103  
LISTINO € 8,90

€ 4,90



## BlancOne® CLICK

SBIANCAMENTO

### 1 BlancOne® Click

Trattamento sbiancante abbinato all'igiene orale

Kit 12 trattamenti  
sbiancamento veloce  
post igiene

Listino € 189,00  
Codice **F24.02053**

**PROMO**  
**€ 181,70**



SOLO  
**€ 15,14**  
A TRATTAMENTO POST IGIENE  
+  
BlancOne Home+  
o  
BlancOne Ultra+

**+50%  
SCONTO  
TOTALE**

### IN SCONTO MERCE A SCELTA

#### 1 BlancOne® HOME+ Multi Kit

(Trattamento domiciliare)



**x6**  
TRATTAMENTI  
DOMICILIARI

oppure

6 Siringhe da 5 ml  
• FAST: sbiancamento diurno veloce  
• NIGHT: sbiancamento notturno e endodontico  
• EVER: sbiancamento per allineatori ortodontici  
(Valore € 299,00)

#### 1 BlancOne® Ultra+ Multi Kit\*

(trattamento professionale)



**x3**  
TRATTAMENTI  
PROFESSIONALI

9 x BlancOne® ULTRA+ buste mono ciclo Whitening Gel  
0,75ml | Photo Booster 0,25ml Puntale | Connettore  
(Valore € 209,00)

## BlancOne® Home+

SBIANCAMENTO

### 1 BlancOne® HOME+ Multi Kit

6 Siringhe da 5 ml per 6 trattamenti  
(FAST - NIGHT - EVER)

**€ 299,00**

**IN SCONTO MERCE**

#### 1 BlancOne® HOME+ Deluxe

(valore di € 299,00)

**(omaggio per il paziente)**

Codice **F24.02054**  
6 kit con grafica coordinata:  
1 sacchetto  
1 smile box  
1 portamascherine  
1 BlancOne Lips  
1 BlancOne Duetto  
1 manuale paziente



**€ 49,83**

A TRATTAMENTO  
+  
KIT IGIENE DELUXE

**+50%  
SCONTO  
TOTALE**



# GC



## TOOTH MOUSSE

Pasta per uso topico contenente \*Recaldent™, molecola derivata dal latte che ha la capacità di fissare dosi elevate di calcio e fosfato sulle superfici del dente.

Assortimento 5 tubi da 40 gr

codice F24.02121

LISTINO € 106,00

€ 68,75

-35%



## MI PASTE PLUS

Crema remineralizzante per uso topico con aggiunta di fluoro. Ottimizza il rilascio e l'assorbimento di fluoro sullo smalto.

Assortimento 5 tubi da 40g

codice F24.02122

LISTINO € 114,50

€ 74,30

-35%

## PROXYT SINGLE DOSE VOCLAR

- Grana fine
- Grana grossa



**Confezione:**

200 coppette single dose

codice F24.02123

LISTINO € 79,90

€ 71,90

+ 1 CONFEZIONE PROVA ASSORTIMENTO  
DA 6 COPPETTE

## PROXYT TUBE VOCLAR

Pasta per proflassi con xilitolo per la pulizia e la lucidatura professionale dei denti.

Aroma menta.

- Rosa: grana fine (con fluoro)
- Verde: grana media (con fluoro)
- Blu: grana grossa (con fluoro)
- Verde: media (senza fluoro)

Tubo da 80 gr

codice F24.02124

LISTINO € 24,60

€ 19,15



## SKYCE VOCLAR



codice F24.02125

LISTINO € 84,90

€ 68,00 cad.  
PER 2 CONFEZIONI

Ricevi in OMAGGIO

OptraStick (48 pz)

(valore € 34,50)

SCONTO  
TOTALE  
-33%

## DETARZIN OGNA

Pasta per detartraggio con biossido di silicio e silicato di zirconio, senza fluoro a granulometria media, di colore rosato e aromatizzata alla menta.



Vasetto da 50 g con 5 dappens ad anello

codice F24.02126

LISTINO € 30,60

€ 19,90

-35%



**MANEGGEVOLE,  
VERSATILE,  
ERGONOMICO.**

Il manipolo a getto di polvere MyLunos® agevola la rimozione di pigmentazioni, depositi e biofilm con facilità, potenza ed ergonomia. A seconda del tipo di ugello, può essere utilizzato per l'applicazione sopragengivale o sottogengivale. Il contenitore per la polvere, rimovibile, può essere sostituito rapidamente, consentendo di utilizzare senza interruzioni la polvere richiesta. Viene seguito un approccio sistematico, a partire dalla preparazione, passando dal trattamento e fino alla sterilizzazione. Essendo progettato come sistema, MyLunos® garantisce un'elevata flessibilità ed efficienza.



Attacco a scelta:  
• BIEN AIR  
• KAVO

**MY LUNOS SET PRO:**

- 1 Terminale Supra
- 1 Terminale Perio
- 2 Serbatoi intercambiabili per la polvere (1 x blu, 1 x arancione)
- 8 Puntali Perio monouso
- 1 Set polveri Collection (3x Gentle Clean 180 gr, 1x Perio Combi 100 gr)
- 2 Polvere per profilassi 1 x Gentle Clean 180 gr, 1 x Perio Combi 100 gr
- 2 Lunos Pasta lucidante Super Soft da 50 gr cad. (1 x Neutral, 1 x Orange)
- 1 Cannula per profilassi
- 6 Lunos Pasta Two in One tubo da 15 gr cad. (2 x Orange, 2 x Mint, 2 x Neutral)



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO AGENTE DENTAL CLUB DI RIFERIMENTO!



**CLEANJOY**

Pasta per profilassi con fluoruro (700 ppm) e xilitolo. Aroma menta.

- Verde:**  
grana fine (RDA 16)
- Giallo:**  
grana media (RDA 127)
- Rosso:**  
grana grossa (RDA 195)

Tubo da 100 gr



codice F24.02152  
LISTINO € 31,50

€ 18,90

-40%

**PROFLUORID VARNISH**

Vernice desensibilizzante con fluoruro (5% NaF fluoride 22.600 ppm)

Tubo da 10 ml

- Melone
- Menta



-40%

codice F24.02153

LISTINO € 37,90

€ 22,75

Single Dose aromi assortiti 48 x 0,4ml

LISTINO € 144,50

€ 86,70

La divisa **NO STIRO**  
in microfibra



**9**  
colori  
BRILLANTI

- Bianco
- Beige
- Turchese
- Verde Mela
- Rosa Fucsia
- Blu Notte
- Verde Chirurgico
- Violetto
- Grigio

## CASACCA NEXT



UNISEX REGULAR FIT

### MANICA CORTA

- Colletto alto
- Zip intera rovesciata
- 1 Taschino
- 2 Tasche capienti con doppia cucitura
- Doppio cursore
- Spacchetti laterali
- Vani porta penne su tasca destra

Taglie disponibili: **XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL**

Colori:

codice **F24.02025**  
LISTINO € 44,00

**€ 37,40**

## CASACCA SMART

UNISEX

### MANICA CORTA

- Collo a V
- 1 Taschino
- 2 Spacchetti laterali
- 2 Tasche capienti con doppia cucitura rinforzata

Taglie disponibili: **XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL**

Colori:

codice **F24.02026**

LISTINO € 40,00

**€ 34,00**



MANICA LUNGA

LISTINO € 43,00

**€ 36,55**

Colori:

## CASACCA POWER



DONNA SLIM FIT

**QUICK**  
MEDICAL UNIFORM

MANICA CORTA

- Colletto a V
- Cucitura orizzontale sopra il petto
- 2 Tasche capienti con doppia cucitura rinforzata

Taglie disponibili: **XS - S - M - L - XL - XXL**

Colori:

codice F24.02027

LISTINO € 40,00

€ 34,00

MANICA LUNGA

LISTINO € 43,00

€ 36,55

Colori:



## PANTALONE FAST

UNISEX REGULAR FIT

- Elastico in vita
- Ampie tasche applicate

Taglie disponibili: **XS - S - M - L - XL - XXL -3XL**

Colori:

codice F24.02028

LISTINO € 32,00

€ 27,20



## BANDANE



UNISEX TAGLIA UNICA

Con laccetti posteriori

Fantasie disponibili:



Libellula



Farfalle



Zampette




Koala



Happy Teeth



Dentini



Cuori rossi

codice F24.02029

LISTINO € 9,50

€ 8,10

## CALZINI SIMPATICI

Fantasia: **Dentini**

Taglie disponibili: **35-38 / 39-42**



**new**

codice F24.02029

LISTINO € 12,90

€ 9,67

## CITOCARTIN MOLTENI DENTAL

### Articaina cloridrato 4%, con adrenalina

- 40 mg/ml + 10 mcg/ml
- 40mg/ml + 5 mcg/ml

#### Confezione:

50 tubofiale in blister  
da 1,7 ml cad.



codice F24.02073  
LISTINO € 34,50

€ 20,70 cad. -40%

PER 2 CONFEZIONI

## OPTOCAIN MOLTENI DENTAL

### Mepivacaina cloridrato

- 20 mg/ml con Adrenalina 1:100.000
- 30 mg/ml senza vasocostrittore
- 20 mg/ml con adrenalina 1:80.000

#### Confezione:

50 tubofiale in blister  
da 1,7 ml cad.



codice F24.02074  
LISTINO € 33,50

€ 20,10 cad. -40%

PER 2 CONFEZIONI

## ARTICAINA PIERREL

### Articaina cloridrato 4%, con adrenalina

- 1:100.000
- 1:200.000

#### Confezione:

100 tubofiale  
da 1,8 ml cad.



codice F24.02075  
LISTINO € 67,90

€ 45,50 cad. -33%

PER 2 CONFEZIONI

## MEPIVACAINA PIERREL

### Mepivacaina cloridrato

- 20 mg/ml con Adrenalina 1:100.000
- 30 mg/ml

#### Confezione:

100 tubofiale  
da 1,8 ml cad.



codice F24.02076  
LISTINO € 67,90

€ 45,50 cad. -33%

PER 2 CONFEZIONI

## SEPTANEST SEPTODONT

### Articaina cloridrato 4%

- 1:100.000
- 1:200.000

#### Confezione:

50 tubofiale in blister



codice F24.02077  
LISTINO € 38,90

€ 26,05 cad. -33%

PER 2 CONFEZIONI

## SCANDONEST SEPTODONT

### Mepivacaina cloridrato

- 2% rossa
- 3% verde

#### Confezione:

50 tubofiale in blister



codice F24.02078  
LISTINO € 36,50

€ 25,55 cad. -30%

PER 2 CONFEZIONI

## ORAQIX GEL

DENTSPLY SIRONA

Anestetico locale non iniettabile per uso topico a base di lidocaina e prilocaina, (25+25 mg/g).

**Confezione:**

20 cartucce da 1,7 gr,  
20 aghi applicatori monouso a punta smussata



**-25%**

codice F24.02114  
LISTINO € 197,50

**€ 148,10**

## LIDOCAINA 5% GEL

OGNA

Anestetico a base di lidocaina cloridrato al 5% per la desensibilizzazione topica delle mucose.

Tubetto da 30 gr



**-37%**

codice F24.02115  
LISTINO € 18,95

**€ 11,95**

## LIDOCAINA 15% SPRAY

OGNA

Lidocaina cloridrato al 15%

Flacone da 50 gr



**-44%**

codice F24.02116  
LISTINO € 28,50

**€ 15,95**

## AGHI PJECT SIMIT-PHARMA

Non blisterati.

**Confezione:** 100 aghi sterili



27G	0,4x36 mm
30G	0,3x12 mm
30G	0,3x16 mm
30G	0,3x21 mm
30G	0,3x25 mm

codice F24.02117  
LISTINO € 13,90

**€ 6,95 cad.**  
PER 2 CONFEZIONI

**-50%**

## SPONGOSTAN DENTAL ETHICON

**Confezione:** 24 spugnette in blister sterili (10x10x10 mm)



codice F24.02118  
LISTINO € 37,50

**€ 16,90 cad.**  
PER 2 CONFEZIONI

**-55%**

## AGHI SEPTOJECT

SEPTODONT

Aghi monouso sterili, punta plurisfacettata con indicatore per il corretto orientamento.

Non blisterati.

**Confezione:**

100 aghi sterili



27G	corto	0,4x25mm
27G	lungo	0,4x35mm
30G	x-corto	0,3x12 mm
30G	corto	0,3x16 mm
30G	corto	0,3x21 mm

codice F24.02119  
LISTINO € 18,90

**€ 11,30 cad.**  
PER 2 CONFEZIONI

**-40%**

## AGHI SEPTOJECT EVOLUTION

SEPTODONT

Non blisterati.

**Confezione:**

100 pz

Aghi monouso sterili con angolo di taglio a scalpello per una migliore penetrazione.



**-35%**

codice F24.02120  
LISTINO € 19,30

**€ 12,55**

27G	x-corto	0,4x9 mm
27G	corto	0,4x25 mm
30G	x-corto	0,3x9 mm
30G	corto	0,3x16 mm
30G	corto	0,3x25 mm



## SUTURE SUPRAMID

### BLACK

Sutura sintetica in poliammide, non assorbibile, multifilamento intrecciato e rivestito. Calibro USP 5/0 e 6/0 monofilamento. Si ingloba gradualmente nel tessuto connettivo offrendo un eccellente e permanente supporto del tessuto e una minima reazione tissulare.

**Caratteristiche:** passaggio delicato attraverso i tessuti, elevata resistenza alla trazione, ottima maneggevolezza e annodabilità.

**Confezione:** 12 suture in blister sterile.



**-35%**

codice **F24.02030**  
LISTINO € 57,10

**€ 37,10**

	Ago Corpo cilindrico punta tapercut	Cal. UPS	Lung. Filo
	3/8 cerchio DRT 18 mm	4/0	75 mm
	1/2 cerchio HRT 18 mm	4/0	75 mm
	Ago Punta trinagolare dorso tagliente	Cal. UPS	Lung. Filo
	3/8 cerchio DS 12 mm	6/0	75 mm
	3/8 cerchio DS 16 mm	3/0	45 mm
	3/8 cerchio DS 16 mm	4/0	75 mm
	3/8 cerchio DS 16 mm	5/0	75 mm
	3/8 cerchio DS 19 mm	3/0	75 mm
	3/8 cerchio DS 19 mm	4/0	75 mm
	3/8 cerchio DS 19 mm	5/0	75 mm

## SUTURE SURGICRYL 910

### POLYGLACTINE

Sutura sintetica in Polyglactine 910, assorbibile, multifilamento intrecciato e rivestito. Colore viola. Assorbimento totale in 60-90 gg.

**Confezione:** 12 suture in blister sterili



**-30%**

codice **F24.02031**  
LISTINO € 89,00

**€ 62,30**

	Ago Punta triangolare dorso tagliente	Cal. UPS	Lung. Filo
	3/8 cerchio DS 12 mm	6/0	45 mm
	3/8 cerchio DS 12 mm	5/0	45 mm
	3/8 cerchio DS 19 mm	5/0	75 mm
	3/8 cerchio DS 19 mm	4/0	75 mm
	3/8 cerchio DS 19 mm	3/0	75 mm
	Ago Corpo cilindrico punta affusolata	Cal. UPS	Lung. Filo
	1/2 cerchio HR 17 mm	5/0	75 mm
	1/2 cerchio HR 17 mm	4/0	75 mm
	Ago Corpo cilindrico punta tapercut	Cal. UPS	Lung. Filo
	1/2 cerchio HRT 17 mm	4/0	75 mm
	1/2 cerchio HRT 17 mm	3/0	75 mm

## SUTURE SILK

Sutura in seta multifilamento intrecciato.

**Confezione:** 12 suture in blister sterile



**-30%**

codice **F24.02032**

LISTINO € 46,50

**€ 32,50**

	Ago Corpo cilindrico punta tapercut	Cal. UPS	Lung. Filo
	3/8 cerchio DRT 18 mm	4/0	75 mm
	3/8 cerchio DRT 18 mm	3/0	75 mm
	1/2 cerchio HRT 18 mm	3/0	75 mm
	1/2 cerchio HRT 27 mm	3/0	75 mm
	Ago Punta triangolare dorso tagliente	Cal. UPS	Lung. Filo
	3/8 cerchio DS 19 mm	4/0	75 mm
	3/8 cerchio DS 19 mm	3/0	75 mm
	1/2 cerchio HS 22 mm	3/0	75 mm
	Ago Corpo cilindrico punta affusolata	Cal. UPS	Lung. Filo
	1/2 cerchio HR 16 mm	3/0	75 mm
	1/2 cerchio HR 20 mm	3/0	75 mm
	1/2 cerchio HR 26 mm	2/0	75 mm





BIOTECK



## BIO-GEN<sup>®</sup> Granuli

Granuli in flacone a rimodellamento osteoclastico totale. Rimodellamento in 4/6 mesi per la spongiosa e 8/10 mesi per la corticale.

codice F24.02017

BGS-05 s	Granuli spongiosi	1 flacone	0,5g≈1 cc	0,25-1 m	<del>€ 85,00</del>	€ 68,00
BGS-09 s	Granuli spongiosi	1 flacone	0,5g≈1 cc	1-2m m	<del>€ 85,00</del>	€ 68,00
BGS-11 s	Granuli spongiosi	1 flacone	1g≈2 cc	1-2m m	<del>€ 135,00</del>	€ 108,00
BGC-05 s	Granuli corticali	1 flacone	0,5g≈1 cc	0,25-1 m	<del>€ 85,00</del>	€ 68,00
BGM-10 s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	0,25g≈0,5 cc	0,25-1 m	<del>€ 73,00</del>	€ 58,50
BGM-05 s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	0,5g≈1 cc	0,25-1 m	<del>€ 85,00</del>	€ 68,00
BGM-100 s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	1g≈2 cc	0,25-1 m	<del>€ 135,00</del>	€ 108,00

BIOTECK



## BIO-GEN<sup>®</sup> Granuli in gel

Granuli in siringa pronti all'uso. Miscela costituita da granuli cortico spongiosi a rimodellamento totale in 4/6 mesi.

codice F24.02018

BGM-GEL02n	Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 0,25ml		0,25-1 m	<del>€ 78,00</del>	€ 62,50
BGM-GEL05s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 0,5ml		0,25-1 m	<del>€ 90,00</del>	€ 72,00
BGM-GEL1s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 1ml		0,25-1 m	<del>€ 140,00</del>	€ 112,00

BIOTECK



## BIO-GEN<sup>®</sup> Putty

Pasta modellabile composta da microgranuli dispersi in collagene a rimodellamento totale in 4/6 mesi. Particolarmente indicato nei siti post estrattivi.

codice F24.02019

BGP-01s	Pasta ossea liofilizzata	1 pz		0,5cc	<del>€ 100,00</del>	€ 80,00
---------	--------------------------	------	--	-------	---------------------	---------

BIOTECK



## BIOCOLLAGEN<sup>®</sup> Membrana in Collagene

Membrana di collagene riassorbibile a protezione degli innesti. Effettivo tempo barriera 4 settimane.

codice F24.02020

BCG-01s	Membrana in Collagene	1 pz		25x25x0,2 mm	<del>€ 85,00</del>	€ 68,00
BCG-02s	Membrana in Collagene	1 pz		15x20x0,2 mm	<del>€ 75,00</del>	€ 60,00

BIOTECK



## HEART<sup>®</sup> Membrana in Pericardio

Membrana di pericardio riassorbibile. Effettivo tempo barriera 4 mesi. A sx membrana in trazione con filo di sutura.

codice F24.02021

HRT-003n	Membrana in Pericardio	1 pz		15x20x0,2 mm	<del>€ 105,00</del>	€ 89,00
HRT-005n	Membrana in Pericardio	1 pz		20x20x0,2 mm	<del>€ 115,00</del>	€ 98,00

BIOTECK



## Calcitos<sup>®</sup> Granuli

Innesto osseo trattato termicamente a lentissimo riassorbimento.

codice F24.02022

OMC-029n	Granuli spongiosi	1 flacone	0,25g≈0,5cc	0,25-1 mm	<del>€ 78,00</del>	€ 66,00
OMC-030n	Granuli spongiosi	1 flacone	0,50g≈1cc	0,25-1 mm	<del>€ 90,00</del>	€ 76,50
OMC-031n	Granuli spongiosi	1 flacone	1g≈2cc	0,25-1 mm	<del>€ 160,00</del>	€ 136,00

BIOTECK



## Flex Cortical Sheet

Lamine ossee corticali flessibili a completo rimodellamento.

Immagine gentilmente concessa dal Dr. L. Sbricoli - Padova

codice F24.02023

OSP-OX03	Lamine ossee corticali flessibili			25x27x0,2 mm	<del>€ 190,00</del>	€ 161,50
OSP-OX08	Lamine ossee corticali flessibili			25x27x0,9 mm	<del>€ 190,00</del>	€ 161,50
OSP-OX09	Lamine ossee corticali flessibili			25x27x0,5 mm	<del>€ 190,00</del>	€ 161,50

Bioactiva



## PeriAcryl<sup>®</sup> 90HV

PeriAcryl 90HV ad alta viscosità  
Colla Chirurgica  
Confezione da n. 10 pipette predate  
€ 205,00 € 174,00

codice F24.02024

## Ozosan<sup>®</sup> gel

Ozono stabilizzato in gel ad uso odontoiatrico

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL TUO AGENTE DENTAL CLUB  
DI RIFERIMENTO!





# Septodont, soluzioni innovative, sicure ed efficaci

**Septodont**, come leader mondiale nell'anestesia dentale, è sempre stato all'avanguardia nell'odontoiatria farmaceutica, sviluppando, producendo e distribuendo una vasta gamma di prodotti dentali di alta qualità in tutto il mondo.

Tutta la scienza di Biodentine con l'eXPerienza che aspetti.

## Biodentine XP

### Il tuo NUOVO sistema di restauro della dentina.

La solita Biodentine ora con un sistema nuovo e migliorato:

- Cartuccia all-in-one
- Due diverse misure
- Posizionamento diretto nel dente
- Facile miscelazione e consistenza perfetta

La facilità d'uso e le molteplici indicazioni di Biodentine XP ti aiuteranno a trattare i tuoi pazienti ogni giorno e a migliorare ancora di più i tuoi trattamenti BioBulk Fill.

#### STARTER PACK

- Vibratore Biodentine XP
- Pistola Biodentine XP
- 10 cartucce XP 200
- 10 cartucce XP 500

codice **F24.02055**

**Per maggiori informazioni  
CONTATTA il tuo agente  
Dental Club  
di riferimento**

**NUOVO**



Approfitta delle nostre dimostrazioni e dei nostri appuntamenti online. **Scarica questo QR**, compila con i tuoi dati e vivi l'esperienza **Septodont**.

## Sigillante Bioceramico Attivo di nuova generazione

NeoSEALER<sup>®</sup> Flo è un sigillante canalare bioceramico bioattivo con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

- NeoSEALER<sup>®</sup> Flo è progettato con cura per promuovere il posizionamento e massimizzare la bioattività.
- Promuove la formazione di idrossiapatite sulla superficie per sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni calcio e idrossido.
- Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato antimicrobico in vitro.

### Formulato con più cemento bioattivo di altri sigillanti bioceramici.

MTA è il materiale attivo che promuove il posizionamento e supporta la guarigione.

### Tempo di indurimento più rapido rispetto ai più noti sigillanti neoceramici

Per assicurare un completo sigillo, minimizzando il rischio di micro-infiltrazioni

- Ideale per procedure odontoiatriche a contatto dei tessuti periradicolari, compresa l'otturazione e la sigillatura dei canali radicolari.


### Ottimizzato sia per l'otturazione verticale a caldo che a cono singolo

NeoSEALER<sup>®</sup> Flo non si coagula e non bolle durante l'otturazione a caldo garantendo la massima flessibilità nell'utilizzo di un prodotto senza doverlo riposizionare, per semplificarne la pratica quotidiana.

### Flex Flo Tip

Più precisione e 81% di spreco in meno di prodotto

- Progettato per garantire l'81% di spreco del prodotto in meno rispetto agli aghi convenzionali
- Stopper integrato per la precisione del posizionamento
- Punta flessibile calibro 25,5 per raggiungere in profondità i canali più piccoli



Top Endodontic Sealer

**-45%**

codice **F24.02042**

Conf. da 20 aghi  
Ref. AVFFT20

Conf. da 40 aghi  
Ref. AVFFT40

Prezzo Promo

Prezzo Promo

**€ 37,10**  
+iva

**€ 67,60**  
+iva

LISTINO € 67,40

LISTINO € 122,90

**-48%**

codice **F24.02043**

NeoSealer Flo con  
20 aghi Flex Flo Tips  
Ref. AVANSFK

Prezzo Promo

**€ 113,00**  
+iva

LISTINO € 217,50

**-48%**

codice **F24.02044**

NeoSEALER Flo - 2.2 gm  
Refill siringhe (no aghi)  
Ref. AVANSRS

Prezzo Promo

**€ 89,90**  
+iva

LISTINO € 173,00

## ONE-FIL

Sigillante bioceramico premiscelato, contenente composti a base di silicato di calcio. Indicato per la sigillatura permanente dalla elevata radiopacità e biocompatibilità per canali radicolari.

- Richiede la presenza di acqua per indurire
- Elevata stabilità dimensionale

### Confezione:

2 siringhe da 2 gr + 15 puntali monouso

codice F24.02127

LISTINO € 169,90

€ 125,90

+ IN SCONTO MERCE

1 ONE-FIL SIRINGA DA 0,5 gr + 5 PUNTALI (valore € 39,00)

\*Utilizza la confezione prova e se non sei soddisfatto puoi rendere entro 30 giorni la cf da 2 siringhe



**PROMO**  
SODDISFATTO  
O  
RIMBORSATO\*

## ZOE REMOVER

Solvente a bassa tossicità per cementi eugenati e cementi endodontici a base di ossido di zinco/eugenolo (ZOE) e verso la guttaperca.

Flacone da 15 gr + micropipetta dosatrice

-35%



codice F24.02128

LISTINO € 42,30

€ 27,50

## NICLOR 5

Flacone da 250 ml

-45%



codice F24.02129

LISTINO € 17,25

€ 9,45 cad.

PER 2 CONFEZIONI

## E.D.T.A. 17% SOLUTION

Flacone da 50 gr

-35%



codice F24.02130

LISTINO € 38,90

€ 25,30

## AGHI IRRIGATION PROBE KERR

Lunghezza da 25 mm  
30 gauge 0,3 mm - Giallo  
25 gauge 0,5 mm - Arancione  
23 gauge 0,6 mm - Blu

Confezione da 40 pz



codice F24.02131

LISTINO € 57,60

€ 38,60

-33%

## ENDOMETHASONE N SEPTODONT

Cemento canale radiopaco a base di ossido di zinco  
Flacone da 14 gr



codice F24.02132

LISTINO € 70,20

€ 49,15

-30%

## Endo Wise codice T24.FS200

Endo Wise è un motore endodontico cordless. Il suo design ergonomico, le ridotte dimensioni e la connessione Bluetooth con il pedale per ottimizzare il processo di lavoro lo rendono il dispositivo ideale per la pratica quotidiana.



### ACQUISTA

n.1 Micromotore Endodontico EndoWise  
(Rif. BONWMMOT101)

### RICEVI IN SCONTO MERCE

la seconda testina del contrangolo 16:1  
(Ref. BONBMCA1601) del valore di € 360,00 + iva

### Prezzo Promo

**€ 849,00**  
+iva

Prezzo di listino € 1.212,86 + iva

## iRoot Pro codice T24.FS201

iRoot Pro è il motore endodontico portatile con rilevatore apicale integrato. Controllo a quattro velocità per misurare e preparare il canale radicolare. La connessione bluetooth permette la sincronizzazione con altri dispositivi per ottimizzare il processo di lavoro.



### ACQUISTA

n.1 Micromotore Endodontico iRoot Pro  
(Rif. BONBMMAL101)

### RICEVI IN SCONTO MERCE

la seconda testina del contrangolo 16:1  
(Ref. BONBMCA1601) del valore di € 360,00 + iva

### Prezzo Promo

**€ 839,00**  
+iva

Prezzo di listino € 1.198,57 + iva

## Wispex codice T24.FS202

Wispex è il localizzatore apicale con tecnologia avanzata multifrequenza di Bomedent.

Grazie alle ridotte dimensioni, all'auto calibrazione e all'alta precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti, risulta essere il compagno ideale per l'odontoiatra.



### ACQUISTA

n.1 Localizzatore apicale WisPex  
(Rif. BONWMAPL101)

### RICEVI IN SCONTO MERCE

n.2 Blister Ass. BlueShaper® Pro Z1-Z4 da 4 file cad.  
del valore di € 42,71 + iva cad.



### Prezzo Promo

**€ 279,00**  
+iva

Prezzo di listino € 398,57 + iva

## iRoot Apex codice T24.FS203

Il localizzatore apicale iRoot Apex è facile da trasportare date le sue dimensioni ridotte.

Inoltre, la qualità del suo display con colori reali semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.



### ACQUISTA

n.1 Localizzatore apicale iRoot Apex  
(Rif. BONBMAPL101)

### RICEVI IN SCONTO MERCE

n.2 Blister Ass. BlueShaper® Pro Z1-Z4 da 4 file cad.  
del valore di € 42,71 + iva cad.



### Prezzo Promo

**€ 339,00**  
+iva

Prezzo di listino € 484,29 + iva

# excalibur®

Excalibur® è il nuovo strumento reciprocante con trattamento termico gold di ultima generazione che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

## MISURE DISPONIBILI

Excalibur File E20, E25, E35, E45

## LUNGHEZZA STRUMENTI





21mm - 25mm - 31mm

## CONFEZIONAMENTO

Blister Sterile da 4 strumenti (E20-E45 Assortito)

Blister Sterile da 6 strumenti nelle singole misure E20, E25, E35, E45

(Codici vari ZAZRE\*)

	CONICITÀ	Ø
	5%	0,20
	5%	0,25
	5%	0,35
	5%	0,45

## Acquista

**n.2 blister di Excalibur®** (da n.6 file cad.)

**e RICEVI IN SCONTO MERCE**

**n.1 Blister di K-File 010 25mm**

(Ref. ZAZKFILE2510)



codice F24.02049

Prezzo Promo

€ 84,00  
+iva

Listino €61,20 + iva

## Coni di Guttaperca Excalibur

Coni di Guttaperca disegnati appositamente per la sistemica NiTi Excalibur®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

## MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca Excalibur E20 (Ref. ZAZREGP00E20)

Coni di Guttaperca Excalibur E25 (Ref. ZAZREGP00E25)

Coni di Guttaperca Excalibur E35 (Ref. ZAZREGP00E35)

Coni di Guttaperca Excalibur E45 (Ref. ZAZREGP00E45)



codice F24.02050

Prezzo Promo

€ 18,50  
+iva

Listino €34,78 + iva

## Punte di carta Excalibur

Paper Point Excalibur® sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi Excalibur®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

## MISURE DISPONIBILI

Punte di carta Excalibur E20 (Ref. ZAZREPP00E20)

Punte di carta Excalibur E25 (Ref. ZAZREPP00E25)

Punte di carta Excalibur E35 (Ref. ZAZREPP00E35)

Punte di carta Excalibur E45 (Ref. ZAZREPP00E45)



codice F24.02051

Prezzo Promo

€ 15,00  
+iva

Listino €27,95 + iva

## Irriflex

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo dell'irrigazione canalare.

Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel posizionamento dell'ago di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la massima attenzione alla diffusione dell'irrigazione. La rimozione del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave.

n.1 conf. da 20 pz. di Aghi per irrigazione Irriflex

(Ref. MAP21400)

Prezzo Promo

€ 33,00  
+iva

Listino €48,55 + iva



codice F24.02052

n.1 conf. da 40 pz. di Aghi per irrigazione Irriflex

(Ref. MAP21401)

Prezzo Promo

€ 49,90  
+iva

Listino €71,30 + iva



# BlueShaper PRO®

BlueShaper PRO® offre prestazioni eccezionali grazie alla sua maggiore penetrazione nei canali, all'aumento della resistenza allo stress torsionale, all'efficienza di taglio ed è uguale o addirittura superiore, allo standard BlueShaper® nella resistenza alla fatica ciclica.

Grazie al doppio trattamento termico di BlueShaper PRO®, la preparazione del canale è più precisa ed efficace. Ha una punta tagliente potenziata dai 3 mm Gold della punta.

La tecnologia DualWire®, sviluppata da Zarc, permette una maggiore versatilità dello strumento, offrendo una punta tagliente mantenendo la stessa flessibilità dello strumento BlueShaper®.


## MISURE DISPONIBILI

Sequenza Base (Z1, Z2, Z3, Z4)

Sequenza Completa (ZX, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5)

CONICITÀ

Ø



## ACQUISTA n.2 Blister a scelta dei nuovi strumenti BlueShaper® PRO, se non sei soddisfatto puoi restituirli entro max 30 giorni dalla data di acquisto e ricevere il rimborso

codice F24.02045

Blister Assort. Z1-Z4 da 4 pz:

ZAZBS21APRO4 21mm

ZAZBS25APRO4 25mm

ZAZBS31APRO4 31mm

Prezzo Promo

€ 29,90  
+iva

Listino € 43,55 + iva



PROMO  
SODDISFATTI  
O  
RIMBORSATI

\*Disponibili su richiesta anche le misure singole dei blister da 6 files a € 39,90 + iva cad.

codice F24.02046

Blister Assort. ZX-Z5 da 6 pz\*:

ZAZBS21APRO6 21mm

ZAZBS25APRO6 25mm

ZAZBS31APRO6 31mm

Prezzo Promo

€ 39,90  
+iva

Listino € 58,14 + iva

## Coni di Guttaperca Blueshaper

Coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

### MISURE DISPONIBILI

Coni di Guttaperca BlueShaper Z3 (Ref.ZAZGP-144)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z4 (Ref.ZAZGP-145)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z5 (Ref.ZAZGP-146)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z6 (Ref.ZAZGP-147)

Coni di Guttaperca BlueShaper Z7 (Ref.ZAZGP-148)



codice F24.02047

Prezzo Promo

€ 18,50  
+iva

Listino € 34,88 + iva

## Punte di carta Blueshaper

Punte di carta create appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

### MISURE DISPONIBILI

Punte di carta BlueShaper Z3 (Ref.ZAZPP-144)

Punte di carta BlueShaper Z4 (Ref.ZAZPP-145)

Punte di carta BlueShaper Z5 (Ref.ZAZPP-146)

Punte di carta BlueShaper Z6 (Ref.ZAZPP-147)

Punte di carta BlueShaper Z7 (Ref.ZAZPP-148)



codice F24.02048

Prezzo Promo

€ 15,00  
+iva

Listino € 28,05 + iva

## HYFLEX EDM

- Lunghezza 25 mm
- Orifice Opener
  - Glidepath
  - Preparation
  - Sagomatura One File

Blister da 3 strumenti sterili

codice F24.02197  
LISTINO € 55,95

**€ 36,35**

**-35%**



## GUTTAFLOW BIOSEAL

**Sigillatura e otturazione bioattive in tutta semplicità!**

- Facile da rimuovere in caso di ritrattamento
- Stimola la guarigione
- Altissima biocompatibilità
- Rilascio di ioni calcio

**Standard kit:**

- 1 siringa da 5 ml
- 12 puntali di miscelazione
- 1 blocchetto di miscelazione



Tempo di lavorazione:  
**5 min.**

Indurimento:  
**12-16 min.**

**-30%**

codice F24.02198  
LISTINO € 177,90

**€ 124,50**

# roeko

## PUNTE DI CARTA

misure: da 15 a 80 conf. 120 pz  
ass. 15/40 conf. 200 pz  
ass. 45/80 conf. 120 pz

**-40%**

codice F24.02199  
LISTINO € 12,50

**€ 7,50**



## PUNTE GUTTAPERCHA

misure: da 20 a 35  
ass. 15/40

**Confezione: 100 pz**

**-40%**

codice F24.02200  
LISTINO € 29,60

**€ 17,75**







Motore endodontico con movimento reciprocante e rotante.

Dotazione:

- X-Smart® Pro+ Motore Endodontico
- Contrangolo Mini con LED integrato
- Rivestimento del manipolo in acciaio regolabile a 360°
- Supporto magnetico per il manipolo

CON LOCALIZZATORE INTEGRATO



ACQUISTA N. 1 X-Smart Pro +

RICEVI IN SCONTO MERCE (A SCELTA):

**7** codice F24.02104  
blister WaveOne Gold  
da 6 strumenti cad.

OPPURE

**10** codice F24.02105  
blister ProTaper Ultimate  
da 6 strumenti cad.

OPPURE

**10** codice F24.02106  
blister ProTaper Gold  
da 6 strumenti cad.

PREZZO PROMOZIONALE

€2.300,00 +IVA

ACQUISTA N. 1 X-Smart Pro

RICEVI IN SCONTO MERCE (A SCELTA):

**4** codice F24.02108  
blister WaveOne Gold  
da 6 strumenti cad.

OPPURE

**6** codice F24.02109  
blister ProTaper Ultimate  
da 6 strumenti cad.

OPPURE

**6** codice F24.02110  
blister ProTaper Gold  
da 6 strumenti cad.

PREZZO PROMOZIONALE

€1.800,00 +IVA

MAILLEFER

Strumenti canalari manuali Reamers - K-Files - H-Files

blister da 6 file  
25/28/31mm da 006  
a 010/da 045 a 140

PREZZO PROMOZIONALE

€15,15 +IVA

LISTINO € 23,45  
codice F24.02111

-35%

blister da 6 file  
21/25/28/31mm  
da 015 a 040

PER 3 BLISTER

PREZZO PROMOZIONALE

€12,25 +IVA

LISTINO € 18,90

-35%

ProTaper Next

blister da 6 file

PREZZO PROMOZIONALE

€82,30 +IVA

LISTINO € 137,50

codice F24.02112

PER 3 BLISTER

-40%

WaveOne Gold

blister da 6 file

PREZZO PROMOZIONALE

€82,13 +IVA

LISTINO € 141,90

codice F24.02113

PER 3 BLISTER

-42%

codice F24.02113

PER 3 BLISTER

## FORENDO PASTE

Pasta di idrossido di calcio e iodofornio in una base di olio di silicone, in siringa premiscelata.

Indicata per la terapia canalare temporanea e intermedia, per medicazioni endocanalari, per il trattamento di ascessi, lesioni periapicali, perforazioni, essudazione, riassorbimento radicolare, lesioni traumatiche, per l'apacificazione e l'apicogenesi, pulpotomie vitali e non vitali e per pulpectomie su denti decidui.

Può essere utilizzata da sola come trattamento canalare temporaneo, per pulpotomie vitali e non vitali e per pulpectomie su denti decidui.

Radiopaco, Ph >12.

Siringa da 2,2 gr + 20 puntali di applicazione 22GA



codice **F24.02188**  
LISTINO € 59,40

€ 45,35

NOVITÀ



## MTA WHITE

Cemento biocompatibile a base di aggregato di triossidi minerali, formulato con tungstato di calcio per otturazioni radicolari ortograde e retrograde, per il trattamento dei riassorbimenti radicolari cervicali, come materiale di incappucciamento della polpa, per l'apacificazione e la pulpotomia dei denti immaturi nei bambini e negli adolescenti. Radiopaco.

Kit: 4 bustine da 140 mg di polvere + 1 flacone da 3 ml di acqua pura

codice **F24.02189**  
LISTINO € 47,00

€ 32,90

-30%



## EUGENATE DESOBTURATOR + PIPETTE

Solvente a base di olio di arancio puro, per ammorbidire e successivamente rimuovere con azione meccanica i cementi a base di eugenolo (eugenato) o le punte di guttaperca.

### PROMO PACK

Eugenate Desobturator flacone da 15 ml + 5 pipette dosatrici da 0,3 ml

codice **F24.02190**  
LISTINO € 39,25

€ 30,90



## AGHI PER LAVAGGI CANALARI INLINE

Estremità chiusa arrotondata e doppio foro laterale. Attacco luer lock.

- 25G 0,5 x 25 mm
- 30G 0,3 x 25 mm

Confezione da 25 aghi

codice **F24.02191**  
LISTINO € 24,60

€ 15,95

-35%



## THERMOBURATOR INLINE

Otturatori endodontici 20-25-30-35-40-45-50 Placchetta da 6 otturatori

codice **F24.02192**  
LISTINO € 31,50

€ 15,75

-50%



# Venus<sup>®</sup> PURE



SCEGLILO.  
USALO.  
AMALO.




kulzer-dental.it/venus-pure

Nuove tinte Venus Pure Shades: Light, Medium, Dark, Bleach

- Facili da usare, si adattano perfettamente alla tua routine quotidiana sia dei restauri **posteriori** che **anteriori**.
- La selezione **ottimizzata e ridotta di quattro tonalità\*** copre un ampio spettro di colori.
- Processo di restauro semplificato con risultati eccellenti anche in **stratificazione monocromatica**.
- **Flusso di lavoro semplificato** senza errori nella scelta dei colori.

\*I colori **LIGHT, MEDIUM, DARK** coprono il classico spettro di colori Vita® (A1 - D4). Il colore **BLEACH** completa il portafoglio.



Le nuove tinte Pure Shades sono disponibili sia nella gamma **Venus Pearl** che **Venus Diamond**. La matrice pertanto è a base del noto e affidabile monomero **TCD**.



Approfitta del **prezzo speciale** sui KIT

benefici di un **RISPARMIO** del

**32%**

rispetto al prezzo di listino Kulzer dei singoli componenti

codice **F24.02033**

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo
<b>Venus Pearl Pure e Venus Diamond Pure Kit</b>			
6609 8267	VENUS PEARL PURE KIT – SIRINGA	1 x 3 g siringa <b>Venus Pearl</b> nei colori <b>LIGHT</b> e <b>MEDIUM</b> ; 1 x 2 g siringa <b>Venus Bulk Flow ONE</b> , 2 ml flacone <b>iBOND Universal</b> , 5 Cannule per Flow - istruzioni d'uso, card corrispondenza colori Vita	€139,00
6609 8266	VENUS PEARL PURE KIT – PLT	20x0.2 g PLT <b>Venus Pearl</b> nei colori <b>LIGHT</b> e <b>MEDIUM</b> ; 1 x 2 g siringa <b>Venus Bulk Flow ONE</b> , 2 ml flacone <b>iBOND Universal</b> , 5 Cannule per Flow - istruzioni d'uso, card corrispondenza colori Vita	€169,00
6609 8265	VENUS DIAMOND PURE KIT – SIRINGA	1 x 4 g siringa <b>Venus Diamond</b> nei colori <b>LIGHT</b> e <b>MEDIUM</b> ; 1 x 2 g siringa <b>Venus Bulk Flow ONE</b> , 2 ml flacone <b>iBOND Universal</b> , 5 Cannule per Flow - istruzioni d'uso, card corrispondenza colori Vita	€169,00
66098264	VENUS DIAMOND PURE KIT – PLT	20x0.25 g PLT <b>Venus Diamond</b> nei colori <b>LIGHT</b> e <b>MEDIUM</b> ; 1 x 2 g siringa <b>Venus Bulk Flow ONE</b> , 2 ml flacone <b>iBOND Universal</b> , 5 Cannule per Flow - istruzioni d'uso, card corrispondenza colori Vita	€199,00



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## I BOND UNIVERSAL

Adesivo universale a base di 4Meta e MDP.  
Utilizzabile nella tecnica Self Etch, Selective Etch o Total Etch.  
Falcone da 4 ml



codice F24.02193  
LISTINO € 112,50

€ 89,90 cad.

2 FLACONI + IN SCONTO MERCE 1 VENUS  
BULK FLOW ONE 2 GR (Valore € 43,35)

sconto totale  
**33%**

## VENUS PEARL

Composito universale nanoibrido a base di TCD,  
fotopolimerizzabile.  
Siringa da 3 gr



codice F24.02194  
LISTINO € 66,90

€ 46,83 cad.

PER 5 SIRINGHE

**-30%**

## VENUS DIAMOND FLOW

Composito fluido a nanotecnologia  
Siringa da 1,8 gr



codice F24.02195  
LISTINO € 37,90

€ 26,50 cad.

PER 5 SIRINGHE

**-30%**

## VENUS BULK FLOW ONE

Composito Bulk Flowable e monocromatico senza necessità di  
uno strato di copertura aggiuntivo.  
Per incrementi fino a 4 mm.  
Si adatta a qualunque colorazione del dente, da A1 a D4.



codice F24.02196  
LISTINO € 43,60

€ 28,35 cad.

PER 5 SIRINGHE

**-35%**

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ Filtek™ Z250  
Composito Universale per ricostruzioni

**Esperienza clinica  
comprovata**



sconto totale  
**47%**

**PROMO**

**3  
+**  
**1**

ACQUISTA 3 confezioni  
di composito 3M™ Filtek™ Z250  
Siringa da 4gr - 20 capsule da 0,2 gr

codice F24.02037  
LISTINO € 92,90

€ 65,00 cad.

RICEVI DIRETTAMENTE DA 3M™  
1 confezione di composito universale 3M™ Filtek™ Z250 colore A3

Questa offerta è soggetta a disponibilità ed è valida fino al 30 Giugno 2024.  
Massimo una sola offerta per professionista odontoiatrico

Le linee di prodotti presenti sono Dispositivi Medici Marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale promozionale riservato al personale sanitario. 3M, 3M Science, Applied to Life., ESPE, Impregum, e Penta sono marchi registrati di 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizzati su licenza in Canada. Tutti gli altri marchi di fabbrica non sono di proprietà di 3M. © 3M 2024. Tutti i diritti riservati.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Aderisce e sigilla la dentina affetta da carie



L'adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus ha la stessa elevata forza adesiva sia alla dentina affetta da carie, sia alla dentina sana. Ti permetterà di avere maggiore sicurezza durante le preparazioni minimamente invasive. Inoltre, sigilla la dentina affetta da carie formando uno strato idrido ben definito e privo di spazi vuoti. Prova l'adesivo Scotchbond™ Universal Plus e scopri perché il 100% dei consulenti di Dental Advisor lo raccomanderebbe ad un collega.\*



\* Dental Advisor (2023)

**PROMO**

**3**  
**+**  
**1**

**ACQUISTA 3 confezioni  
di adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus**

Codice: 41294

**RICEVI DIRETTAMENTE DA 3M 1 confezione di adesivo  
3M™ Scotchbond™ Universal Plus in flacone o L-pop**

Codice: 41294

Flacone da 5 ml  
codice F24.02350  
LISTINO € 123,50

**€ 86,45** cad.

sconto totale  
**47%**

Questa offerta è soggetta a disponibilità ed è valida fino al 30 Giugno 2024.  
Massimo una sola offerta per professionista odontoiatrico

I prodotti odontoiatrici 3M sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Comunicazione tecnico-scientifica riservata al personale sanitario.  
3M, RelyX e Scotchbond sono marchi commerciali di 3M o 3M Deutschland GmbH. © 3M 2024. Tutti i diritti riservati.



## OPTIBOND GEL ETCHANT KERR

### Economy Pack:

Siringa da 30 gr (25 ml),  
2 siringhe da 3 gr vuote,  
30 puntali applicatori,  
1 connettore  
per riempimento siringhe.



codice F24.02225  
LISTINO € 93,40

€ 48,50

-48%

## BEAUTIBOND EXTREME SHOFU

Adesivo universale All-in-one fotopolimerizzabile e automordenzante per l'adesione di restauri diretti e indiretti.

Flacone da 5 ml



codice F24.02226  
LISTINO € 87,90

€ 59,00

-33%



## SUPER ETCH JUMBO

Gel mordenzante blu al 37% di acido fosforico.

### Confezione:

2 siringhe da 25 ml (62,5 gr)  
+ 50 puntali di applicazione



codice F24.02181  
LISTINO € 83,90

€ 51,90

-38%

## ZIPBOND UNIVERSAL

Adesivo universale monocomponente a rilascio di fluoruro.

- 5% nanofiller
- 8µ di spessore
- senza BPA & HEMA

Flacone da 5 ml



codice F24.02182  
LISTINO € 76,00

€ 49,90

-34%

## PULPDENT

## ETCH-RITE GEL

Gel di acido fosforico al 38% per la mordenzatura di smalto e dentina.

Colore: blu

Confezione: 4 siringhe da 1,2 ml 8 puntali



codice F24.02183  
LISTINO € 31,35

€ 23,50

-25%

## PORCELAIN ETCH

Confezione: 4 siringhe di Etch Gel da 1,2 ml + 8 puntali



codice F24.02184  
LISTINO € 67,80

€ 49,50

-27%



## BEAUTIFIL BULK FLOW UNIVERSAL

Composito di riempimento Bulk fluido con **rilascio e ricarica di fluoro** per tutte le indicazioni della terapia conservativa con profondità di polimerizzazione sino a 4 mm. **Radiopaco.**

Siringa da 2,4 gr

codice F24.02034  
LISTINO € 46,40

€ 34,00



## BEAUTIFIL II LS

Composito in pasta per ricostruzioni anteriori e posteriori.

- bassa contrazione da polimerizzazione (< 1%) e minimo stress da contrazione;
- elevata resistenza all'abrasione e durezza superficiale;
- trasmissione e diffusione naturale della luce.



Siringa da 4 gr

codice F24.02035  
LISTINO € 71,90

€ 41,25 cad.

PER 4 SIRINGHE

-42%

## BEAUTIFIL FLOW PLUS X

Composito ibrido fluido con due viscosità.

- ideali per restauri della I e V classe, comprese le superfivci occlusali;
- estetica naturale grazie all'effetto camaleontico;
- ottima lucidabilità e lucentezza duratura.



Siringa da 2,2 gr

codice F24.02036  
LISTINO € 41,50

€ 23,95 cad.

PER 4 SIRINGHE

-42%



## PRIME & BOND ACTIVE

Adesivo smalto-dentinale universale monocomponente con tecnologia Active-Guard™.

3 flaconi da 4 ml

€ 69,07  
a flacone

codice F24.02185  
LISTINO € 296,00

-30%

€ 207,20



## PALODENT V3

Matrici sezionali preformate.

**Misure:**

3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm

**Confezione:** 50 pz



codice F24.02186  
LISTINO € 69,20

-38%

€ 42,90 cad.

PER 2 CONFEZIONI



## SDR FLOW +

Composito bulk per posteriori, radiopaco dalla consistenza fluida che consente un posizionamento in massa fino a 4 mm.

**Colore:** Universal, A2, A3

**Confezione:**  
15 capsule  
da 0,25 gr

codice F24.02187  
LISTINO € 92,40

-30%

€ 64,70 cad.

PER 2 CONFEZIONI





## G-aenial A'CHORD colori a scelta COMPOSITO UNIVERSALE DA AVANZATO CON LA SEMPLICITÀ DELLA MONOMASSA

Semplicità, estetica e tecnologia avanzata in un singolo prodotto. Il sistema monomassa semplificato consente di raggiungere l'estetica delle classiche 16 tonalità Vita con sole 5 tonalità principali. Grazie ad un inventario ridotto e una lucidatura veloce è efficiente in termini di tempo ma anche economico.

Siringa da 2,1 ml

codice F24.02139  
LISTINO € 66,45

€ 48,50

-27%



Colori:

Dentina: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

Opaco: AO1 - AO2 - AO3

Bleach: BW

Smalto: AE - JE

**kuraray**

## CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK

Adesivo universale monocomponente fotopolimerizzabile ad azione istantanea basato sulla più avanzata tecnologia dei monomeri ammidici  
RAPID BOND TECHNOLOGY.



VALUE PACK: 3 flaconi da 5 ml cad.

codice F24.02140  
LISTINO € 265,00

€ 185,20

-30%

€ 61,73  
A FLACONE

## CLEARFIL MAJESTY ES-2

COMPOSITO ESTETICO

nano-ibrido fotopolimerizzabile, radiopaco.

- CLASSIC
- PREMIUM

Siringa da 3,6 gr

codice F24.02142  
LISTINO € 65,00

€ 42,25 cad.

PER 2 SIRINGHE

-35%



*Noritake*

## CLEARFIL MAJESTY ES-2 UNIVERSAL

COMPOSITO UNIVERSALE

per settori anteriori e posteriori a basso indice di contrazione.

Colori: U, UD, UL

Siringa da 3,6 gr

codice F24.02141  
LISTINO € 64,50

€ 38,70 cad.

PER 2 SIRINGHE

-40%



## CLEARFIL MAJESTY ES-FLOW

Composito fluido fotopolimerizzabile, radiopaco.

Disponibile in tre livelli di fluidità:

High, Low, Superflow.

Siringhe da 2,7 gr

codice F24.02143  
LISTINO € 57,65

€ 37,50 cad.

PER 2 SIRINGHE

-35%





## SIMPLISHADE

Composito nanoibrido universale semplificato.

**Colori:** LIGHT - MEDIUM - DARK

Siringa da 4 gr



codice F24.02133  
LISTINO € 71,30

**€ 37,80** cad. -47%  
PER 3 SIRINGHE

## HARMONIZE

Composito nanoibrido universale.

DENTINA - SMALTO

**Colori:** A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

Siringa da 4 gr



codice F24.02134  
LISTINO € 84,90

**€ 40,65** cad. -52%  
PER 3 SIRINGHE

## HERCULITE XRV ULTRA FLOW

Composito nanoibrido fluido.

**Colori:** A2 - A3 - A3,5

2 Siringhe (da 2g cad.),  
20 Puntali di applicazione



codice F24.02135  
LISTINO € 60,90

**€ 39,60** cad. -40%  
PER 2 SIRINGHE

## OPTIBOND SOLO PLUS

Adesivo monocomponente, total-etch

Ricambio flacone da 5ml



codice F24.02136  
LISTINO € 123,30 cad.

**€ 67,00** cad.  
PER 2 CONFEZIONI  
+ IN SCONTO MERCE  
1 TEMP BOND STD (Valore € 38,30)

sconto totale  
**52%**

## OPTIBOND FL

Adesivo Bicomponente, Total-Etch

2 pezzi a scelta tra:  
Primer - 8ml e Adesivo - 8ml



codice F24.02137  
LISTINO € 110,00

**€ 67,00** cad. -48%  
PER 2 FLACONI  
+ IN SCONTO MERCE  
1 TEMP BOND STD  
(VALORE € 38,30)



## OPTIBOND UNIVERSAL

Adesivo Universale monocomponente,  
Self-Etch.

Flacone da 5 ml



codice F24.02138  
LISTINO € 112,70

**€ 59,70** cad. -47%  
PER 2 FLACONI


## ALIGNER FLOW LC

L'elevato livello di stabilità e resistenza all'abrasione contraddistinguono gli attacchi in AlignerFlow LC.

Questo è possibile grazie a un contenuto di riempitivo pari all'83% in peso. In questo modo è garantita la trasmissione continua della forza dall'allineatore ai denti interessati per l'intera durata del trattamento. Lo sviluppo di AlignerFlow LC si basa su oltre vent'anni di esperienza nel campo dei compositi fluidi di VOCO, che hanno dato ottimi risultati ormai milioni di volte.

**Colore:** A2

**Confezione:** 2 siringhe da 2 gr



codice F24.02180

LISTINO € 91,40

€ 68,50



### I vantaggi in breve:

- Pulizia e rimozione sicure sotto la luce UVA
- Applicazione precisa con il prodotto Flow perfetto
- Fotopolimerizzazione attraverso la ferula trasparente
- Stabilità e resistenza all'abrasione per l'intera durata di utilizzo
- Estetica piacevole nei colori dei denti

## PULPDENT®

### ACTIVA BIOACTIVE RESTORATIVE

Resina composita ionica con componente vetroionomerica per restauri di cavità di I, II, III e V classe e per bulk filling fino a 4 mm.

**Colore:** A2



codice F24.02227

LISTINO € 150,80

€ 120,60

### ACTIVE BIOACTIVE BASE LINER

Siringa da 5 ml (7gr) + 20 puntali automiscelanti con cannula pieghevole in metallo 20GA



codice F24.02228

LISTINO € 177,10

€ 141,65

### ACTIVA PRESTO

Materiale estetico fotopolimerizzabile che contiene calcio, fosfato e fluoro in una matrice di resina idrofila, durevole e resistente all'usura, indicato per tutte le classi di restauro.

**Colore:** A2

**Confezione:** 2 siringhe da 1,2 ml/ 2 gr + 20 puntali



codice F24.02229

LISTINO € 94,00

€ 75,20



### RIVA LIGHT CURE

Materiale da restauro vetroionomerico fotoindurente, remineralizzante, a rilascio di fluoro.

**Colore:** A3 - A2

**Confezione:** 50 capsule



codice F24.02230

LISTINO € 157,90

€ 129,00



## PERNI FIBER POST GLINE

### FORMA CONICA

In fibra di vetro di zirconia 80%, traslucidi, superficie altamente ritentiva, radiopachi.

**Confezione:** 10 perni in blister

codice F24.02091  
LISTINO € 47,00

€ 32,90 cad.

PER 2 CONFEZIONI



-30%

## PERNI FIBER POST GLINE

### FORMA CILINDRO-CONICA

In fibra di vetro di zirconia 80%, traslucidi, superficie altamente ritentiva, radiopachi.

**Confezione:** 10 perni in blister

codice F24.02092  
LISTINO € 47,00

€ 32,90 cad.

PER 2 CONFEZIONI



-30%



## Hi-Rem Prosthetic Post

### Perni in fibra di vetro di forma conico-cilindrica

Traslucidi, radiopachi, superficie molto ruvida ritentiva per aumentare l'adesione con il cemento.

Asse centrale longitudinale del perno in morbida macrofibra polimerica blu per consentire una semplice rimozione.

**Confezione:** 10 perni

Colore	Ø max.	Ø min.	Root part conicity (%)	Lunghezza
	1.20	0.70	0.04	19
	1.40	0.80	0.05	19
	1.60	0.80	0.066	19
	1.80	0.90	0.08	19

-45%



codice F24.02093  
LISTINO € 72,50

€ 39,90 cad.

PER 2 CONFEZIONI

## OVERCEM SA

Cemento universale multiuso, a doppia polimerizzazione, dalla innovativa formula autoadesiva che crea un forte legame stabile nel tempo.

### Colori:

Universal A2 - Opaque - Translucent

Siringa Automix da 9,5 gr



codice F24.02094  
LISTINO € 96,90

€ 60,00

-38%



## OPTICORE CLASSIC

Composito ibrido duale, radiopaco, tissotropico.

**Colore** A2

### Confezione:

1 cartuccia da 50 ml,  
20 puntali azzurri,  
20 terminali intraorali gialli.

codice F24.02095  
LISTINO € 282,00

€ 199,00

+ 2 CONFEZIONI DI PERNI OPTICORE TRANSLUCENT DA 12 PZ



sconto totale  
58%

## OPTICORE N3

Nano composito duale per cementazione di perni e simultanea ricostruzione di monconi.

**Colore** A2

### Confezione:

1 cartuccia da 25 ml  
10 puntali corti azzurri/x-small  
10 terminali intraorali gialli  
10 endo tip

codice F24.02096  
LISTINO € 282,13

€ 199,00

+ 2 CONFEZIONI DI PERNI OPTICORE TRANSLUCENT DA 12 PZ



sconto totale  
58%

## DIGA SINTETICA FLEXI DAM ROEKO

Spessore medio, insapore, colore viola.  
Confezione da 30 fogli 15 x 15 cm

**-35%**

codice F24.02219  
LISTINO € 51,90

**€ 33,75**



## DIGA NIC TONE

In lattice, fogli 15x15 cm

- Media verde
- Media Blu

**Confezione**  
da 36 fogli

codice F24.02220  
LISTINO € 26,00

**€ 16,90**

**-35%**



## CUNEI INTERDENTALI

IN LEGNO DI ACERO

- Forma anatomica
- Misura small (XS) per odontoiatria pediatrica
- Misura large (XL) per parodontologia



Contenuto	REF
Cunei in legno - XS 11mm/rosa 100 pz.	5011S
Cunei in legno - S 12mm/blu 100 pz.	5012S
Cunei in legno - M 13mm/verde 100 pz.	5013S
Cunei in legno - L 15mm/giallo 100 pz.	5015S

codice F24.02221  
LISTINO € 13,20

**€ 6,85**

**-48%**

## MATRICE UNICA

Unica  
anterior

- ANTERIOR
- MINIDEEP ANTERIOR

Confezione da 12 matrici



RICAMBI	Contenuto	REF		
	12 pz. matrici Unica anterior	6912	<del>€ 40,60</del>	€ 26,39
	12 pz. matrici Unica minideep anterior	6911	<del>€ 40,60</del>	€ 26,39

codice F24.02222  
LISTINO € 39,50

**€ 26,45**

**-33%**

## MATRICI QUICKMAT

Matrici sezionali - Confezione da 100 matrici

- Matrici in morbido acciaio inox
- Facili da brunire
- Disponibili in 3 forme anatomiche
- 2 spessori: 0.04 mm e 0.025mm



Contenuto	REF
Quickmat matrici sezionali, premolari 0.04mm / 5mm, 100 pz.	5705
Quickmat matrici sezionali, molari 0.04mm / 6.4mm, 100 pz.	5706
Quickmat matrici sezionali, premolari 0.025mm / 5mm, 100 pz.	5735
Quickmat matrici sezionali, molari 0.025mm / 6.4mm, 100 pz.	5736

Disponibili in altre forme e spessori

codice F24.02223  
LISTINO € 64,90

**€ 42,10**

**-35%**

## MY JUNIOR

Sistema di matrici sezionali per odontoiatria pediatrica



codice F24.02224  
LISTINO € 271,90

**€ 189,90**

**-30%**

## Fit Strip

Sistema per la finitura e modellazione interprossimale.

Confezione: 4 pz  
codice F24.02014

Con un acquisto minimo di € 250,00 di articoli della linea FITSTRIP™



FPSK01



FPSK04



FPSK05

Ricambi	Monolaterale	Bilaterale	
Super fine 15 Micron	FPSXFSS-4 spessore 0,08 mm	FPSXFDS-4 spessore 0,11 mm	
Fine 30 Micron	FPSFSS-4 spessore 0,10 mm	FPSFDS-4 spessore 0,15 mm	
Media 46 Micron	FPSMSS-4 spessore 0,13 mm	FPSMDS-4 spessore 0,21 mm	
Grossa 90 Micron	FPSCSS-4 spessore 0,18 mm	FPSCDS-4 spessore 0,30 mm	
Seghettata	FPSSAW-4 spessore 0,05 mm		
Medio/bianco	—	FPSTMDS-4 spessore 0,40 mm	
Medio/nero	—	FPSXTMDS-4 spessore 0,50 mm	
Super fine 15 Micron	FPSGXFSS-4 spessore 0,08 mm	non disponibile	
Fine 30 Micron	FPSGFSS-4 spessore 0,10 mm	non disponibile	
Media 46 Micron	FPSGMSS-4 spessore 0,13 mm	non disponibile	

Ricambio manici Fitstrip™ (2-pezzi) FPSHANDLE-2

IN OMAGGIO Videocorso sugli allineatori invisibili con 12 crediti ECM

Per maggiori informazioni contatta  
il tuo agente Dental Club di riferimento.



## BlueView VariStrip

La matrice Blue View VariStrip™ è una matrice anteriore sagomata innovativa che offre una curvatura e un'altezza ottimali, per tutti i tipi di restauro dei settori anteriori. La striscia anatomica in plastica di 0,05 mm di spessore è arrotondata su entrambi i lati.



**Sagomatura:** curvatura ottimale e altezza variabile ideale praticamente per tutti i restauri anteriori.

**Colorazione blu:** evidenzia il contrasto tra la matrice e la struttura del dente senza alterare la polimerizzazione del composito.

Confezione: 100 matrici

codice F24.02015

€ 99,00

## SlickBands

Tofflemire-style



Matrice per il rialzo del gradino cervicale che consente un adattamento gengivale e una sagomatura della zona del margine ottimali, oltre ad un perfetto isolamento.

**SMT500H10-M**

Matrice rialzo gradino cervicale - antiaderente (blu)

Confezione: 50 matrici

codice F24.02016

€ 55,00

## OT EQUATOR \*

L'attacco Ot Equator è disponibile per tutti gli impianti: altezze disponibili fino a 7mm.

Ref. 130

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 moncone ot equator in titanio
- 1 contenitore di cappette inox
- 1 dischetto protettivo
- 4 cappette ritentive assortite

**PROMO**  
**€ 97,75**

**ACQUISTANDO 5 CONFEZIONI  
RICEVERARI 1 CHIAVE QUADRATA  
+ HOLDER COMPRESA NEL PREZZO**

# OT EQUATOR



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

codice F24.02038

**ACQUISTANDO 5 CONFEZIONI  
RICEVERARI 1 CHIAVE QUADRATA  
+ HOLDER COMPRESA NEL PREZZO**

**PROMO**  
**€ 68,00**



## SPHERO BLOCK \*

# Sphero BLOCK

Normo/Micro



Ref. 002

(SFERA Ø 2,5mm)

Ref. 003

(SFERA Ø 1,8mm)

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 moncone (abutment) in titanio
- 3 cappette (gialla - rosa - trasparente)
- 1 contenitore inox per cappette
- 1 dischetto protettivo
- 3 anelli direzionali

codice F24.02039

**PROMO**  
**€ 72,25**

\* Per ordinare indicare sempre: la marca dell'impianto, il diametro dell'impianto e l'altezza del bordo di guarigione.

## CAPPETTE RITENTIVE OT CAP PER SPHERO BLOCK Normo/Micro

Ref. 049PCN Normo

Ref. 049PCM Micro



- 6 CAPPETTE NORMO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)

Ref. 060CRN AY Normo

Ref. 060CRM AY Micro



- 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT)

Ref. 040CRN SN Normo

Ref. 040CRM SN Micro



- 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT)

Ref. 040CRN Normo

Ref. 040CRM Micro



- 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)

codice F24.02040

**€ 22,00**

## CAPPETTE RITENTIVE OT EQUATOR

Ref. 140CEV



- 4 CAPPETTE RITENTIVE VIOLA (FORTE 2700g)

Ref. 140CET



- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCA (STANDARD 1800g)

Ref. 140CER



- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA (SOFT 1200g)

Ref. 140CEG



- 4 CAPPETTE RITENTIVE GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)

codice F24.02041

**€ 23,20**

## EPITEX GC

Strisce abrasive in rotolo da 10 mt.

**Grana:**

- XFINE ROSSO
- FINE GRIGIO
- GROSSA BLU
- MEDIA VERDE



codice F24.02212  
LISTINO € 45,90

€ 30,75 -33%

## VENUS SUPRA KULZER

Crea restauri in composito invisibili e naturalmente lucidi in soli due passaggi, con un'abrasione minima del materiale.

Forme:

- Fiamma
- Twist Brush

- Rosa: Venus Supra Pre
- Grigio: Venus Supra Gloss

**Confezione:** 10 gommini

codice F24.02213  
LISTINO € 96,90

€ 72,65

Due passaggi  
che fanno  
veramente  
la differenza!



## FRESE DIAMATATE

Attacco FG/314

Blister da 6 frese

codice F24.02214



	Listino	Sconto	PROMO
Gruppo 1	€ 23,90	-35%	€ 15,50
Gruppo 2	€ 29,30	-35%	€ 19,05

Catalogo Studio da pag. 34

## GOMMINI STARGLOSS

Sistema di gommini diamantati a 3 passaggi per la lucidatura a specchio di ceramica, ceramica integrale e zirconia.

Attacco CA/204

**Confezione:** 6 gommini

codice F24.02215  
LISTINO € 49,50

€ 34,65



-30%

## DURA WHITE SHOFU

**Confezione:** 12 punte



codice F24.02216

-32%

LISTINO € 29,35

€ 19,95 cad.

PER 2 CONFEZIONI

## OPTIDISC MINI KIT KERR

**MINI KIT 4188**

- 120 dischi Ø12,6 mm
- (30 extra-coarse,
- 30 extra-fine,
- 30 fine,
- 30 coarse-medium,
- 30 x-coarse,
- 3 mandrini standard,
- 2 mandrini corti,
- 1 OptiShine



codice F24.02217

-40%

LISTINO € 62,00


€ 37,20

## PORTAFRESE RIPIEGABILE LARIDENT

In plastica, 12 fori.

**Colori:** azzurro - giallo - verde

**Confezione:** 1 pz



codice F24.02218

-40%

LISTINO € 13,70

€ 8,20

## FRESE IN TUNGSTENO

codice F24.02210

-33%  
PER 3  
CONFEZIONI  
A SCELTA




### CB1S



Taglio speciale per escavazione.

<b>Confezione:</b> 5 frese	<b>CB1S</b>
	
<b>Ø</b>	010 012 014 016 018 021 023
<b>Gambo</b>	CA/204
<b>Listino</b>	€ 19,00
<b>Promo</b>	<b>€ 12,75</b>



### CB1

<b>Confezione:</b> 5 frese	<b>CB1</b>	
		
<b>Ø</b>	005 008 010 012 014 016 018 021 023	010 014 016 018 023
<b>Gambo</b>	CA/204	CA/205
<b>Listino</b>	€ 19,00	€ 26,70
<b>Promo</b>	<b>€ 12,75</b>	<b>€ 17,90</b>


## FRESE MULTILAMA

<b>Confezione:</b> 5 frese	<b>CF283K</b>	<b>CF246</b>
		
<b>Ø</b>	016	010   012
<b>Gambo</b>	FG/314	FG/314
<b>Listino</b>	€ 53,50	€ 53,50
<b>Promo</b>	<b>€ 35,85</b>	<b>€ 35,85</b>

## FRESE MULTILAMA

<b>Confezione:</b> 5 frese	<b>CB5TR</b>	<b>CB37R</b>
		
<b>Ø</b>	012	012
<b>Gambo</b>	FG/314	FG/314
<b>Listino</b>	€ 55,40	€ 55,40
<b>Promo</b>	<b>€ 37,15</b>	<b>€ 37,15</b>

## FRESE CHIRURGICHE

<b>Confezione:</b> 1 fresa	<b>CB254</b>	<b>CB255A</b>	<b>CB161</b>	<b>CB162</b>	<b>CB166</b>	<b>CB141</b>	<b>CB141</b>
							
<b>Ø</b>	010	012	016	016	021	018   023	027   031
<b>Gambo</b>	FG   FGXL	FG	FG / HP	FG   CA   HP	CA   HP	CALXL   HP	HP
<b>Listino</b>	€ 14,50	€ 23,60	€ 26,00	€ 29,90	€ 29,90	€ 10,40	€ 18,40
<b>Promo</b>	<b>€ 9,75</b>	<b>€ 15,80</b>	<b>€ 17,45</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 7,00</b>	<b>€ 12,35</b>

Sconto applicabile su tutte le frese in tungsteno D+Z • Richiedi il catalogo

## GOMMINI IN SILICONE

Attacco CA/204.

Bianco, Giallo, Marrone e Nero.



codice F24.02211

**LISTINO € 39,40**

ACQUISTA 3 CONFEZIONI A SCELTA DA 12 PZ

A € 29,20 cad.

+ IN SCONTO MERCE  
1 CONFEZIONE CUNEI IN LEGNO ASSORTITI  
100 PZ DI POLYDENTIA  
(del valore di € 16,70)



SCONTO  
TOTALE  
-35%



# 50%


## ACQUISTANDO ALMENO 2 CONFEZIONI INTENSIV PROMO

ognuna con 10 o 20 frese confezionate in pratici blister  
codice F24.02000

801	Codice Promo	Prezzo Offerta	Prezzo Listino	Prezzo Strumento
				
Ø 009	<b>200S</b> promo/20	€ 78,00	€ 156,00	€ 3,90
Ø 012	<b>200</b> promo/20	€ 78,00	€ 156,00	€ 3,90
Ø 014	<b>201S</b> promo/20	€ 78,00	€ 156,00	€ 3,90
Ø 016	<b>201N</b> promo/20	€ 78,00	€ 156,00	€ 3,90
Ø 018	<b>201</b> promo/20	€ 78,00	€ 156,00	€ 3,90

861	Prezzo Offerta	Prezzo Listino	Prezzo Strumento	
				
Ø 012 - L. 7.0	<b>205L</b> promo/20	€ 118,00	€ 236,00	€ 5,90
Ø 010 - L. 7.0	<b>4205L</b> promo/10	€ 107,00	€ 214,00	€ 10,70

859	Prezzo Offerta	Prezzo Listino	Prezzo Strumento	
				
Ø 012 - L. 11.0	<b>D3</b> promo/20	€ 146,00	€ 292,00	€ 7,30
Ø 014 - L. 10.0	<b>40D4</b> promo/10	€ 107,00	€ 214,00	€ 10,70

830R	Codice Promo	Prezzo Offerta	Prezzo Listino	Prezzo Strumento
				
Ø 012 - L. 3.0	<b>219</b> promo/20	€ 78,00	€ 156,00	€ 3,90

835	Codice Promo	Prezzo Offerta	Prezzo Listino	Prezzo Strumento
				
Ø 009 - L. 4.0	<b>212</b> promo/20	€ 78,00	€ 156,00	€ 3,90

863	Prezzo Offerta	Prezzo Listino	Prezzo Strumento	
				
Ø 012 - L. 10.0	<b>405L</b> promo/20	€ 146,00	€ 292,00	€ 7,30

368	Prezzo Offerta	Prezzo Listino	Prezzo Strumento	
				
Ø 023 - L. 5.0	<b>255</b> promo/20	€ 118,00	€ 236,00	€ 5,90
Ø 021 - L. 5.0	<b>4255</b> promo/10	€ 107,00	€ 214,00	€ 10,70

## INTENSIV SWINGLE + PROXOSHAPE



**Proxoshape Set\***  
(210K)  
in sconto merce

\*il set contiene:  
1 Lima PS0 - 1 Lima PS1 - 1 Lima PS2 - 1 Lima PS3  
(valore € 148,90)

codice T24.FS204

**Intensiv Swingle**

- senza luce € 940,00-  
(WG-69A)

€700,00

## INTENSIV SWINGLE + ORTHO-STRIP



**Ortho-Strip Set\***

(225OST400SET03/6)

in sconto merce

\*il set contiene:

1 tray in acciaio - 2 ortho strips opener 8 micron  
4 Ortho strips centr.  
(valore € 167,40)

codice T24.FS205

**Intensiv Swingle**

- senza luce € 940,00-  
(WG-69A)

€740,00

# Offerte Cementi.

ivoclar

100  
years

codice F24.02079

## Acquista

**2x Variolink Esthetic DC Refill,**  
siringa automix da 5 gr  
colori: light – neutral – warm

LISTINO € 132,90

€ **109,00** cad.

## Ricevi in sconto merce

**1x Monobond Plus** flacone 5g,  
(valore € 111,90)



codice F24.02080

## Acquista

**2x Multilink Automix,**  
siringa automix da 9 gr

LISTINO € 222,90

€ **183,90** cad.

## Ricevi in omaggio\*

**1x Multilink Primer A/B Refill,**  
2 x 3 g (valore € 112,90)



codice F24.02081

## Acquista

**1x Speedcem Plus,**  
siringa da 9 gr

LISTINO € 151,30

€ **115,00**

## Ricevi in omaggio\*

**1x Ivoclean** flacone da 5gr,  
(valore € 43,00)



Making People Smile

\* Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent.

**kuraray**

*Noritake*

## PANAVIA SA CEMENT UNIVERSAL

Cemento autoadesivo universale, a doppia polimerizzazione, aderisce a tutti i materiali (inclusi zirconia e disilicato di litio).

### VALUE KIT A2

- 3 siringhe (8,2 gr cad.)
- 40 puntali miscelazione
- 10 puntali endodontici



€ 72,75  
a siringa

codice F24.02161  
LISTINO € 291,00

€ 218,25

-25%

## PANAVIA V5

Cemento adesivo ideale nella cementazione estetica di faccette, inlay-onlay.

**Colori:** A2 - Clear - Opaque - Browne

Siringa 4,6 ml + 20 puntali miscelatori



codice F24.02162  
LISTINO € 167,50

€ 112,20

-33%

## RELYX UNICEM 2 3M

Cemento composito universale, autoadesivo, auto-fotopolimerizzabile.

**Colori:** A2 - A3 OPACO - TRANSLUCENT

- 1 siringa da 8,5 gr,
- 10 puntali regular,
- 5 puntali grandi,
- 5 puntali endodontici



codice F24.02163  
LISTINO € 154,50

€ 108,10

-30%

## MAXCEM ELITE™ UNIVERSAL KERR

Cemento Composito Universale Automordenzante e Autoadesivo

### Standard Kit

- 5 siringhe da 5 gr
- (2 Chiaro, 1 Bianco, 1 Bianco Opaco, 1 Giallo),
- 24 puntali automiscelanti standard,
- 16 puntali automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari,
- 8 beccucci intraorali,
- 8 beccucci intracanalari



-50%

codice F24.02164  
LISTINO € 299,00

€ 149,40

## TRANSBOND PLUS 3M-UNITEK

Cemento vetroionomerico monocomponente, fotopolimerizzabile, a continuo rilascio di fluoro, per bande.

- Kit 5 siringhe da 4 gr
- + 50 puntali di applicazione



codice F24.02165  
LISTINO € 319,00

€ 213,80

-33%

## TRANSBOND XT 3M-UNITEK

Adesivo fotopolimerizzabile rapido per il fissaggio di attacchi in ceramica ed in metallo.

- Kit 2 siringhe da 4 gr
- 1 flacone Primer da 6 ml
- 1 supporto per pennellini
- 60 pennellini



codice F24.02166  
LISTINO € 240,50

€ 156,30

-35%



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## FLEXITIME DYNAMIX + FLEXTIME FLOW KULZER

- Putty
- Heavy Tray
- Monophase

### Confezione:

2 cartucce da 380 ml  
+ 2 puntali dynamix  
+ 1 anello di fissaggio



codice F24.02173

LISTINO € 229,50

€ 206,30

+ IN SCONTO MERCE 1 Flexitime Flow  
2x50 ml (Valore € 78,40)

SCONTO  
TOTALE  
-33%

## FLEXITIME EASY PUTTY + FLEXTIME FLOW KULZER

### PROMO PACK

Flexitime Easy Putty 2 x 300 ml

Flexitime Flow 2 x 50 ml + 12 puntali miscelatori



-33%

codice F24.02174

LISTINO € 211,30

€ 141,50

## HYDROGUM 5

Alginato extra fast scansionabile  
con 5µm di riproduzione del dettaglio  
e 5 giorni di stabilita dimensionale.  
Permanenza in cavo orale (min:s) 0:45.

Busta da 453 gr



-50%

codice F24.02175

LISTINO € 16,90

€ 8,45 cad.

PER 4 BUSTE

## HYDROGUM

Busta da 500 gr



-50%

codice F24.02176

LISTINO € 14,90

€ 7,45 cad.

PER 4 BUSTE

## OCCLUFAST ROCK

### Confezione:

2 cartucce da 50 ml  
+ 12 puntali  
miscelatori verdi



-50%

codice F24.02177

LISTINO € 55,60

€ 28,90 cad.

PER 2 CONFEZIONI

## ULTRAPAK CLEAN CUT ULTRADENT

ULTRAPAK CLEAN CUT N. 0 9333	€ 21,98	€ 12,10
ULTRAPAK CLEAN CUT N. 1 9334	€ 21,98	€ 12,10
ULTRAPAK CLEAN CUT N. 2 9335	€ 21,98	€ 12,10
ULTRAPAK CLEAN CUT N. 3 9336	€ 21,98	€ 12,10
ULTRAPAK CLEAN CUT N. 000 9331	€ 26,00	€ 14,30
ULTRAPAK CLEAN CUT N. 00 9332	€ 23,00	€ 12,65

-45%

codice F24.02178

PER 3 CONFEZIONI



## RACESTYPTINE SOLUZIONE SEPTODONT

Flacone da 13 ml



-36%

codice F24.02179

LISTINO € 41,90

€ 26,70

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**3M™ Impregum™**

Materiale per impronta in polietere

**Ami la precisione?  
Scegli il polietere.**



### 3M™ Impregum™ Materiale per impronta in polietere

L'esclusivo materiale per impronta in polietere di 3M è stato realizzato per aiutarvi a mantenere il controllo nei casi più impegnativi, garantendo un'eccellente fluidità per tutto il tempo di lavoro e aiutandovi a catturare tutti i dettagli. Grazie al suo comportamento 'snap-set', il materiale perdona ogni errore e non inizia l'indurimento prima della fine del tempo di lavorazione e aiuta a proteggere l'impronta dalla distorsione.

- Impronte precise per un minor numero di ritrattamenti e correzioni
- La rigidità e il tempo di lavoro ne fanno una scelta eccellente per le impronte degli impianti
- Disponibile nelle versioni standard, rapida e super rapida
- Altamente raccomandato dai laboratori\*



**PROMO**

**2  
+**  
**1**

**ACQUISTA 2 confezioni  
di Materiale per impronte in polietere 3M™  
Impregum™ - Linea Penta**

Codici: 31644- 31730

**RICEVI DIRETTAMENTE DA 3M  
1 conf. di puntali per miscelazione Penta rossi  
confezione singola (50 pz.)**

Codice: 77949

codice F24.02307

Confezione: 2 x 360 ml

LISTINO €307,00 cad.

**€ 193,00** cad.



**SCONTO  
TOTALE  
-43%**

**Questa offerta è soggetta a disponibilità ed è valida fino al 30 Giugno 2024.  
Massimo una sola offerta per professionista odontoiatrico**

\* Basato su un sondaggio condotto tra gli utilizzatori di 3M™ Impregum™ Polyether Impression Material negli Stati Uniti e in Europa.

I prodotti odontoiatrici 3M sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Comunicazione tecnico-scientifica riservata al personale sanitario. 3M, Impregum, sono marchi commerciali di 3M o 3M Deutschland GmbH. © 3M 2024. Tutti i diritti riservati.

## DIA DENTAL ALGINATO

Dust Free, ad elevata stabilità dimensionale e tempo di presa rapido. Aroma tutti frutti. Colore rosa.

Busta da 453 gr



codice F24.02154  
LISTINO €12,55

€ 6,90 cad.  
PER 3 BUSTE

-45%

## VESTIGE PUTTY SOFT

Silicone A ideato per essere utilizzato con tutti i fluidi di correzione nelle diverse tecniche di impronta. Scansionabile.

- Fast
- Normal

**Confezione:**  
2 x 300 ml  
(base

+ catalizzatore)



codice F24.02155  
LISTINO €59,90

€ 29,95

-50%

## VESTIGE RIBASANTI

Silicone A di precisione, tissotropico e idrocompatibile per una massima definizione. Scansionabile.

- Light Fast blu
- Light Normal blu
- Medium fucsia

**Confezione:**  
2 cartucce da 50 ml  
+ 12 puntali



codice F24.02156  
LISTINO €46,90

€ 28,15

-40%

## VESTIGE BITE

Silicone A per la registrazione oclusale. Scansionabile.

Colore verde.  
Tempo di indurimento:  
rapido (Fast Setting).

**Confezione:**  
2 cartucce da 50 ml  
+ 12 puntali



codice F24.02157  
LISTINO €46,90

€ 28,15

-40%

## COLTENE

### SPEEDEX PUTTY

Barattolo da 910 ml



-40%

codice F24.02158  
LISTINO €44,90

€ 26,95

### SPEEDEX ATTIVATORE

In pasta

Tubo da 60 ml



-40%

codice F24.02159  
LISTINO €28,45

€ 17,05

### SPEEDEX LIGHT

Tubo da 140 ml



-40%

codice F24.02160  
LISTINO €22,45

€ 13,45

## STRUCTUR 2 SC VOCO

Composito autopolimerizzante per la realizzazione di corone, ponti, inlay e onlay provvisori.

**Colori:** A2 - A3

Cartuccia da 75 gr  
+ puntali di miscelazione



codice F24.02167

LISTINO €136,90

€ 95,80

-30%

## PALAVIT 55 VS KULZER

**Colore:**

A2 - A3 - A3,5 - D3 - INCISAL

-30%

codice F24.02168



**Polvere**

Flacone da 100 gr

LISTINO €86,90

€ 60,80



**Liquido**

Flacone da 45 ml

LISTINO €46,40

€ 30,15

# LANG

## SPLINTLINE LANG

-28%

codice F24.02169



**Polvere**

Flacone da 120 gr

LISTINO €89,90

€ 64,70



**Liquido**

Flacone da 120 ml

LISTINO €47,90

€ 34,50

## FLEXACRYL LANG

- SOFT
- HARD

**Confezione:**

Polvere rosa 120 gr

+ liquido 120 cc

+ primer da 10 ml



codice F24.02170

LISTINO €118,90

€ 86,00

-28%

## SOFRELINER TOUGHT TOKUYAMA

Silicone per ribasature dirette e indirette.

- Tipo M (Soft)
- Tipo S (Extra Soft)

Cartuccia da 54 gr



codice F24.02171

LISTINO €141,30

€ 89,00

-37%

## REBASE II FAST TOKUYAMA

Materiale siliconico duro per ribasature dirette

**Kit:** polvere 80 gr + liquido 50 ml + adesivo 15 ml  
+ resin hardner II 48 gr + accessori



codice F24.02172

LISTINO €161,50

€ 96,90

-40%



## BOWIE & DICK TEST PACK BCLEAN

Test per la verifica del funzionamento dell'autoclave

Confezione da 10 pz



codice F24.02301

LISTINO € 47,20

€ 28,30

-40%

## HELIX TEST SYSTEM BCLEAN

Test per la valutazione della capacità di penetrazione del vapore all'interno di corpi cavi.

Confezione

da 250 pz + 1 cannula



codice F24.02302

LISTINO € 112,50

€ 67,50


-40%



## ROTOLO PER STERILIZZAZIONE

Rotolo da 200 mt

codice F24.02303



Misure	Listino	PROMO
50 mm x 200 mt	€ 14,90	€ 8,95
75 mm x 200 mt	€ 21,50	€ 12,90
100 mm x 200 mt	€ 27,50	€ 16,50

-40%

## BUSTE AUTOSALDANTI

90 x 230 mm

Confezione: 200 pz

codice F24.02304

LISTINO € 16,50

€ 9,08

-45%



## BIO ORANGE SOLVENT OGNA

Confezione:

2x200ml

+1 Erogatore



codice F24.02305

LISTINO € 21,55

€ 12,90

-40%

## BUSTE AUTOSALDANTI

### DUO-CHECK CROSSTEX

60x100 mm

Confezione: 200 pz

codice F24.02306

LISTINO € 14,50

€ 8,70

-40%







## DD20+

Disinfettante concentrato in polvere.

Fustino da 2 kg



codice F24.02089  
LISTINO € 62,00

€ 43,50

-30%

## DS40+

Disinfettante e sterilizzante in polvere concentrato.

Fustino da 1 kg



codice F24.02090  
LISTINO € 62,50

€ 43,70

-30%



## SPORIGERM FERRI PLUS

Soluzione concentrata, detergente, disinfettante per lo strumentario.

### Confezione:

6 flaconi da 1 litro con dosatore

codice F24.02059  
LISTINO € 339,00

€ 219,00

+ IN SCONTO MERCE  
6 FLACONI DA 1 LT DI  
ORALSAN COLLUTORIO 0,20%  
(valore € 107,00)



SCONTO  
TOTALE  
-50%

## SPORIGERM SPRAY PLUS

Disinfettante, detergente spray, pronto all'uso.

### Confezione:

12 flaconi da 750 ml + 4 nebulizzatori

codice F24.02060  
LISTINO € 319,90

€ 179,00

+ IN SCONTO MERCE  
6 FLACONI DA 1 LT DI  
ORALSAN COLLUTORIO 0,20%  
(valore € 107,00)



SCONTO  
TOTALE  
-58%

## SPORIGERM FAZZOLETTI

Salviette disinfettanti in TNT, pronte all'uso.

Confezione: 12 Flow Pack da 50 fazzoletti

codice F24.02061  
LISTINO € 168,00

€ 108,50 cad.

PER 2 CONFEZIONI

+ IN SCONTO MERCE  
6 FLACONI DA 1 LT DI ORALSAN COLLUTORIO 0,20% (valore € 107,00)



SCONTO  
TOTALE  
-51%



### COLLUTORIO ORALSAN

Collutorio alla clorexidina 0.20%, privo di alcool, arricchito con Aloe Vera. Per il trattamento intensivo della placca batterica.

## DISINFETTANTI PER STRUMENTARIO E SPECIALI

### DISINFETTANTE PER **STRUMENTI 400K**

Soluzione concentrata per la deterzione e la disinfezione di strumentario.

Efficace protezione contro la corrosione, non fissa le proteine. Ampio spettro d'azione a basse concentrazioni. Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni.

Diluizione 1% per 60 minuti  
(250 lt di soluzione)

Diluizione 1,5% per 15 minuti  
(166 lt di soluzione)

**Flacone da 2,5lt**

codice **F24.02004**  
**LISTINO € 72,00**

**€ 50,40**



### DISINFETTANTE PER **STRUMENTI 402K**

Soluzione concentrata per la deterzione e la disinfezione di strumentario e frese.

Ampio spettro d'azione ad elevata efficacia.

Diluizione 1% per 60 minuti (250 lt di soluzione)

Diluizione 2% per 15 minuti (125 lt di soluzione)

**Flacone da 2,5lt**

codice **F24.02005**  
**LISTINO € 68,00**

**€ 47,60**



### DISINFETTANTE PER **FRESE 410K**

Soluzione pronta all'uso, per la deterzione e la disinfezione delle frese e strumenti rotanti.

Efficace protezione contro la corrosione, preserva l'affilatura ed il rivestimento diamantato.

Ampio spettro d'azione in 5 minuti.

**Flacone da 2,5lt**

codice **F24.02006**  
**LISTINO € 45,60**

**€ 32,50**



### DISINFETTANTE PER **ASPIRATORI 500K**

Soluzione detergente e disinfettante concentrata per sistemi di aspirazione, separatori di amalgama e sputacchiere.

Ampio spettro d'azione in 5 minuti

Nessuna formazione di schiuma.

Diluizione 2% (125 litri di soluzione)

**Flacone da 2,5lt**

codice **F24.02008**  
**LISTINO € 65,00**

**€ 43,75**



### DISINFETTANTE PER **IMPRONTE 520K**

Soluzione pronta all'uso per impronte ad ampio spettro d'azione in 1 minuto.

**Flacone da 2,5lt**

codice **F24.02007**  
**LISTINO € 48,00**

**€ 33,50**

## DISINFETTANTI PER SUPERFICI

### DISINFETTANTE RAPID PLUS 280K

Soluzione alcolica pronta all'uso per la rapida disinfezione di superfici non sensibili all'alcool. Efficace contro i virus in 30 secondi, si asciuga velocemente e non lascia residui. Profumazione neutra.

Flacone da 2,5lt

codice F24.02009  
LISTINO € 56,50

€ 39,50



### DISINFETTANTE RAPID 290K

Soluzione a ridotto contenuto alcolico, pronta all'uso per la disinfezione di superfici non sensibili all'alcool. Efficace contro i virus in 60 secondi, non lascia residui. Profumazione neutra.

Flacone da 2,5lt

codice F24.02010  
LISTINO € 52,50

€ 36,50



### DISINFETTANTE SENZA ALCOOL 300K

Soluzione priva di alcool, pronta all'uso, ideale per superfici delicate. Ampio spettro d'azione in 60 secondi. Effetto schiumogeno con l'utilizzo del dispenser foamer.

Flacone da 2,5lt

codice F24.02012  
LISTINO € 48,00

€ 33,60



Dispenser foamer da 250 ml € 4,50

### SALVIETTE DISINFETTANTI TOP FLOW

Salviette spesse e di grandi dimensioni 25 x 25 cm, impregnate con una soluzione disinfettante a ridotto contenuto alcolico. Ampio spettro d'azione.

6 buste da 80 salviette

codice F24.02013  
LISTINO € 97,00

€ 72,75



new

### SALVIETTE DISINFETTANTI

- alcoliche **261S**
- senza alcool **271S**

Pronte all'uso, ampio spettro d'azione in 30 secondi. Si asciuga rapidamente e non lascia residui.

12 buste da 100 salviette

codice F24.02012  
LISTINO € 103,00

€ 72,00

(€ 6,00 CAD.)



# TRAYART

## ZERO#901

Detergente in polvere concentrato per la rimozione di residui di alginato e gesso da portaimpronte.

Barattolo da 1 kg

codice F24.02056  
LISTINO € 36,70

**-50%**

**€ 18,35**



## ZERO#100

Soluzione concentrata plurienzimatica, per la disinfezione dello strumentario odontoiatrico.

Flacone da 1 lt

codice F24.02057  
LISTINO € 46,50

**-50%**

**€ 23,25**



## ZERO# 310

Soluzione idroalcolica pronta all'uso per la rapida disinfezione delle superfici.

Flacone da 750 ml con spruzzatore

codice F24.02058  
LISTINO € 19,90

**-50%**

**€ 9,95**



# Kerr

## CAVICIDE

Disinfettante per superfici, pronto all'uso.

Tanica 5 lt

**-33%**

codice F24.02084  
LISTINO € 55,10

**€ 36,90**



## CAVICIDE

Disinfettante per superfici, pronto all'uso.

Flacone da 700 ml con spruzzatore

**-40%**

codice F24.02085  
LISTINO € 15,85

**€ 9,50 cad.**  
PER 3 FLACONI



## CAVIWIPES

Salviette grandi e spesse imbevute di soluzione disinfettante.

Busta Flat Pack da 45 pz

**-45%**

codice F24.02086  
LISTINO € 9,00

**€ 4,95 cad.**  
PER 6 BUSTE



## PULI-JET CLASSIC

CATTANI

Detergente sanificante per la pulizia degli aspiratori.

Tanica da 5lt

codice F24.02087  
LISTINO € 48,90

**€ 29,35 cad.**  
PER 2 TANICHE



**-40%**

## PULI-JET PLUS 2.0

CATTANI

Detergente e disinfettante concentrato per aspiratori chirurgici. Diluizione allo 0,8%.

Flacone da 1 lt

codice F24.02088  
LISTINO € 61,05

**€ 36,65 cad.**  
PER 2 FLACONI



**-40%**

## ZETA 3 FOAM

Schiuma disinfettante e detergente senza alcol, pronta all'uso.

Flacone da 750ml c/nebulizzatore



**-40%**

codice F24.02144  
LISTINO € 22,35

**€ 13,40**

## ZETA 3 SOFT CLASSIC

Disinfettante e detergente alcolico, pronto all'uso per superfici di dispositivi medici.

2 Taniche da 2,5 lt cad. con erogatore



**-40%**

codice F24.02145  
LISTINO € 168,00

**€ 64,80**

## ZETA 3 SOFT CLASSIC

Detergente e disinfettante alcolico per superfici.

Flacone spray da 750 ml con erogatore



**-40%**

codice F24.02146  
LISTINO € 22,50

**€ 13,50** cad.  
PER 3 FLACONI

## ZETA 1 ULTRA

Disinfettante di alto livello, concentrato, per strumenti chirurgici e rotanti.

Diluizione 1% (100 litri di soluzione).

Flacone da 1 lt



codice F24.02147  
LISTINO € 31,50

**-40%**

**€ 18,90**

## ZETA 5 POWER ACT

Per disinfettare, detergere e deodorare i circuiti di aspirazione.

Flacone da 1 lt



codice F24.02148  
LISTINO € 47,50

**-40%**

**€ 28,50**

## ZETA 6 HYDRA

Sapone detergente mani

Flacone da 1 lt con dosatore



codice F24.02149  
LISTINO € 22,00

**-40%**

**€ 13,20**

## KAVO SPRAY KAVO

Lubrificante universale biodegradabile e propellente ecologico.

Bomboletta spray da 500 ml



codice F24.02150  
LISTINO € 42,90

**€ 25,60** cad.  
PER 2 CONFEZIONI

**-40%**

## VAPOR LINE EXTENDER

Integratore chimico multiparametro a barra migrante, da utilizzare in tutti i cicli di sterilizzazione a vapore saturo compresi fra i 121°C e 134°C. conf. 250 strisce



codice F24.02151  
LISTINO € 164,90

**€ 82,45**

**-50%**

Partecipa agli eventi formativi dedicati all'odontoiatra e all'igienista dentale che desiderano essere aggiornati su protocolli innovativi e tecniche di ultima generazione.



Jason Motta Jones

## L'estrazione piezoelettrica: innovazione in chirurgia estrattiva



Le estrazioni dentarie sono l'atto chirurgico che più frequentemente viene eseguito dall'odontoiatra. La tecnologia piezoelettrica semplifica al clinico questa pratica chirurgica, poiché la lussazione e l'estrazione sfruttano la vibrazione ultrasonica e non la forza che normalmente viene applicata alla leva o alla pinza, strumenti che l'estrazione piezoelettrica rende obsoleti.

Verranno analizzati i nuovi inserti che consentono un accesso poco traumatico all'elemento da estrarre.

Scopo del corso è quello di creare un percorso teorico pratico dalla diagnosi clinica radiologica alla pianificazione dell'intervento.

Verranno analizzate le procedure per ridurre l'invasività dell'atto chirurgico e conseguentemente i rischi per il paziente.

Slide e filmati saranno di supporto alla parte pratica su modelli animale.

27 SET PADOVA

c/o sede Dental Club  
Via Volta 3/5/7, 35010 Limena (PD)

→ ORARIO 08:30 - 16:00

→ QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30 iva inclusa

→ PARTECIPANTI max. 20

### PROGRAMMA

09:00 - 11:00 Sessione Teorica 1° parte

11:00 Coffee Break

11:30 - 13:00 Sessione Teorica 2° parte

13:00 Light lunch

13:45 - 16:00 Prove pratiche dei partecipanti su modello d'osso animale con dispositivo PIEZOSURGERY®



Stefano Checchi

## Oral Biofilm Management: nuovi approcci e orientamenti clinici



### Workshop teorico pratico rivolto a igienisti e odontoiatri

Ai biofilm batterici orali ed in particolare alla condizione di disbiosi del cavo orale è riconosciuto un ruolo eziologico primario nell'insorgenza, sviluppo e progressione di affezioni specifiche quali la carie e le malattie parodontali.

Risulta quindi evidente l'importanza della gestione professionale dei biofilm grazie all'adozione di approcci clinici dedicati, alla corretta selezione e impiego di tecnologie e prodotti ed alla adozione di metodiche di lavoro evolute.

Con questo incontro teorico pratico si intende fornire ai partecipanti una occasione di aggiornamento e approfondimento sia di carattere teorico che soprattutto pratico grazie ad una estesa sessione di esercitazione guidata.

14 GIU TORINO

c/o filiale Dental Club  
Via Borsellino 38, interno 24/B - Torino

11 SET PADOVA

c/o sede Dental Club  
Via Volta 3/5/7, 35010 Limena (PD)

→ ORARIO 08:30 - 13:30

→ QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 20 iva inclusa

→ PARTECIPANTI max. 20

### PROGRAMMA

09:00 - 10:30 Sessione Teorica

10:30 Coffee Break

10:45 - 13:30 Sessione Pratica sviluppata impiegando dispositivi COMBI touch e modelli-simulatori.

13:30 Discussione e termine del workshop

Per maggiori informazioni e iscrizione: [padova@dentalclub.it](mailto:padova@dentalclub.it) | [torino@dentalclub.it](mailto:torino@dentalclub.it)

# MECTRON - PROPOSTE VANTAGGIOSE!

5.650,00 €\*  
invece di 6.969,00 €\*

## COMBI touch

L'approccio parodontale non chirurgico

### In omaggio:

- 400,00 € di prodotti per igiene e profilassi
- incontro con un ProphyExpert o corso PROPHY Today del valore di 200,00 € IVA inclusa
- 1 richiamo programmato per la manutenzione ordinaria del valore di 260,00 €
- cleaning tool (Kit aria compressa)



+ set materiale  
marketing per sala  
d'attesa incluso



SOFT  
MODE

## PIEZOSURGERY® touch

La chirurgia ossea piezoelettrica

## PIEZOSURGERY® white

Entry level per odontoiatria

7.450,00 €\*  
invece di 9.017,00 €\*

### In omaggio:

- inserti a scelta per un valore di 1.300,00 € (touch) / 600,00 € (white)
- corso PIEZO Today del valore di 280,00 €
- 1 bottiglia di Enzymec (1l) del valore di 37,50 €
- 1 conf. di deflussori (conf. 50 pz) del valore di 160,00 €

4.650,00 €\*  
invece di 5.887,00 €\*



mectron

medical technology



\*prezzi al netto di IVA  
codici promo a richiesta

## La soluzione per l'odontoiatria multidisciplinare: **KYRI EVO**.

Flessibilità operativa nello studio odontoiatrico: ergonomia, multidisciplinarietà, organizzazione delle attività operative quotidiane.

**Kyri DSS**  
Aspiratore portatile



**Smart Trolley Evo**  
Un nuovo modo di organizzare il lavoro (dalla conservativa, alla chirurgia)




**Kyri Cart**  
Cart odontoiatrico



**Linea Orion**  
Lampade odontoiatriche a Led



Odontoiatria +  
Chirurgia



**ErgoSeat**  
Seduta ortopedica professionale



**Kyri Bridge**  
Tavolo ponte per strumenti di lavoro



Multicolor +  
Memory foam



Un radiografico per ogni esigenza clinica anatomica, dalla endodonzia alla chirurgia evoluta.

Green X 12



**LINEA GREEN X**

**4 in 1:** CBCT+Pano+Ceph+  
Scansione Modello

Selezione **MULTIFOV**

**FOV:**

**Green X 12:** 4x4 (endo), 4x4 (Smart Focus),  
8x5, 8x8, 12x8.5 cm, 12x8.5 cm (Smart Focus)

**Green X 16:** 4x4, 5x5, 8x5, 8x8,  
12x9, 16x9 cm


**Smart Focus**

1 scansione, 5 immagini

**Immagine panoramica multistrato**

41 strati di panoramica con la  
funzione Free FOV di Insight 2.0

Green X 16



Smart Plus



**LINEA SMART**

**3 in 1:** CBCT+Pano+Ceph

**1 scansione, 2 immagini**  
2D e 3D in un click

**FOV Anatomico 12x9**

**MagicPan**


ottimizzazione immagine

**ART-V** Technology

Pax-i 3D Smart



A9



A9

**200µ** Voxel Size

**Ingombri ridotti**

**3 in 1:** CBCT+Pano+Ceph


**FOV Anatomico 10x8**

**Rapid Ceph Technology 1.9"**

**EzOrtho e Ai**

per tracciati cefalometrici

A9 Ceph



## Sedazione cosciente perchè?

Tecnica estremamente sicura ed efficace che aiuta il professionista a lavorare senza stress, mettendo il paziente in una condizione di rilassamento ideale che ne facilita la collaborazione.

### ANALOGICA

## MasterFlux Plus

#### Sistema di Sedazione Cosciente Analogico.

Scatola flussometrica pneumatica per gestione proporzionale dei parametri di erogazione di N<sub>2</sub>O ed O<sub>2</sub>. Dispositivo pneumatico che funziona con la pressione delle bombole.

Estremamente sicuro, con chiara lettura dell'erogazione dei parametri tramite colonne di erogazione.

Facile da usare, dotato di circuito di erogazione Intelliflux con valvole di non ritorno e mascherine sterilizzabili e riutilizzabili.

Mobile contenitivo per bombole da 5 o 10 litri.



### DIGITALE

## MasterFlux Smart

#### Sistema di Sedazione Cosciente in cloud con tecnologia IOT.

Scatola flussometrica elettronica/pneumatica per gestione proporzionale dei parametri di erogazione di N<sub>2</sub>O ed O<sub>2</sub>.

Dispositivo digitale funzionante con collegamento a rete elettrica o a batteria.

Profilazione professionisti e pazienti con registrazione, archiviazione e tracciabilità di tutte le sedazioni.

Portale web dedicato e connessione a internet del dispositivo per l'archiviazione di tutti i trattamenti.

Possibilità di salvare il baseline dei pazienti e visualizzazione del gas residuo disponibile nelle bombole durante i trattamenti.

Possibilità di richiamare, nel dispositivo o nel portale, tutte le sedazioni fatte con consultazione dettagli e parametri di sedazione.

Sicuro, preciso ed interconnesso.

Mobile contenitivo per bombole da 5 o 10 litri.



### 4 VANTAGGI

1. Aumenta la qualità percepita dal paziente
2. Migliora l'operatività clinica
3. Migliora il rapporto clinico-paziente
4. Per ogni attività clinica

## MANIPOLO TITANUS <sup>TKD</sup>

CONNESSIONE EMS O SATELEC



codice T24.FS206

€ 199,00

## KIT HYGIENE II <sup>ACTEON</sup>

1 manipolo SATELEC  
+ 3 inserti: 1, 1S, 10Z



codice T24.FS207

€ 320,00

## P5 NEWTRON XS PURE <sup>ACTEON</sup>

ABLATORE CON  
IRRIGAZIONE AUTONOMA.

**PACCHETTO  
CORPO MACCHINA,**  
manipolo con chiave  
autoclavabile  
serbatoio da 300 ml  
e 3 inserti (1-1s-h3)



VERSIONE LED

codice T24.FS209

codice T24.FS208

€ 1.150,00 € 1.450,00

Fino ad esaurimento scorte

## AIR N GO <sup>EASY</sup>

Tutte le applicazioni cliniche  
diventano semplici con il  
polisher tutto in uno.



AIR-N-GO® "CLASSIC"  
polveri 4x 250g  
menta  
**INCLUSO**

AIR-N-GO® puntale PERIO

codice T24.FS211

codice T24.FS210

€ 999,00 € 320,00

## STARLIGHT PRO <sup>MECTRON</sup>

LAMPADA POLIMERIZZATRICE  
A LED SENZA FILI

Elevato livello di prestazioni e batteria  
a litio-ioni durevole:  
oltre 320 cicli da 10 secondi con soli  
120 minuti di ricarica.  
Indurisce uno strato di 2 mm in 10 secondi.  
Colore shiny white.

Garanzia 3 anni.

codice T24.FS212

€ 390,00



## DENTAPORT ROOT ZX <sup>MORITA</sup>

Localizzatore apicale, elettronico  
ed automatico.  
Apparecchiatura in grado di misurare  
simultaneamente due impedenze  
calcolandone il rapporto  
secondo il "QUOTIENT METHOD"  
del prof. Kobayashi.



codice T24.FS213

€ 899,00

**MORITA**

**ivoclar** | 100 years

Making People Smile

Acquista

1 x Bluephase PowerCure,  
100-240 V  
&  
Tetric PowerFill System  
Kit Syringe  
668253

codice T24.FS214

€ 1.049,00



LA LAMPADA  
INTELLIGENTE

#whdentalwerk



wh.com



## Synea Fusion

Affidabilità, durata e silenziosità



### Synea FusionTG-98 L/LM

- › Att. W&H (L) o Kavo (LM)
- › LED+/ Luce
- › 4X spray

**375€**

codice T24.FS215



### Synea Fusion WG-56 LT

- › Contrangolo 1:1
- › Con Luce
- › Spray singolo

**375€**

codice T24.FS216



### Synea Fusion WG-99 LT

- › Contrangolo 1:5
- › Con Luce
- › 4X Spray

**423€**

codice T24.FS217

**Deducibilità  
Immediata**

Fino ad esaurimento scorte

## Manutenzione **Assistina**

Detersione e lubrificazione corrette sono presupposti per una funzione ineccepibile e per una lunga durata degli strumenti dentali.



### Assistina TWIN

- › Lubrificazione con W&H Service Oil F1, MD-302
- › Pulizia dei canali spray per acqua e aria con W&H Activefluid MC-302
- › Caricamento continuativo della strumentazione tramite due camere
- › Manutenzione della strumentazione in 10 secondi
- › Aspirazione attiva degli aerosol con filtro HEPA integrato
- › Connessione degli strumenti rapida con Quick Connect

codice T24.FS218

**€ 1.930**

4.015 € Ref. 30310003

**BePro IN OMAGGIO**  
1 Disinfectant Wipes  
3 Disinfectant Wipes Refill  
Valore 77,60€

Il kit prodotti BePro in omaggio sarà spedito direttamente in studio dal magazzino di W&H Italia



## KIT MANIPOLI EXPERT LED KAVO

### TURBINA SMARTtorque S619 L

KAVO

Potenza 26 W, spray quadruplo.



codice T24.FS219

€ 423,00

### TURBINA E680 L EXPERTORQUE LUX

KAVO



codice T24.FS220

€ 691,00 Potenza 29 W, garanzia 18 mesi.

### KIT MANIPOLI MASTERPACKAGE 2475 LED KAVO



- CONTRANGOLO MASTERMATIC M20 L 1:1
- TESTINA INTRA L 68 1:1
- TURBINA MASTERTORQUE M9000L
- MULTIFLEX LED ATT.4vie. 465LED

codice T24.FS221

€ 1.650,00 Fino ad esaurimento scorte



### CONTRANGOLO T2 LINE 1:1 A 40 L

SIRONA

Anello BLU

- 1 foro spray
- Realizzazione in Titanio
- Comfort operativo eccellente durante il trattamento sul paziente
- Perfetto per la preparazione di cavità e corone, finitura ed escavazione



codice T24.FS222

€ 390,00 Fino ad esaurimento scorte

### CONTRANGOLO T2 LINE 1:5 A 200 L

SIRONA

Anello ROSSO

- 4 fori spray
- Realizzazione in Titanio
- Comfort operativo eccellente durante il trattamento sul paziente
- Perfetto per la preparazione di cavità e corone, finitura ed escavazione



codice T24.FS223

€ 480,00 Fino ad esaurimento scorte

### TURBINA T2 BOOST ATTACCO KAVO

SIRONA

Più potenza, più coppia, più efficienza.



codice T24.FS224

€ 395,00 Fino ad esaurimento scorte

### MANIPOLO DRITTO T2 LINE AH 40 L

SIRONA

Il contrangolo diritto è ideale per lavorare a bassa velocità. Grazie a ciò è possibile ottenere risultati eccellenti sia in studio che in laboratorio. La forma diritta è perfetta inoltre per la chirurgia.



codice T24.FS225

€ 345,00 Fino ad esaurimento scorte

# NSK

## CONTRANGOLO S-MAX M25L

è in acciaio, con luce, rapporto 1:1, spray singolo, 2 anni di garanzia



codice T24.FS226

€ 399,00

## CONTRANGOLO S-MAX M95L

è in acciaio, con luce, moltiplicatore 1:5, spray quadruplo, 2 anni di garanzia



codice T24.FS227

€ 469,00

## TURBINA S-MAX M900L

è in acciaio, con luce, spray quadruplo, potenza 26W, 2 anni di garanzia. Disponibile attacchi kavo, bienair, nsk, sirona, w&h



codice T24.FS228

€ 399,00

# BienAir<sup>®</sup> Dental

## CONTRANGOLO CA 1:1 L

Contraingolo anello blu art.01600384-001 con conduttori multifilo in vetro ottico.

**GARANZIA  
2 ANNI**

codice T24.FS229

€ 389,00



## TURBINA BIENAIR BORA2

Turbina potente e silenziosa (59 dBA) con valvola antiriflusso. Corpo in acciaio, cuscinetti in ceramica - 4 spray misti asimmetrici - Bloccaggio fresa a pulsante -

Garanzia 24 mesi.

codice T24.FS230

€ 423,00



## ERKOFORM 3D MOTION

**Processo di termoformatura completamente automatizzato.**

Utilizza onde medie per il riscaldamento a infrarossi e non richiede nessun tempo di preriscaldamento.

**Apparecchio per termoformatura a vuoto con riserva di vuoto e TouchPanel.**

Compresi nella fornitura: Contenitore per granulato e Piastra portamodelli per modelli molto bassi.

codice T24.FL100

€ 1.910,00

offerta valida fino ad esaurimento scorte



**PUÒ ESSERE MONTATO  
L'OCCLUFORM-3**

## OCCLUFORM 3

Occlusore per Erkoform per registrare l'arcata antagonista direttamente sull'apparecchio.



codice T24.FL102

€ 530,00



Hai dolori di schiena, spalle e collo?  
Vuoi vivere e lavorare più sano?  
Più energia e prestazioni migliori?



Diventa consapevole della tua postura  
e scopri come lavorare in modo rilassato  
e più sano!



Disponibile in due misure:  
**Amazone** (stretta) e **Jumper** (larga)  
in diversi colori.



CON INCLINAZIONE REGOLABILE (TILT)

codice T24.FS231

€ 370,00

CON BALANCE (BASCULANTE 360°)

codice T24.FS232

€ 480,00

CON TILT E SUPPORTO LOMBARE

codice T24.FS233

€ 499,00



## shoecover dispenser Compact plus

### Macchina per calzari

compatta e collocabile ovunque poichè  
non necessita di alimentazione elettrica.

### Corredata di Minipinza + 50 calzari

- Capacità carico calzari: 100 pcs
- Dimensioni: cm 86x24x64 (HxLxP)
- Peso: 8 kg

codice T24.FS234

**PROMO MACCHINA + CALZARI**

€ 370,00

CALZARI SERIE COMPACT IN PE

Materiale: polietilene ad alta densità - HDPE

Contenuto del box: 2000 pcs



Prodotto  
100% riciclabile



GARANZIA  
30 ANNI

Per ordinare dal lunedì al venerdì



#### TELEFONO

contattando le nostre filiali:

- LIMENA (PD) 049 7662870
- BOLOGNA 051 323941
- TORINO 011 0650390
- UDINE 0432 235706



#### E-MAIL

inviando alle nostre filiali  
la richiesta d'ordine:

- padova@dentalclub.it
- bologna@dentalclub.it
- torino@dentalclub.it
- udine@dentalclub.it

consulta il sito

[www.dentalclub.it](http://www.dentalclub.it)

consulta il nuovo sito dedicato all'attrezzatura

[www.dentalclubequipment.com](http://www.dentalclubequipment.com)



## e-commerce Dental Club

SCANSIONA IL QR PER ACCEDERE



#### Le condizioni di vendita

I prezzi pubblicati si intendono al netto di IVA. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo errori e/o omissioni di stampa. Non sono cumulabili con altre offerte in corso. L'evasione degli ordini è subordinata alle disponibilità di magazzino e/o del fornitore. Le foto riprodotte sono indicative. I prodotti che riportano sulla confezione la dicitura "per uso dentale" possono essere venduti solamente a dentisti, odontoiatri e odontotecnici. L'accettazione degli ordini è subordinata alla correttezza dei pagamenti.

#### Le spedizioni

La spedizione è gratuita per un minimo d'ordine di € 130,00 IVA esclusa e peso inferiore a 50 kg.

Per ordini di valore inferiore sarà applicato un contributo di spedizione. Importo fisso di € 2,00 per contributo spese imballo.

Gli ordini pervenuti entro le 13.00 saranno evasi il giorno stesso.

L'eventuale materiale non evaso sarà spedito con l'ordine successivo; salvo disposizioni diverse.

#### Le modalità di pagamento

• In contrassegno alla consegna della merce, direttamente al corriere con assegno intestato.

• Tramite Ricevuta Bancaria, a 30 giorni dalla data di fattura.

• Tramite SDD (addebito telematico in conto corrente), a 30 giorni dalla data di fattura.

#### I resi

Solo se autorizzati mediante richiesta che deve pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Il prodotto reso dovrà pervenirci accompagnato da regolare documento di trasporto, nel suo confezionamento originale e integro.

Il diritto di recesso non potrà essere esercitato per:

- specialità medicinali
- articoli appositamente ordinati o chiaramente personalizzati, o che rischiano di deteriorarsi o con scadenza ravvicinata
- articoli sigillati che sono stati aperti dopo la consegna.

Rimani aggiornato:



seguici su facebook  
[facebook.com/dentalclubspa](https://facebook.com/dentalclubspa)



seguici su instagram  
[instagram.com/dentalclubitalia](https://instagram.com/dentalclubitalia)

**DENTAL CLUB®**

*un mondo di persone*

