

WORKSHOP TORONTO COMPOSITO

BOLOGNA 05.04

Programma:

Questo workshop intensivo ha come obiettivo la realizzazione di una intera arcata in composito, utilizzando la muffola trasparente, i compositi Comp Flow e i colori intensivi Stain Flow.

Durante questa giornata, i tecnici partiranno dalla struttura fresata e trattata per la progettazione morfologica del manufatto in cera. Dopo le prove estetico-funzionali ed aver definito la morfologia definitiva dell'arcata, verranno realizzate le mascherine in silicone attraverso l'utilizzo della muffola trasparente Light Glass. In seguito cut-back dentinale e realizzazione seconda mascherina in silicone. Iniezione della dentina sulla struttura e caratterizzazione interna attraverso i supercolori, infine iniezione di smalto e gengiva e finalizzazione dell'elaborato protesico.

I partecipanti potranno quindi apprendere l'intera lavorazione guidati dal relatore, apprendendo fin da subito un protocollo di lavoro che sarà utilizzabile fin da subito nel proprio laboratorio.

Relatore:

Fabio Mazzari
odontotecnico con esperienza trentennale, negli ultimi anni si è dedicato al perfezionamento e approfondimento della caratterizzazione estetica del composito.

Data:

Venerdì 5 Aprile
dalle 9.00

Luogo:

Dentalclub Filiale Bologna
Via dei Fornaciai, 29
Bologna

Info e prenotazioni:

Sig.ra Monica Mammana
T. 051 323941

