

followme

LABORATORIO
03

promozioni commerciali
validità dal 29/09 al 31/12/2025



**EFFICIENZA SIMULTANEA
IN LABORATORIO:**

SCANNER 3SHAPE F8

**PRODUZIONE RAPIDA
QUALITÀ SUPERIORE:**

LA RIVOLUZIONE DWX-53D



**LA PERFEZIONE
IN TEMPI RECORD:**

**L'INNOVATIVO FORNO A
MICROONDE PER LA ZIRCONIA**

**ZIRCONIA:
IL FUTURO È GIÀ QUI**

**RICHIEDI UNA
COPIA DELLO
SPECIALE CAD CAM**



DENTAL CLUB®
un mondo di persone

INDEX alfabetico prodotti

Artex CN Amann Girschbach	7	Erkopress motion Erkodent	23	Pillo scalpello pneumatico Renfert	28
Artex Contropiastre Splitex Classic Amann Girschbach	7	Forno da sinterizzazione Concord 4.0	25	Polyvalent touch polimerizzatore Effegi Brega	24
Articolatore ASA 5050 ASA Dental	20	Fresoni in Tungsteno D+Z	21	Resina 3D Keystone	14
Articolatore Cup Eurodentis	20	GC Gessi Fujirock EP	6	Resina Acrylic Temp Trasformer	17
Break Agent ADM	22	Gessi Gline	18	Resina Acrylic TrasTransformer	17
Bruciatore ad aria Erkodent	23	Gesso Hydrock kerr	20	Resine 3D SPRINTRAY	15
Bunsen Denstar-160 Marathon	31	Gingfast Zhermack	12	Resine 3D Trasformer	16
Celtra Ceram Dentsply Sirona	10	Giroform Piastre Amann Girschbach	7	Rolloblast Renfert	11
Celtra Press Dentsply Sirona	10	Giroform Pins Amann Girschbach	7	Seggiolino Spirit 1500 Score Dental	31
Cera Model Wax Gline	18	Giroform putty Amann Girschbach	7	Seggiolino Xelenia Gierre	31
Cera Thowax Yeti Dental	22	Gommini Diaprint 3D Eve	21	Signum Composite/Flow Kulzer	5
Cerabien Milai Ceramica Kuraray Noritake	8	Gommini Labmin Identoflex	21	Signum Metal Bond Set Kulzer	5
Ceramill Gel Amann Girschbach	7	Indurent Zhermack	12	Silent Compact Aspiratore Renfert	29
Cobra Renfert	11	IPS e.max Ceram Ivoclar Vivadent	4	Silent Compactcam Aspiratore Renfert	29
Compact touch polimerizzatore Effegi Brega	24	IPS e.max Press Ivoclar Vivadent	4	Silent EC2 Aspiratore Renfert	29
Denti Artic Kulzer	5	IPS e.max PressVest Ivoclar Vivadent	4	Silent Powercam Aspiratore Renfert	29
Depuratore VK c/contaltri Effegi Brega	24	IPS Style Ivoclar Vivadent	4	Silent TC Aspiratore Renfert	29
Depuratore VK Effegi Brega	24	Iso Pro 3D AIDente	20	Silent TC2 Aspiratore Renfert	29
Dischi Erkodur Erkodent	22	Lampada Pla 8015 Vcg	31	Silicone Putty Trasformer	17
Dischi Erkoflex Erkodent	22	Lampada Solar Led Square Dentalfarm	31	Siliconi Gline	18
Dischi Erkoloc-Pro Erkodent	22	Light 1 lampada da lavoro Renfert	26	Sistema galileiano Zeiss	31
Dischi Initial Zirconia Coloring Liquid Multilayer	6	Micromotore ECO450 pedale Marathon	30	Spatola elettrica waxelectric II Renfert	28
Dischi Initial Zirconia Multilayer	6	Micromotore Escort III pedale Marathon	30	Spazzolini Scotch Brite GLine	18
Dischi IPS e.max Zircad Ivoclar Vivadent	4	Micromotore K30S Silfradent	30	Squadramodelli MT3 con disco klettfix Renfert	28
Dischi Katana Kuraray Noritake	8	Micromotore Perfecta 323 pedale W&H	30	Steam Tube box Renfert	27
Dischi MTPLUS Klettfix GR. 80 5pz Renfert	28	Micromotore Ultimate XL-FC pedale Nsk	30	Traspa Silicone Trasformer	17
Dischi Zirk Evolution Trasformer	16	Microsabbiatrice Basic Classic Renfert	28	Turbina TD 783 Bienair	30
Disco Eos Orodent	13	Microsabbiatrice Basic Quattro Renfert	28	Twister miscelatore Renfert	28
Disco PMMA Dentsply Sirona	10	Muffola Light Glass Trasformer	17	Universal Silicone Trasformer	17
Disco Thor Orodent	13	Muffola New Alu Big Trasformer	17	Valli Gline	18
Disco Venus Orodent	13	Occluform 3D Erkodent	23	Vapor Klein VK 300 Effegi Brega	24
Easy Bar Trasformer	17	OT Cap Rhein'83	9	Vapor Klein VK 400 Effegi Brega	24
Elite Arti White Zhermack	12	OT Cem Rhein'83	9	Vapor Klein VK 500 Touch Effegi Brega	24
Elite Double 22 Zhermack	12	OT Equator Rhein'83	9	Vaporiera Power steamer 1 Renfert	27
Elite LC Tray Zhermack	12	OverCEM Abutment	19	Vaporiera Power steamer 2 Renfert	27
Elite Model Fast Zhermack	12	OverCEM SA	19	Vortex compact 3L Aspiratore Renfert	28
Elite Transparent Zhermack	12	Paladur Kulzer	5	Vortex Sacchetti raccogliipolvere 5pz Renfert	28
Enamel Plus Temp Micerium	20	Palaseal Kulzer	5	Vuemax pro Konus	31
Erkoform 3D motion Erkodent	23	Pennelli lay:art evo Renfert	11	Yeti Lube Isolante Yeti Dental	22
Erkoform 3D plus Erkodent	23	Piastre lay:art Renfert	11	Zetalabor Zhermack	12

SUPER OFFERTE
traBOCCAnti



BLACK FRIDAY!

28 NOVEMBRE 2025

Sconti su una selezione di prodotti a catalogo consumo laboratorio



DENTAL CLUB®

un mondo di persone

IPS e.max® ZirCAD Prime

codice F25.03500

Spessore	Listino	PROMO
14 mm	€ 173,50	€ 156,15
16 mm	€ 199,00	€ 179,10
20 mm	€ 219,00	€ 197,10
25 mm	€ 265,50	€ 238,95

ACQUISTA 1 DISCO A SCELTA
E CON € 1 RICEVI IN OMAGGIO
2 gommini diamantati
specifici per zirconia
(valore €19,80 cad.)



IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic

codice F25.03501

Spessore	Listino	PROMO
14 mm	€ 173,50	€ 156,15
16 mm	€ 199,00	€ 179,10
20 mm	€ 219,00	€ 197,10

ACQUISTA 1 DISCO A SCELTA
E CON € 1 RICEVI IN OMAGGIO
2 gommini diamantati
specifici per zirconia
(valore €19,80 cad.)



IPS e.max® Press

HO (0 - 1 - 2)

HT - LT (A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
B1 - B2 - B3 - B4 - BL1 - BL2 - BL3 - BL4
C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4)

MO (0 - 1 - 2 - 3 - 4)

MT (A1 - A2 - A3 - A3,5
B1 - B2 - BL2 - BL3 - BL4
C1 - C2 - D2)

Confezione 5 pz

codice F25.03502

LISTINO € 114,70

€ 90,00 cad.

PER 2 PEZZI A SCELTA



IPS® PressVEST Premium

POLVERE Confezione 2,5 Kg
Listino € 155,00

LIQUIDO Confezione 500 ml
Listino € 32,10

1 x conf. IPS PressVEST
Premium polvere
+ in OMAGGIO IPS PressVEST
Premium 500 ml

codice F25.03503

PACCHETTO € 155,00



IPS e.max® Ceram

Ceramica a base di
nano-fluoro-apatite
(colorazione A-D)

(dentine, power dentine,
transpa incisal e power incisal)

Confezione: 20 gr

codice F25.03504

LISTINO DENTINA € 55,50

€ 46,62 cad.

PER 4 CONFEZIONI
+ 1 DENTINA A2 IN OMAGGIO*

PROMO VALIDA SU TUTTA LA GAMMA
AD ESCLUSIONE DI LIQUIDI E SET



IPS Style Ceram

Ceramica da rivestimento estetico
priva di feldspato e contenente
cristalli di ossiapatite.

Indicata per la realizzazione di restauri
su struttura metallica. Ideale per l'utilizzo
con ogni tipologia di lega metallica
sia nobile che vile.

Dentin confezione 20 gr

codice F25.03505

LISTINO DENTINA € 42,00

€ 36,12 cad.

PER 4 CONFEZIONI A SCELTA
+ 1 DENTINA A2 IN OMAGGIO*

PROMO VALIDA SU TUTTA LA GAMMA
AD ESCLUSIONE DI LIQUIDI E SET



*Direct shipment

*Direct shipment



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

PRODOTTI

Artic® Digital

La salute orale nelle migliori mani.

Artic Digital è una linea di denti acrilici affidabile ed economica per protesi provvisorie o a basso costo, utilizzando sia il workflow digitale che quello tradizionale.

-25%

codice **F25.03506**

PROMOZIONE PER 20 FILE A SCELTA

Descrizione	Listino	PROMO
HK ARTIC DIGITAL X 6	€ 6,90	€ 5,17
HK ARTIC DIGITAL x 8	€ 6,90	€ 5,17



PALADUR



codice **F25.03507**

POLVERE/LIQUIDO 1 Kg
ROSA / ROSA VEN.

LISTINO € 101,00

€ 88,90

LIQUIDO 500 ml

LISTINO € 58,50

€ 51,50

PALASEAL LACCA SIGILLANTE

Lacca monocomponente fotopolimerizzabile, trasparente, adatta per sigillare e lucidare tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti. La qualità di superficie ottenuta con Palaseal, evita irritazioni della lingua e delle mucose.



codice **F25.03508**

LISTINO € 68,50

€ 60,30

SIGNUM METAL BOND

Sistema adesivo a freddo per tutti i tipi di leghe preziose e non preziose / titanio con i compositi. Molecole bifunzionali producono un'adesione chimica tra la struttura in metallo e gli strati polimerizzati (opaco, composito). Con una lavorazione semplificata e più rapida rispetto ai processi di adesione a caldo o alle tecniche di sabbiatura; consente riparazioni di lavori nel cavo orale con metallo esposto.

SET 4+4 ml



codice **F25.03509**

LISTINO € 205,00

€ 180,40

SIGNUM COMPOSITE / FLOW

Valida per Signum Composite o Signum Composite Flow (Dentine, Smalti, Margin).

SIGNUM COMPOSITE

- DENTINE
- SMALTI
- MARGINI

Confezione: siringa 4 gr
LISTINO € 40,80

€ 35,10 cad.

SIGNUM FLOW

- DENTINE
- SMALTI OPALESCENTI
- MARGINI

Confezione: siringa 4 gr
LISTINO € 41,90

€ 36,03 cad.



codice **F25.03510**

**PROMO PER 3
CONFEZIONI A SCELTA**



*initial*TM

ZIRCONIA DISK MULTILAYER ELITE

La scelta migliore per gli standard più elevati

Ideale per i restauri sia anteriori sia posteriori.

Colori:

- 16 colori scala vita
- Bleach OM1-OM2-OM3

-21%

codice **F25.03511**

Spessore 14 mm

Listino € 179,00

€ 140,65

Spessore 16 mm

Listino € 199,00

€ 156,35

Spessore 20 mm

Listino € 239,00

€ 187,80

Spessore 25 mm

Listino € 278,00

€ 218,40



Estetica superiore

Colore e gradiente di traslucenza naturali per restauri anteriori e posteriori.



Resistenza elevata

Classificato come materiale di Classe V secondo la norma DIN EN ISO 6872 con un valore medio > 1.100 MPa.



Omnifunzionale

Versatile e adatto a un'ampia gamma di indicazioni cliniche. Sinterizzazione rapida oppure sinterizzazione convenzionale.

*initial*TM


ZIRCONIA COLORING LIQUID

MASSIMA INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

Una trasmissione del colore controllata con precisione e localizzata. Meno correzioni del colore post-sinterizzazione.

DISTRIBUZIONE DEL COLORE UNIFORME E PROFONDA

Risultati uniformi e riproducibili ottenuti in modo veloce e semplice per una tecnica sia basica che avanzata.



GC Initial Zr Coloring Liquid, INTRO KIT, 250g

Contiene:

GC Initial Zr Coloring Liquid:

1x Body A, 50ml 1x Cervical A, 50ml, 1x Effect Grey, 50ml, 1x Neutral, 50ml

GC Initial Zirconia Marking Liquid:

1x Red, 25ml, 1x Blue, 25ml

Short IFU

-21%

codice **F25.03512**

Listino € 190,00

€ 149,00

codice **F25.03513**

GC FUJIROCK EP LINEA CLASSIC



-35%

Golden Brown

Confezione: 5 kg
LISTINO € 50,40

€ 32,75

-35%

Confezione: 12 kg
LISTINO € 96,80

€ 62,90

GC FUJIROCK EP LINEA PREMIUM



-33%

Pastel Yellow
Polar White
Inca Brown

Confezione: 4 kg
LISTINO € 45,40

€ 30,40

-33%

Pastel Yellow

Confezione: 11 kg
LISTINO € 98,80

€ 66,20



AMANNGIRRBACH

ARTEX CN

Articolatore
a valori medi.
Non arcon

- Artex CN LISTINO € 551,40
- Set Piastre Splitex LISTINO € 264,10

codice F25.03514

PACCHETTO

LISTINO € 815,50

€ 410,00 -50%



CONTROPIASTRE SPLITEX CLASSIC

Contropiastre in plastica resistente agli urti. Riutilizzabili.

Caratteristiche:

- Veloce e preciso adattamento allo zoccolo.
- Esclude il rischio di imprecisioni dovute all'espansione del gesso.
- Fissaggio stretto ed uniforme al modello, riposizionamento sicuro

Colore: nere**Confezione:** 100pz

codice F25.03515

LISTINO € 253,00

€ 202,40

-20%

GIROFORM
PIASTRE
PREMIUM

Confezione:
100 pz



-25%

codice F25.03516

Listino € 120,40

€ 90,30

GIROFORM
PIASTRE
CLASSIC L

Confezione:
100 pz



-25%

codice F25.03517

Listino € 87,30

€ 65,50

GIROFORM
PINS

Confezione:
1000 pz



-25%

codice F25.03518

Listino € 42,00

€ 31,50

GIROFORM PUTTY

Sistema Giroform per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica con monconi sfilabili.

Confezione:
1 Kg



codice F25.03519

LISTINO € 61,90

€ 49,50

-20%

CERAMILL GEL

Resina fotoindurente per la modellazione di corone ed elementi intermedi.

Confezione:
4 x 3gr



codice F25.03520

LISTINO € 153,60

€ 122,90

-20%

STRATIFICAZIONE ULTRASOTTILE. RENDI IL TUO LABORATORIO A PROVA DI FUTURO.

CERAMICA E INTERNAL STAIN A BASSO
PUNTO DI FUSIONE PER RESTAURI
IN ZIRCONIA O IN DISILICATO DI LITIO.



new



-15%

codice **F25.03521**

**CERABIEN MILAI MICRO
LAYERING KIT LAYERING
160g**

LISTINO € 327,10

€ 278,00

**CERABIEN MILAI MICRO
LAYERING KIT STAIN
45g**

LISTINO € 425,20

€ 361,40

CARATTERISTICHE E BENEFICI **CERABIEN Milai**

- 1** Linea di prodotto compatta, progettata per la micro-stratificazione un metodo di finitura semplice, per ridurre al minimo il magazzino e semplificare il processo decisionale.
- 2** Bassa temperatura di cottura (740°C / 1364°F) per una compatibilità con un'ampia gamma di materiali restaurativi, zirconia e disilicato di litio* inclusi, e una più semplice gestione del magazzino.
- 3** Proprietà uniche della ceramica A base di ceramica feldspatica sintetica, per eccellenti proprietà meccaniche e lavorabilità e la possibilità di eseguire cotture ripetute.

RICAMBI CERABIEN MILAI

codice **F25.03522**

CERABIEN MILAI	Listino	PROMO
CLEAR - ENAMEL - TISSUE TRANSLUCENT - VALUE	€ 19,74	€ 18,16
IS	€ 28,20	€ 25,94
LUSTER	€ 25,40	€ 23,34

PER UN RICAMBIO A SCELTA

DISCHI KATANA ZR



-18%

codice **F25.03523**

YML

Spessore	Listino	PROMO
14 mm	€ 208,00	€ 170,56
18 mm	€ 263,00	€ 215,66
22 mm	€ 296,00	€ 242,72

STML / HTML PLUS

Spessore	Listino	PROMO
14 mm	€ 189,00	€ 154,98
18 mm	€ 239,00	€ 195,98
22 mm	€ 269,00	€ 220,58

UTML

Spessore	Listino	PROMO
14 mm	€ 189,00	€ 154,98
18 mm	€ 239,00	€ 195,98



ATTACCHI E COMPONENTI CALCINABILI PREFABBRICATI

codice F25.03524

CAPPETTE

Confezione 6 pz

LISTINO € 27,50

€ 22,00

-20%

BIANCHE ritenzione standard

MICRO Ø 1.8 mm 040CRM / NORMO Ø 2.5 mm 040CRN



ROSA ritenzione soft

MICRO Ø 1.8 mm 040CRMSN / NORMO Ø 2.5 mm 040CRNSN



GIALLE ritenzione extra soft

MICRO Ø 1.8 mm 060CRMAY / NORMO Ø 2.5 mm 060CRNAY



VERDI elastiche gomgnose

MICRO Ø 1.8 mm 049PCM / NORMO Ø 2.5 mm 049PCN



VERDE ACQUA ritenzione standard - sottodim.

MICRO Ø 1.8 mm 040CRMDR8 / NORMO Ø 2.5 mm 040CRNDR8



ARANCIONE ritenzione standard - sottodim.

MICRO Ø 1.6 mm 049CRMDR / NORMO Ø 2.25 mm CRNDR



SFERE CALCINABILI SINGOLE

Confezione 4 pz - MICRO Ø 1.8 mm 055SCM / NORMO Ø 2.5 mm 055SCN

LISTINO € 19,00

€ 15,20



BARRE CALCINABILI

Confezione 2 pz - MICRO angolari / NORMO angolari

LISTINO € 19,00

€ 15,20



CONTENITORI INOX

Confezione 2 pz - MICRO / NORMO

LISTINO € 20,00

€ 16,00



CAPPETTA NERA

Confezione 6 pz

MICRO Ø 1.8 mm 043CLM / NORMO Ø 2.5 mm 043CLN

LISTINO € 12,50

€ 10,00



OT CEM

1 SIRINGA 5ml
+ 10 PUNTALI

codice F25.03525

LISTINO € 52,00

€ 42,65

-18%

OT EQUATOR CALCINABILE

-20%

codice F25.03526

151SS MASCHI CALCINABILI

2 maschi "semi sfere" calcinabili

LISTINO € 20,00

€ 16,00



141CAE CONTENITORI

2 contenitori inox per cappette

LISTINO € 21,00

€ 16,80



140CEG CAPPETTE GIALLE

4 cappette ritentive - giallo (extra soft)

LISTINO € 29,00

€ 23,20



OT EQUATOR CAPPETTE NERE

4 cappette ritentive

LISTINO € 15,00

€ 12,00



140CER CAPPETTE ROSA

4 cappette ritentive - rosa (soft)

LISTINO € 29,00

€ 23,20



140CEV CAPPETTE VIOLA

4 cappette ritentive - viola (forti)

LISTINO € 29,00

€ 23,20



140CET CAPPETTE BIANCHE

4 cappette ritentive - bianco (standard)

LISTINO € 29,00

€ 23,20



PMMA DISC MONOSTRATO

Disco fresabile in polimetilmetacrilato (PMMA), monocromatico per sistematica CAD/CAM.

Diametro 98 mm - **Altezze disponibili:** 16 mm - 20 mm

Indicato per la realizzazione di corone e ponti provvisori estetici.

Colori: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.



codice F25.03527

LISTINO € 49,00

€ 30,85 cad.

PER 2 DISCHI A SCELTA

-37%

PMMA DISC MULTILAYER

Disco fresabile in polimetilmetacrilato (PMMA), multistrato, per sistematica CAD/CAM.

Diametro 98 mm - **Altezze disponibili:** 16 mm - 20 mm

Indicato per la realizzazione di corone e ponti provvisori estetici.

Realizzato in resine acriliche e nanotecnologia OMC (ceramiche organicamente modificate) in 13 strati di sfumature cromatiche.

Colori: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.



codice F25.03528

LISTINO € 103,70

€ 65,30 cad.

PER 2 DISCHI A SCELTA

-37%

CELTRA CERAM

Ceramica feldspatica a bassa temperatura, rinforzata con leucite.

Indicata per il rivestimento estetico di sotto-strutture in ceramica integrale.

Confezione: 15 gr



-18%

codice F25.03529

LISTINO DENTINA € 30,90

A PARTIRE DA

€ 25,34

PER 1 CONFEZIONE A SCELTA

PROMO VALIDA SU TUTTA LA GAMMA AD ESCLUSIONE DI LIQUIDI E SET

CELTRA PRESS

Silicato di litio rinforzato in zirconia per tecnologia pressata.

Resistenza alla flessione superiore a 500 MPa.

La scelta tra tre diverse trasparenze, HT (I1, I2, I3); MT-MO e LT (A1, A2, A3, B1, C1, D2), consente agli utilizzatori di riprodurre in modo affidabile l'estetica naturale del dente e di personalizzarlo in base alle esigenze del paziente.

Con Celtra Press è possibile realizzare faccette, inlay, onlay, corone nel settore anteriore e posteriore, ponti a 3 elementi nella zona anteriore fino al secondo premolare come pilastro terminale o applicati su un abutment implantare.



-20%

codice F25.03530

LISTINO € 103,60

€ 82,90 cad.

PER 1 PZ A SCELTA

codice F25.03531




lay:art evo

Pennello di setole bionic



Punta del pennello di dimensioni originali

[1] lay:art evo misura 2	1 pz, manico fine	1724 0002	€ 45,80	€ 39,00
[2] lay:art evo misura 4 flame	1 pz, manico standard	1724 0004	€ 50,40	€ 42,00
[3] lay:art evo misura 4 cone	1 pz, manico standard	1724 0014	€ 50,40	€ 42,00
[4] lay:art evo misura 6 flame	1 pz, manico standard	1724 0006	€ 59,80	€ 50,00
[5] lay:art evo misura 6 cone	1 pz, manico standard	1724 0016	€ 59,80	€ 50,00
[6] lay:art evo misura 8 flame	1 pz, manico standard	1724 0008	€ 70,40	€ 59,00
[7] lay:art evo misura 8 cone	1 pz, manico standard	1724 0018	€ 70,40	€ 59,00
[8] lay:art evo color	1 pz, manico fine	1724 0100	€ 35,70	€ 30,00
[9] lay:art evo opaque	1 pz, manico fine	1724 0200	€ 38,60	€ 32,00
lay:art evo build up set	Manico standard con 3 pennelli (4, 6, 8 flame)	1724 0300	€ 132,40	€ 111,00
lay:art evo detail up set	Manico fine con 3 pennelli (color, opaque, 2)	1724 0400	€ 80,00	€ 67,00
[10] lay:art evo refresher	1 porta-pennelli con bicchiere (senza pennelli)	1724 0600	€ 79,40	€ 62,00



Piastre di miscela lay:art

codice F25.03532

[1] lay:art crystal	1 pezzo, incl. custodia esterna	1043 0000	€ 81,50	€ 65,00
[2] lay:art crystal aqua xl	1 pezzo, incl. custodia esterna	1043 1000	€ 192,90	€ 154,00
[3] lay:art crystal aqua s	1 pezzo, incl. custodia esterna	1043 2000	€ 140,20	€ 112,00

COBRA

Confezione: 5 kg

Misure µm: 50/90/110/125/250

codice F25.03533

LISTINO € 40,00

€ 26,00 cad.

PER 1 CONFEZIONE A SCELTA



-35%

ROLLOBLAST

Confezione: 5 kg

Misure µm: 50/100

codice F25.03534

LISTINO € 35,00

€ 22,75 cad.

PER 1 CONFEZIONE A SCELTA



-35%

ELITE DOUBLE 22

Confezione:
1 kg + 1 kg



codice F25.03535
LISTINO € 74,10

€ 60,75

-18%

ZETALABOR

Confezione:
5 kg + 2 cat.
da 60 ml



codice F25.03536
LISTINO € 80,70

€ 66,15

-18%

ELITE MODEL FAST

LIGHT CREAM
sacco 25 kg + cont.



codice F25.03537
LISTINO € 59,60

€ 47,70

-20%

INDURENT

60ml



codice F25.03538
LISTINO € 12,50

€ 10,25

-18%

ELITE ARTI WHITE

sacco 25 kg + cont.



codice F25.03539
LISTINO € 68,70

€ 54,95

-20%

ELITE TRANSPARENT

Cartuccia da 50 ml
+ 6 puntali



codice F25.03540
LISTINO € 25,80

€ 21,15

-18%

GINGIFAST

ELASTIC/RIGID
2x50 ml + 12 puntali



codice F25.03541
LISTINO € 42,40

€ 33,90

-20%

ELITE LC TRAY

Linea di placche in resina fotopolimerizzabili per la
realizzazione di portaimpronta individuali
e basi per protesi rimovibili.

Confezione: 50pz



codice F25.03542
LISTINO € 66,50

€ 54,50

-18%

DISCO THOR

Disco zircodent Multi 1200Mpa

Utilizziamo unicamente polveri certificate TOSOH in quanto garantiscono il massimo livello di purezza e i migliori standard produttivi per biocompatibilità, resistenza ed estetica.

- Semplicità di utilizzo
- Estetica naturale

Gamma completa di altezze e colori;
è disponibile in 14 colori e 6 altezze.

Resistenza alla flessione	1200 MPa
Traslucenza	45%
Tipi di lavoro	Tutti i tipi di lavoro anatomici (max 3 elementi mancanti)
Sinterizzazione	1530 °C
Tipologia	Multistrato



-25%

codice F25.03543

Disco THOR	Listino	PROMO
Disco 1200Mpa Ø98x14mm	€ 187,00	€ 140,25
Disco 1200Mpa Ø98x16mm	€ 206,00	€ 154,50
Disco 1200Mpa Ø98x18mm	€ 224,00	€ 168,00
Disco 1200Mpa Ø98x20mm	€ 243,00	€ 182,25
Disco 1200Mpa Ø98x22mm	€ 261,00	€ 195,75

DISCO EOS

Disco zircodent Eos Multi progressivo 1200Mpa Zirconia 900/1100 MPa

Massima estetica in totale sicurezza

Il disco in zirconia EOS è l'ideale per realizzare strutture altamente estetiche mantenendo resistenza, sicurezza e affidabilità del dispositivo.

- quattro strati di colore
- traslucenza progressiva

OroDent Eos 900/1100 MPa è disponibile in 14 colorazioni e 6 altezze.

Resistenza alla flessione	900 MPa, 1100 MPa
Traslucenza	48%
Tipi di lavoro	Corone, Ponti estesi fino a 12 unità
Sinterizzazione	1530 °C
Tipologia	Multistrato progressivo



-25%

codice F25.03544

Disco EOS	Listino	PROMO
Disco 1200Mpa Ø98x14mm	€ 192,00	€ 144,00
Disco 1200Mpa Ø98x16mm	€ 211,00	€ 158,25
Disco 1200Mpa Ø98x18mm	€ 229,00	€ 171,75

DISCO VENUS

Zirconia OroDent Venus 850 MPa

Massima estetica per un sorriso

La zirconia Venus, realizzata con polveri TOSOH, rappresenta l'ultima generazione dei dischi multistrato OroDent.

Grazie alla massima traslucenza (49%), Venus è il prodotto ideale per la realizzazione di corone, ponti ridotti e intarsi.

Resistenza alla flessione	850 MPa
Traslucenza	49%
Tipi di lavoro	Corone, Intarsi, Ponti ridotti fino a 3 unità
Sinterizzazione	1530 °C
Tipologia	Multistrato



-25%

codice F25.03545

Disco VENUS	Listino	PROMO
Disco 850Mpa Ø98x14mm	€ 187,00	€ 140,25
Disco 850Mpa Ø98x16mm	€ 206,00	€ 154,50
Disco 850Mpa Ø98x18mm	€ 224,00	€ 168,00
Disco 850Mpa Ø98x20mm	€ 247,00	€ 185,25

KEY MODEL ULTRA™

KeyModel Ultra™ per modelli dentali estremamente precisi e accurati. La sua speciale formulazione genera un basso ritiro

- IVORY
- LIGHT GRAY

Confezione: 1Kg



PROMOZIONE

codice F25.03546
LISTINO € 87,10

€ 75,80

KEY GUIDE®

Indicata per la realizzazione di dime chirurgiche/guide per il corretto posizionamento degli impianti. La stampa è resistente e con elevata precisione e garantisce un perfetto posizionamento ed una perforazione ottimale durante l'intervento chirurgico.

- TRANSPARENT

Confezione: 1Kg



PROMOZIONE

codice F25.03547
LISTINO € 264,60

€ 238,15

KEY SPLINT CLEAR

KeySplint Hard o Soft è una resina per stampanti 3D, biocompatibile, progettata per produrre splint e bite dentali, ideale per tutti i casi di bruxismo o nei casi in cui è necessario immobilizzare i denti.

HARD O SOFT

- TRASPARENT
- Confezione:** 1Kg



codice F25.03548
LISTINO € 479,00

€ 431,10

KEY TRAY™

KeyTray è una resina per stampa 3D resistente, biocompatibile (Classe I), ideata per creare in modo rapido e preciso portaimpronta individuali personalizzati

- **NON È NECESSARIO AVERE UNA IMPRONTA**
- **SI RISPARMIA TEMPO ELIMINANDO I MODELLI IN GESSO**

Colore: Viola

Confezione: 1Kg



codice F25.03549
LISTINO € 259,00

€ 233,10

GANCI ITSO CLEAR

Universali o per molari.

Confezione: 6 pz



codice F25.03550
LISTINO € 67,20

€ 60,50

KEYPOLISH FINISHING KIT

Kit finitura e lucidatura.



- Il kit contiene:
- Mini Scotch Brite™
 - 400-Grit Blue Disc
 - Dischi in tela
 - Tripoli Polishing Composto
 - Beige Polishing Paste 100g
 - High-Shine Cotton Buff
 - High-Shine Polistar Pink 150g

codice F25.03551
LISTINO € 135,00

€ 94,50

PROMO A
DISPONIBILITÀ
LIMITATA

-30%

OnX TOUGH 2

Si tratta della prima e unica certificata per la **stampa 3D di protesi ibride fisse**. Una scelta senza pari per i professionisti del settore odontoiatrico e odontotecnico.

OnX Tough 2 è **radiopaca**, e questa caratteristica è essenziale per garantire un monitoraggio accurato delle protesi durante i controlli radiografici, migliorando così la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti, e offre una chiarezza naturale, traslucenza e trasmissione della luce superiori.

Un'altra caratteristica rivoluzionaria di OnX Tough 2 è la **tecnologia NanoFusion** che garantisce una distribuzione superiore delle nanoparticelle ceramiche all'interno della resina. Questo processo avanzato conferisce alle parti stampate una resistenza e una durezza eccezionali.

Se da un lato OnX Tough 2 apre le porte a una rivoluzione nel campo delle protesi ibride, per tutti i piccoli restauri come corone, inlay, onlay e faccette arriva **Ceramic Crown**.

Si tratta di una **nuova classe di resine da restauro, composta per oltre il 50% da ceramica** e sviluppata per una perfetta post-produzione.



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

126 MPa

MODULO DI FLESSIONE

4281 MPa

LAVORO DI FRATTURA

1033 J/m²

Confezione:

500gr

Colori:

A1, A2, Bleach,
Hollywood White

CERAMIC CROWN

Ceramic Crown è una **nuova resina ibrida nanoceramica di Classe II**, approvata dall'FDA, per corone complete, corone parziali e faccette definitive, composta da un materiale a dominanza ceramica, cioè formulato con un contenuto di ceramica radiopaca inorganica superiore al 50%. Questo materiale è facile da rifinire e lucidare ed è caratterizzato da un'estetica eccellente che si fonde con i denti esistenti.

SprintRay Ceramic Crown

viene lanciata come parte del primo ecosistema completo al mondo progettato per la stampa 3D di corone definitive in giornata, con un tempo di produzione totale end-to-end inferiore a 45 minuti.



SPRINTRAY CERAMIC CROWN

34.7 MPa

DISILICATO DI LITIO

36.8 MPa

Confezione:

250 gr

Colori:

A1, A2, A3, B1, C2, D2, Bleach.

RETAINER

La resina **Retainer** è stata progettata per la **realizzazione diretta di retainer tramite stampa 3D**, in modo da poter eliminare la necessità della termoformatura, riducendo così i costi, semplificando i flussi di lavoro e accelerando i tempi complessivi di trattamento.

Tra i suoi vantaggi il **colore trasparente**, la **flessibilità** e la **resistenza** ideale per l'uso quotidiano.

Biocompatibile e certificata MDR di Classe I.



new

Confezione:

500gr

Colore:

Trasparente

OTRASFORMER® OFFERTE DIGITALE

RESINE STAMPA 3D

codice F25.03552

3D Composite Crown

1 cf. 500g



~~249,00 €~~
219,12 €

Model Eco 3.0

1 cf. 1 Kg



~~80,00 €~~
70,40 €

3D Model Pro

1 cf. 1 Kg



~~120,00 €~~
110,40 €

Tray

1 cf. 500g



~~99,00 €~~
87,12 €

Calcinabile Basic

1 cf. 1 Kg



~~120,00 €~~
105,60 €

Surgical Guide

1 cf. 1 Kg



~~290,00 €~~
255,20 €

Trial

1 cf. 500g



~~105,00 €~~
96,60 €

codice F25.03553

ZIRK EVOLUTION

-22%

Zirk Evolution SHT e 3D

Clalde in **ossido di zirconio** con sfumatura graduale in **5 layer**, dalle **ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche**.

DISCO ZIRK EVO	Altezza	Listino €	PROMO
SHT MULTILAYER	14 mm	126,00	€ 98,28
SHT MULTILAYER	16 mm	137,00	€ 106,86
SHT MULTILAYER	18 mm	147,00	€ 114,66
SHT MULTILAYER	20 mm	158,00	€ 123,24
SHT MULTILAYER	22 mm	177,00	€ 138,06
SHT MULTILAYER	25 mm	195,00	€ 152,10


DISCO ZIRK EVO	Altezza	Listino €	PROMO
3D MULTILAYER	14 mm	157,00	€ 122,46
3D MULTILAYER	16 mm	172,00	€ 134,16
3D MULTILAYER	18 mm	188,00	€ 146,64
3D MULTILAYER	20 mm	205,00	€ 159,90



COMPOSITO

codice F25.03554

ROCK



1 siringa da **4 gr**

~~PREZZO LISTINO: 30,00 €~~
PREZZO OFFERTA: 26,10 €

FLOW



1 siringa da **3 gr**

~~PREZZO LISTINO: 21,90 €~~
PREZZO OFFERTA: 19,05 €

KIT GENGIVA

codice F25.03555

ROCK



Kit Gengive Rock
4 siringhe da **4 gr**

~~PREZZO LISTINO: 132,00 €~~
PREZZO OFFERTA: 114,84 €

FLOW

-19%



Kit Gengive Flow
6 siringhe da **3 gr**

~~PREZZO LISTINO: 131,40 €~~
PREZZO OFFERTA: 106,43 €

TRASFORMER® **OFFERTE ANALOGICO**

KIT RESINE ACRILICHE



PROTESI

codice F25.03556

1 Kg Polvere + 500 ml Liquido

- Acrylic for dentures Pink Veined
- Acrylic Liquido

-15%

~~PREZZO LISTINO: 175,00 €~~

PREZZO OFFERTA: 148,75 €

codice F25.03557



PROVVISORI

- Tras Temp Dentina A2
- Tras Temp Smalto S2
- Tras Temp Liquido

~~PREZZO LISTINO: 117,00 €~~

PREZZO OFFERTA: 100,62 €

KIT SILICONI

codice F25.03558



Putty Silicone 5 Kg A + 5 Kg B



Universal Blue Silicone 1 Kg A + 1 Kg B

~~PREZZO LISTINO: 201,00 €~~

PREZZO OFFERTA: 174,87 €

TRASPA SILICONE

codice F25.03559

Silicone per addizione (A+B) da utilizzare con le **muffole trasparenti** per la lavorazione del **composito**.

25 Shore



~~PREZZO LISTINO: 117,00 €~~

PREZZO OFFERTA: 100,62 €

EASY BAR

codice F25.03560

-18%

Realizzazione di **strutture** per **carichi immediati** e **provvisori armati** su **impianti**.

ACCIAIO
h. 1,5 mm - 245 barrette



~~PREZZO LISTINO: 490,00 €~~

PREZZO OFFERTA: 401,80 €

NEW ALU BIG & LIGHT GLASS

codice F25.03561



New Alug Big

Muffola **ergonomica** e **maneggevole** per le lavorazioni in **acrilico**.



Light Glass

La muffola **spaziosa** e **stabile**, consente una fotopolimerizzazione **rapida** su denti e gengiva, con tappi per dentina, smalto e mucosa.

~~PREZZO LISTINO: 630,00 €~~

PREZZO OFFERTA: 541,80 €



GESSI MODEL GIPS

-20%

codice F25.03562



G.LINE	Listino	PROMO
ORTHO GIPS BIANCO SACCO x 25kg	€ 83,83	€ 67,06
ORTHO GIPS BIANCO FUSTO x 15kg	€ 60,14	€ 48,11
ORTHO GIPS BIANCO FUSTO x 5kg	€ 23,34	€ 18,67
ARTI GIPS BIANCO FUSTO x 15kg	€ 51,50	€ 41,20
ARTI GIPS BIANCO FUSTO x 5kg	€ 23,34	€ 18,67
MODEL GIPS NORMAL GIALLO FUSTO x 25kg	€ 58,50	€ 46,80
4MODEL GIPS BIANCO FUSTO x 25kg	€ 108,30	€ 86,66
ROCK GIPS GOLDEN BROWN x 5kg	€ 40,82	€ 32,66

SIL 85C / 95 C

Silicone per mascherine.

Confezione:

5 Kg + 2 catalizzatori da 60 ml

codice F25.03563

LISTINO € 72,90

€ 43,74

-40%



SIL 70PA / SIL 90PA

- SIL 70PA verde
- SIL 90PA azzurro

Confezione:

5 kg A + 5 kg B

codice F25.03564

LISTINO € 182,00

€ 109,20

-40%



VALLI IN CERA

gialli, morbidi / rossi, duri e assortiti

codice F25.03565

LISTINO € 43,20

Confezione: 96 pz

PROMOZIONE
€ 32,40

-25%



MODEL WAX

Cera dura in fogli indicata per lavorazioni di protesi mobile totale o parziale e valli occlusali.

Colore: rosa

Confezione:

500 gr

codice F25.03566

LISTINO € 16,44

€ 9,86

-40%



SPAZZOLINI SCOTCH BRITE

Diametro: 23mm - **Confezione:** 12 pz



DURI - marrone

MEDI - rossi

FINI - grigi

SCOTCH BRITE	Listino	PROMO
HP DURI MARRONI	€ 17,60	€ 14,08
HP MEDI ROSSI	€ 17,70	€ 14,16
HP FINI GRIGI	€ 16,80	€ 13,44

-20%

codice F25.03567

OverCEM Abutment

Cemento resinoso autoadesivo a polimerizzazione duale per cementazioni extraorali

Cemento permanente per tutti i materiali protesici
zirconia, disilicato di litio, ceramiche, metalli e compositi



La **Soluzione** estetica
adesiva definitiva



new

Per cementazione extraorale
in due versioni



OverCEM Ti-Abutment
Extra Opaque White



OverCEM Cer-Abutment
Universal-Opague

Confezione:
siringa da 9,5 gr
+ 15 puntali mixer regular

Polimerizzazione

Cementazione extraorale		
Tempo di lavoro	Scegli la polimerizzazione	
3:00 a 23°C	Polimerizzazione a caldo per 5:00 a 50°C	Fotopolimerizzare in base alla potenza della lampada

codice F25.03109

LISTINO € 147,90

€ 99,00

-33%

Formula innovativa autoadesiva

OverCEM SA

Cemento resinoso autoadesivo a polimerizzazione duale

Punte di auto miscelazione T-Mixer

Riducono
del 30% la
perdita di
cemento



la perfetta combinazione di
2 monomeri adesivi

4-META e 10-MDP

**Eccellente legame
con Zirconia e
Disilicato di Litio**



OverCEM SA Translucent OverCEM SA Universal OverCEM SA Opaque

Confezione:
siringa da 9,5 gr
+ 13 puntali applicatori

codice F25.03110

LISTINO € 89,60

€ 60,00

-33%

ISO PRO 3D AL DENTE

Isolante speciale per la stampa 3D

- zona isolante ben visibile
- una sola applicazione
- fa risparmiare tempo e materiale
- aderisce anche alla cera
- protegge dall'inchiostro di occlusione
- è solubile in acqua e lavabile



codice F25.03568

LISTINO € 29,60

€ 21,30

-28%

HYDROCK KERR

Gesso per modelli classe III

- BIANCO
- GIALLO

Confezione: 25Kg



codice F25.03569

LISTINO € 89,80

€ 76,50

ARTICOLATORE CUP EURODENTIS

L'Articolatore Cup è un sistema di presa a "morso".

Progettato in materiale acetilico auto-lubrificante, è leggero, ergonomico, molto resistente e di facile manutenzione.

codice F25.03570

Descrizione	LISTINO	PROMO
ARTICOLATORE CUP	€ 39,60	€ 34,00
CUP CONTENITORE LISCIO x 125pz	€ 19,10	€ 16,40
CUP CONTENITORE ZIGRINATO x 100pz	€ 72,10	€ 62,00



Articolatore ASA 5050 ASADENTAL

ARTICOLATORI NON-ARCON A VALORI MEDI

- design per posizione di lavoro ergonomica a 60°
- ideale per pazienti di classe III
- compatibile per dimensione con i polimerizzatori a pressione in commercio
- sistema anti-rotazione per asta incisale
- calotta e piano oclusale con 4 traiettorie ellittiche

DATI TECNICI	
Distanza intercondilare	110 mm
Inclinazione condilare	30°
Angolo di Bennett	0° - 7° (con viti di bloccaggio)
Inclinazione base incisale	10°
Distanza fra le piastre di montaggio	87 mm
Apertura	180°

codice F25.03571

LISTINO € 56,65

€ 45,30

-20%



ENAMEL PLUS TEMP MICERIUM

Provvisori estetici in resina

L'opacità delle masse dentine e la traslucenza delle masse smalto consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi. Le masse smalto inoltre consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie molto simile agli elementi definitivi in ceramica.

- Dentine 100 gr
- Smalti 100 gr
- Liquido 100 ml



codice F25.03572

LISTINO € 66,30

-20%

SU TUTTA LA LINEA

€ 53,00

FRESONI IN TUNGSTENO



codice F25.03573

-20%

PROMOZIONE
minimo 3 confezioni
a scelta

PROMO VALIDA SU TUTTI I FRESONI
IN CARBURO DI TUNGSTENO PRESENTI
A CATALOGO LABORATORIO

LAB MIN

Confezione: 12 pz

Colori: marrone - grigio

Listino € 53,80

codice F25.03574

ACQUISTA
2 confezioni di GOMMINI
e ricevi IN OMAGGIO
la borraccia
termica ravelli
(Del valore di € 29,90)

€ 86,00



-20%




DIAPRINT 3D

NEW


DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert

2 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

HP



// 3D PRINTED RESIN

Set HP 331

REF 9051

2x: 3DT-H17m | 3DT-H17f
1x: 3DT-HXT14m | 3DT-HXT14f


- ⊕ Sistema di lucidatura in 2 fasi per ridurre il calore e ottenere una brillantezza perfetta;
- ⊕ Il legante rigido in poliuretano, con grana diamantata fine, garantisce la rimozione e la pre-lucidatura in un unico passaggio.
- ⊕ Il legante morbido del silicone nell'ultima fase di lucidatura, richiede una bassa velocità e una bassa pressione.
- ⊕ Design ergonomico per un'applicazione precisa e senza sforzo.

Grana	Diamantata
Legame	
1. Step	Poliuretano
2. Step	Silicone
Reg. giri/min	⊕ 3.000 - 7.000



1. STEP

MEDIO



Articolo			3DT-H17m	3DT-HXT14m
HP	1	REF	6117X001	6102X001
	10	REF	6117X010	6102X010
	Misura mm		Ø 17 x 1,8	Ø 14

2. STEP

FINE



Articolo			3DT-H17f	3DT-HXT14f
HP	1	REF	6217X001	6202X001
	10	REF	6217X010	6202X010
	Misura mm		Ø 17 x 1,8	Ø 14

Descrizione	Confezione	LISTINO	PROMO
3DT-H17m	1 pz	€ 12,10	€ 9,90
	10 pz	€ 115,20	€ 94,45
3DT-HXT14m	1 pz	€ 7,20	€ 5,90
	10 pz	€ 68,10	€ 55,85

codice F25.03575

-18%

Descrizione	Confezione	LISTINO	PROMO
3DT-H17f	1 pz	€ 12,10	€ 9,90
	10 pz	€ 115,20	€ 94,45
3DT-HXT14f	1 pz	€ 7,20	€ 5,90
	10 pz	€ 68,10	€ 55,85

YETI THOWAX BEIGE OPACO YETI

Cera con alta densità molecolare per la modellazione di ponti e corone, inlays ed onlays.

- Modellazione e lavorazione facile e veloce.
- Non contiene sostanze plastificanti e brucia senza lasciare residui.
- Punto di solidificazione a 63/64°C.

Confezione: 70gr



codice F25.03576

LISTINO € 21,90

€ 17,52

-20%

YETI LUBE ISOLANTE YETI

Isolante gesso-cera, metallo-cera, cera-cera.

Privo di alcool e solventi non intacca le cere e le lacche per monconi.

Non crea alcuna reazione con i rivestimenti per fusioni.

Confezione: 18 ml



codice F25.03577

LISTINO € 14,00

€ 10,50

-25%

BREAK AGENT ADM

Isolante specifico per isolare le impronte in polietere e polisolfuro dalla resina poliuretanica.

Confezione: 200cc



codice F25.03578

LISTINO € 24,90

€ 22,41

-10%

ERKODUR

Materiale di termoformatura duro, molto resiliente, copoliestere (PETG), trasparente, con foglio isolante.



-30%

codice F23.03579

ERKODUR	Listino	PROMO
D.120 0,5mm 20pz - 521205	€ 24,80	€ 17,36
D.120 0,6mm 20pz - 521206	€ 30,40	€ 21,28
D.120 0,8mm 100pz - 524208	€ 157,10	€ 109,97
D.120 0,8mm 20pz - 521208	€ 39,40	€ 27,58
D.120 1,0mm 100pz - 524210	€ 184,70	€ 129,29
D.120 1,0mm 20pz - 521210	€ 46,20	€ 32,34
D.120 1,5mm 50pz - 524215	€ 126,20	€ 88,34
D.120 1,5mm 10pz - 521215	€ 31,50	€ 22,05
D.120 2,0mm 10pz - 521220	€ 40,50	€ 28,35
D.120 3,0mm 10pz - 521230	€ 57,80	€ 40,46
125x125 1,00mm 20pz - 521410	€ 46,20	€ 32,34
125x125 2,0mm 10pz - 521420	€ 40,50	€ 28,35
125x125 1.5mm 10pz - 521415	€ 31,50	€ 22,05

ERKOFLEX

Disco termoformabile.

Colore:

trasparente con isolante

Diametro: 120mm

Spessore: 2,0mm

codice F25.03580



-25%

ERKOFLEX	Listino	PROMO
D.120 TR. 1mm 20pz - 581210	€ 37,10	€ 27,83
D.120 TR. 1,5mm 10pz - 581215	€ 24,60	€ 18,45
D.120 TR. 2mm 10pz - 581220	€ 33,90	€ 25,43
D.120 TR. 3mm 10pz - 581230	€ 43,20	€ 32,40
D.120 TR. 4mm 10pz - 581240	€ 54,10	€ 40,58

ERKOLOC-PRO

Dischi a doppio strato, duro/morbido

(spessore parte morbida sempre pari a 1,0 mm).



-25%

codice F25.03581

ERKOLOC-PRO	Listino	PROMO
D.120 2,0mm 10pz - 595120	€ 54,90	€ 41,18
D.120 3,0mm 10pz - 595130	€ 65,40	€ 49,05
D.120 4,0mm 10pz - 595140	€ 78,00	€ 58,50



TERMOFORMATRICE ERKOPRESS MOTION

Da collegare alla rete di aria compressa.
Precisione assoluta.

Con Erkopress motion l'intero processo di termoformatura a pressione incluso il tempo di raffreddamento verrà eseguito automaticamente.

codice T25.FL300

€ 2.450,00 offerta valida fino ad esaurimento scorte



- Sensore di temperatura "Touchless" per rilevare esattamente la temperatura (brevetto) dei materiali di termoformatura.
- Per ottenere uno spessore laterale uniforme il disco ha una **discesa verticale sul modello**. L'adattamento del disco sul modello sarà immediato.
- Sicurezza sul lavoro eccezionale con la funzione di **spegnimento automatico**.

ERKOFORM 3D MOTION

Processo di termoformatura completamente automatizzato.

Utilizza onde medie per il riscaldamento a infrarossi e non richiede nessun tempo di preriscaldamento.

Apparecchio per termoformatura a vuoto con riserva di vuoto e TouchPanel.

Compresi nella fornitura: Contenitore per granulato e Piastra portamodelli per modelli molto bassi.

codice T25.FL301

€ 1.990,00




PUÒ ESSERE MONTATO L'OCCLUFORM-3



ERKOFORM 3D PLUS

Stesse caratteristiche di Erkoform-3d motion ma senza il processo di termoformatura automatizzato.



codice T25.FL302

€ 1.750,00

OCCLUFORM 3

Occlusore per Erkoform per registrare l'arcata antagonista direttamente sull'apparecchio.

codice T25.FL303

€ 610,00



BRUCIATORE AD ARIA

Ideale per il rammolimento e la brillantinatura dei dischi. Funzione a gas butano.

codice T25.FL304

€ 85,00



VAPOR KLEIN VK 300

Vaporizzatore con elettropompa incorporata, da collegare alla rete idrica pistola regolabile e manometro. Pressione max 4 bar.



codice T25.FL305

€ 1.980,00

VAPOR KLEIN VK 400

Comandi elettromeccanici, da collegare alla rete idrica. Pressione di esercizio massima 8 bar.



codice T25.FL306

€ 2.230,00

VAPOR KLEIN VK 500 TOUCH

Controllo elettronico per tutte condizioni d'uso. Pressione di esercizio massima 8 bar. Pannello di comando digitale.

**NUOVO
MODELLO
CON DISPLAY
TOUCH**



codice T25.FL307

€ 2.780,00

DEPURATORE VK

Apparecchio addolcitore indicato per depurare l'acqua ed evitare i problemi dovuti alle incrostazioni di calcare.

Ideale per VK 500

codice T25.FL308

€ 250,00

DEPURATORE VK con contalitri

Ideale per VK 200
VK 300 - VK 400

codice T25.FL309

€ 300,00



POLYVALENT TOUCH

Polimerizzatore compatto e versatile, dotato di pannello touch screen

- Polimerizzazione di qualsiasi tipo di resina
- Bagno igroscopico
- Pentola a pressione
- Cottura resina in muffola a polimerizzazione lenta
- Sceratura cilindri
- Pressa rivestimento gessi
- 10 cicli programmabili + memoria ultimi 30 programmi

Capacità della camera 2,4 dm³

Profondità: 380 mm
Larghezza: 280 mm
Altezza: 300 mm

codice T25.FL310

€ 2.150,00

Tanica da 15 litri non inclusa



COMPACT TOUCH

Il polimerizzatore digitale dalle grandi capacità, dotato di touch screen.

Ampia camera (205 mm di diametro, 130 mm di altezza, 4,9 dm³) può contenere un articolatore di grosse dimensioni.

Cestello scodello e supporto con pinzette, Timer, dispositivo di sicurezza apertura coperchio.

codice T25.FL311

€ 2.780,00

Tanica da 15 litri non inclusa



LA PERFEZIONE IN TEMPI RECORD:

CONCORD® 4.0

L'INNOVATIVO FORNO A MICROONDE PER LA ZIRCONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

dimensioni:
385 x 440 x 547 mm

peso:
31 kg

alimentazione:
AC 230 V, 50 Hz

fusibile:
15 A

potenza:
2000 W

temperatura
massima:
1550°



DENTAL CLUB®

RIVENDITORE ESCLUSIVO

★ PER L'ITALIA ★

CONCORD 4.0

l'evoluzione della sinterizzazione!

Raddoppia la tua produzione giornaliera, **risparmia il 50% di corrente elettrica**, senza costose resistenze da sostituire.

In meno di 4 ore, la tua zirconia sarà più brillante, più omogenea e più resistente.



sinterizzazione microonde:



3.22 ore
1480 °C

3.35 ore
1530 °C

3.35 ore
1530 °C

3.35 ore
1530 °C

DENTAL CLUB®
EQUIPMENT

Renfert

100 years making work easy

3+1

anno di
garanzia gratuita!

LIGHT 1

NOVITÀ


Vedere meglio, lavorare meglio.



- ✓ **Distribuzione omogenea** della luce e brillante riproduzione dei colori e delle superfici.
- ✓ Modellazione della luce tramite **modalità personalizzate** per adattare l'illuminazione a diverse esigenze (ad esempio scenario di luce naturale, soppressione della luce blu).
- ✓ Ambiente di lavoro piacevole e benessere fisico grazie a una **luce totalmente priva di tremolio**.

DISPONIBILE CON MONTAGGIO
A PARETE O SU TAVOLO.

Scopri i dettagli
renfert.com/light-1



Quando ogni minimo dettaglio conta.

CONTATTA IL TUO CONSULENTE DENTAL CLUB
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Prodotti efficienti e smart per la vaporizzazione

POWER steamer 1



Vaporiera con
riempimento
manuale

DOTAZIONE:

- 1 vaporiera
- 1 tappo del serbatoio
- 1 strumento tappo di revisione
- 1 set di guarnizioni

codice T25.FL312

€ 1.972,00

€ 1.540,00

POWER steamer 2



Vaporiera con
riempimento
automatico

DOTAZIONE:

- 1 vaporiera
- 1 tappo del serbatoio
- 1 strumento tappo di revisione
- 1 set di guarnizioni
- 1 tubo flessibile dell'acqua

codice T25.FL313

€ 2.964,00

€ 2.240,00

✓ Sistema di riscaldamento particolarmente durevole: l'elemento termico è incorporato nel fondo della caldaia, per cui è protetto dall'acqua, dal calcare e dai prodotti chimici per la pulizia.

✓ Indicatore di decalcificazione in tempo reale.

✓ Facile pulizia della caldaia grazie all'apertura di ispezione particolarmente grande.

Pressione di lavoro di 4,5 bar

Dimensioni (L x A x P) 370 x 422 x 350 mm



POWER steamer descaler

Decalcificante concentrato
(per POWER steamer 1 e 2)

1 l

€ 11,00

**IN OMAGGIO
CON LE VAPORIERE**

NOVITÀ



STEAM tube

Box ingegnoso per la pulizia
con il getto di vapore

€ 385,00

€ 299,00

codice T25.FL314

SPATOLA ELETT. WAXELECTRIC II 21570000

Spatola elettrica per ceratura, consente di lavorare in parallelo con due manipoli. Impostazione diretta della temperatura massima o minima.

Display a 3 cifre leggibile alla luce solare.

codice T25.FL315

€ 399,00



PILLO

Scalpello pneumatico per rapide operazioni di smuffatura, ideale nella lavorazione del gesso e dei rivestimenti.



codice T25.FL316

€ 399,00

MT3 CON DISCO KLETTFIX

Squadratura ad acqua con motore da 1.300 W.

codice T25.FL317

€ 850,00



DISCO KLETTFIX

Per MT Plus / MT 3
• 80 µm - conf. 5 pz

codice T25.FL318

€ 85,00



VORTEX COMPACT 3L

Aspiratore ideale per sabbiatrici e posti di lavoro

codice T25.FL319

€ 630,00

offerta valida fino ad esaurimento scorte



SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE

In carta - 5 pz

codice T25.FL320

€ 65,00

BASIC CLASSIC

Microsabbiatrice con 2 serbatoi modello economico e compatto. Volume cabina di sabbiatura: 14 litri.



codice T25.FL321

€ 999,00

offerta valida fino ad esaurimento scorte

TWISTER

Miscelatore sotto vuoto con elevato momento torcente, pompa a membrana per la formazione del vuoto e funzioni di miscelazione standard.

Utilizzo flessibile sia per alginati che per tutti i materiali di duplicazione e lo sviluppo dei modelli odontotecnici.

Dotazione:

incl. tazza da 500 ml e agitatore



codice T25.FL322

€ 1.230,00

BASIC QUATTRO

Microsabbiatrice professionale con 2-4 serbatoi (2 in dotazione)

Sabbiatura precisa grazie all'illuminazione ottimale della cabina di sabbiatura mediante tecnologia LED.



codice T25.FL323

€ 1.590,00



SILENT EC2

Potente aspiratore **senza sacchetto** raccogli-polvere con due punti di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore EC.

Vantaggi

- Ciclo di produzione sicuro grazie al **motore con tecnologia EC** a ridotta manutenzione (5 000 ore d'esercizio).
- Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB (A).

DOTAZIONE: 1 Quick Start Guide, 1 Quick Reference Card, 1 tubo per l'aria compressa (collegato permanentemente), 1 kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate), 1 tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali

codice **T25.FL324** € **2.800,00**

SILENT TC

Vantaggi

- Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica
- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1.000 ore d'esercizio garantite).
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).

DOTAZIONE:
tubo di aspirazione 3
2 manicotti terminali



codice **T25.FL325** € **1.850,00**

SILENT TC2

DOTAZIONE:
tubo per l'aria compressa,
kit di raccordi,
2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate),
tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali



codice **T25.FL326** € **2.280,00**

SILENT COMPACT

Vantaggi

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Turbina di aspirazione con 1.000 ore d'esercizio garantite grazie all'innovativo trasformatore di comando.

DOTAZIONE: 2 m tubo di aspirazione, incluso 2 manicotti

codice **T25.FL327**

€ **1.150,00**



SILENT COMPACT CAM

Per l'utilizzo con unità dentali CAM compatte

codice **T25.FL328**

€ **1.250,00**

IN OMAGGIO
CAVO DI INTERFACCIA
specificare per quale
marca fresatore

SILENT POWER CAM EC

Con tecnologia di motore EC per unità CAM altamente sollecitate.

Vantaggi

- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 54,3 dB(A).
- Ciclo di produzione sicuro grazie al **motore con tecnologia EC** a ridotta manutenzione (> 5 000 ore d'esercizio).

DOTAZIONE:
1 Quick Start Guide,
1 Quick Reference Card,
3 sacchetti di smaltimento (1 pz. inserito nel cassetto raccogli-polvere)
1 tubo di aspirazione 2 m incl.
2 manicotti terminali

codice **T25.FL329**

€ **2.350,00**

IN OMAGGIO
CAVO DI INTERFACCIA
specificare per quale
marca fresatore



ASPRIATORI
SENZA
SACCHETTO

PULIZIA
AUTOMATICA
DEL FILTRO

MOTORE A
COLLETTORE
LUNGA
DURATA

Scegli il micromotore che fa per te!

MICROMOTORE ESCORT III

MARATHON

Velocità: 1.000 - 35.000 rpm

Torque: 3.0 Ncm

Motore: Carboncini

Cuscinetti: a sfera

Peso Manipolo: 143 g

Pedale: Velocità ON/OFF

Regolazione velocità:
manuale da banco o pedale

codice T25.FL330

€ 205,00



new

MICROMOTORE ECO-450

MARATHON

Modello compatto
con velocità regolabile
a quadro, manipolo
da 45.000 rpm.

codice T25.FL331

€ 320,00



PERFECTA 300 W&H

PERFECTA 300 LA-323 F A PEDALE

Motore ad induzione, privo di spazzole, che non
necessita di manutenzione
e lubrificazione.

Velocità da 1.000
a 40.000 rpm.



codice T25.FL332

€ 999,00

offerta valida
fino ad esaurimento
scorte

MICROMOTORE ULTIMATE XL-FC

NSK

Micromotore ad induzione di nuova generazione ad elevate
prestazioni.

- Potenza e leggerezza
- Manipolo Compact con impugnatura ergonomica (peso 181 gr)
- Velocità 1000-40000 rpm
- Torque 6.0 Ncm
- Modello a pavimento
con controllo a pedale.



codice T25.FL333

€ 1.099,00

offerta valida
fino ad esaurimento
scorte

TD 783 BIEN AIR

Con cuscinetti a sfere, velocità di rotazione
300.000 rpm.

Con comando pneumatico da banco
e turbina diritta TD 783.

deducibilità
immediata



codice T25.FL334

€ 520,00

MICROMOTORE K 30S

SILFRADENT

Micromotore
K 30S con reostato
a pedale

Motore
a spazzole
Velocità
massima
30000 rpm



codice T25.FL335

€ 370,00

EYEMAG SMART T ZEISS

SISTEMA GALILEIANO con montatura in titanio

Ingrandimento di 2,5x, ideale per chi desidera disporre di un sistema compatto e di facile utilizzo.

Offerta valida solo su misure 2,5x350 e 2,5x400

codice T25.FL336

€ 1.200,00

offerta valida fino ad esaurimento scorte

**DENTSTAR-160**

MARATHON

Bunsen elettronico ad induzione elettromagnetica.

codice T25.FL337

€ 185,00**VUEMAX PRO** KONUS

Sistema ingrandente con illuminazione LED, ingrandimento variabile da 1x a 6x.



codice T25.FL338

€ 30,00**LAMPADA PLA 8015** VCG

Lampada da banco a led 3 tubi.



codice T25.FL339

€ 130,00**LAMPADA SOLAR LED SQUARE** DENTALFARM

Illuminazione da banco con lente di ingrandimento, luce bianchissima (6400°K). Diverse possibilità di montaggio: fissa a banco, con morsetto, fissa a parete. Dimensioni plafoniera 300 x 200 x 50 mm. Estensione braccio 1.100mm.



codice T25.FL340

€ 154,00**SPIRIT 1500**

SCORE DENTAL

Seduta con inclinazione regolabile robusta con sedile e schienale regolabili in poliuretano, facili da pulire.

Il poliuretano ha il vantaggio di essere resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche.

Base in plastica

VIENI A PROVARLO PRESSO IL NOSTRO SHOWROOM

codice T25.FL341

€ 250,00Score[®]**XELANIA** GIERRE

Seggiolino operativo con seduta e schienale in faggio multistrato. Alzata a gas della seduta. Base a 5 razze in alluminio con ruote piroettanti a doppio battistrada. Senza braccioli.

codice T25.FL342

€ 199,00


Per ordinare dal lunedì al venerdì



TELEFONO

contattando le nostre filiali:

- LIMENA (PD) 049 7662870
- BOLOGNA 051 323941
- MILANO 02 39624513
- TORINO 011 0650390
- UDINE 0432 235706



E-MAIL

inviando alle nostre filiali
la richiesta d'ordine:

- padova@dentalclub.it
- bologna@dentalclub.it
- milano@dentalclub.it
- torino@dentalclub.it
- udine@dentalclub.it

consulta il sito

www.dentalclub.it

consulta il sito dedicato all'attrezzatura

www.dentalclubequipment.com



e-commerce Dental Club

SCANSIONA IL QR PER ACCEDERE



Le condizioni di vendita

I prezzi pubblicati si intendono al netto di IVA. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo errori e/o omissioni di stampa. Non sono cumulabili con altre offerte in corso. L'evasione degli ordini è subordinata alla disponibilità di magazzino e/o del fornitore. Le foto riprodotte sono indicative. I prodotti che riportano sulla confezione la dicitura "per uso dentale" possono essere venduti solamente a dentisti, odontoiatri e odontotecnici. L'accettazione degli ordini è subordinata alla correttezza dei pagamenti.

Le spedizioni

La spedizione è gratuita per ordini di materiali presenti a catalogo superiori a € 139,00 IVA esclusa e peso inferiore a 50 kg. Per ordini di valore inferiore sarà applicato un contributo di spedizione. Importo fisso di € 2,29 + IVA per contributo spese imballo. Gli ordini pervenuti entro le 13.00 saranno evasi il giorno stesso. L'eventuale materiale non evaso sarà spedito con l'ordine successivo; salvo disposizioni diverse.

Le modalità di pagamento

- In contrassegno alla consegna della merce, direttamente al corriere con assegno intestato.
- Tramite Ricevuta Bancaria, a 30 giorni dalla data di fattura.
- Tramite SDD (addebito telematico in conto corrente), a 30 giorni dalla data di fattura.

I resi

Solo se autorizzati mediante richiesta che deve pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Il prodotto reso dovrà pervenirci accompagnato da regolare documento di trasporto, nel suo confezionamento originale e integro.

Il diritto di recesso non potrà essere esercitato per:

- specialità medicinali
- articoli appositamente ordinati o chiaramente personalizzati, o che rischiano di deteriorarsi o con scadenza ravvicinata
- articoli sigillati che sono stati aperti dopo la consegna.

Rimani aggiornato:



seguici su facebook
facebook.com/dentalclubspa



seguici su instagram
instagram.com/dentalclubitalia

DENTAL CLUB®

un mondo di persone